


A GUIDE TO *Aerosol Delivery Devices* FOR *Respiratory Therapists* 3rd Edition



دليل أجهزة توصيل الرذاذ لأخصائيي العناية التنفسية الطبعة الثالثة

Arzu Ari, PhD, PT, RRT, CPFT, FAARC

Dean Hess, PhD, RRT, FAARC

Timothy R. Myers, MBA, RRT-NPS, FAARC



Produced by the
American Association for Respiratory Care
Copyright© 2013 by the American Association for Respiratory Care

Supported by an educational grant
from Philips Respironics

PHILIPS
RESPIRONICS

تأليف

دو جلاس جاردينهائير

ارزو آري

دين هيس

تيموثي مايرز

إشراف وإعداد

الدكتور محمد بن ظافر الاحمري

الترجمة

قسم العناية التنفسية بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

الدكتور محمد ظافر الاحمري

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس قسم العناية التنفسية

الملازم اول بندر محمد المسعودي

أخصائي ومحاضر عناية تنفسية

عبدالله سعيد القحطاني

أخصائي ورئيس التعليم الإكلينيكي ومحاضر عناية تنفسية

ابراهيم احمد البلوي

مدير مركز المحكاة والمهارات الإكلينيكية ومحاضر عناية تنفسية

مسلم عبد الله الناصر

أخصائي ومعيد عناية تنفسية

يوسف رشاش الزهراني

أخصائي ومعيد عناية تنفسية

عبدالله علي الغزواني

أخصائي ومحاضر عناية تنفسية

جابر سعود القحطاني

أخصائي ومحاضر عناية تنفسية

المراجعة العلمية

العميد الدكتور عيدان بن موسى الزهراني

عميد كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

الأستاذ حسن بن صالح العريني

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الرياض

جميع الحقوق محفوظة ويجوز الاقتباس مع الإشارة إلى المصدر



كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران

ص.ب. ٣٣٠٤٨

الرمز البريدي ٣١٤٤٨

هاتف: ٨٤٠٥٥٩٠ - ٠١٣

فاكس: ٨٤٠٥٥٧٠ - ٠١٣

الأيمل: info@psmchs.edu.sa

جميع الحقوق محفوظة (٢٠١٦م) لكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران بالملكة العربية السعودية، ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو ترجمته أو نقله في أي شكل أو واسطة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير بالنسخ، دون إذن خطي من الكلية.

لإرسال ملاحظاتكم أو اقتراحاتكم:

الدكتور محمد بن ظافر الاحمري

ص.ب. ٧٦٧٣٤

الخبر، الرمز البريدي ٣١٩٥٣

البريد الإلكتروني: alahmari87@hotmail.com

المملكة العربية السعودية

مقدمة

يعد العلاج بالرداذ أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها مفهوم العلاج التنفسي بحيث يوضح بالأمثلة الفروق بين كلاً من "فن" الطب و"علمه" بالقرن الحادي والعشرين، فأخصائيو العناية التنفسية هم الوحيدون في مجال الرعاية الصحية الذين تلقوا تدريباً معتمداً ومكثفاً في مجال العلاج بأدوية الرداذ، فهم يحظون باعتماد في هذا التخصص لاجتيازهم الاختبارات والدورات التي تعقد لهم من أجل قياس مدى براعتهم ومهارتهم وقدرتهم على تقديم خدمة متميزة للمرضى ذوي الاعتلال المزمن في الجهاز التنفسي. وعلاوة على ذلك، يعتبر أخصائيو العناية التنفسية خبراء متمرسون في مجال العلاج بأدوية الرداذ وعلومها.

ويظل أخصائيو العناية التنفسية خبراء متمرسون في المجال إذا ما تطرقنا لفن العلاج بالرداذ وعلمه. ونظراً للتغير المتنامي الطارئ على أدوية وأجهزة توصيل العلاج بالرداذ، فإنهم لم يتبادلوا هذه الخبرة مع المرضى فحسب، وإنما مع العاملين في مجال الرعاية الصحية أيضاً. ونظراً للبحث عن توفر عنصري السلامة والوقاية داخل نظام الرعاية الصحية الأمريكي مع مراعاة التكلفة والكمية المفقودة من الأدوية أثناء العلاج، فإنه يصعب اختيار الدواء والجهاز المناسب لتوصيل العلاج بالرداذ.

وهناك سؤال يطرح نفسه وهو: كيف استطاع التدخل العلاجي لمدة قرون أن يجمع ما بين الطرق المختلفة والعلم في بيئة العلاج بالرداذ؟ يتمثل العلم في كل ما يخص علم الصيدلة والتشريح الرئوي القلبي وفسيولوجيا الأعضاء والفيزياء وفهم كامل لمختلف تقنيات توصيل أدوية الرداذ الموجودة في السوق حالياً. ولكي يصبح أخصائي العناية التنفسية خبيراً ومتمرساً في علم العلاج بالرداذ، فيجب عليه أن يحظى بالمعرفة اللازمة وكذلك بفهم جيد لمختلف أنواع مستحضرات الأدوية وطرق عملها وفهم حالات العلاج التنفسي التي يلزمها العلاج بالرداذ المدعوم بالبراهين العلمية.

ورغم أن مهارات طرق توصيل أدوية الرداذ أكثر تجريداً من علمه، إلا أنه يجب معرفة طريقة التوصيل المناسبة لأدوية علاج الجهاز التنفسي، وذلك لبلوغ النتائج المثالية.

وبالنسبة للعلاج بالرداذ، يعتبر احتكاك البشر بالتكنولوجيا هو النقطة التي تركز عليها إتقان المهارات العلاجية. وهناك دليل علمي كاف عن سبب الاستعمال غير الفعال للرداذ إذا ما تم إدارته ذاتياً بصفة عامة والذي يكون عادة بسبب عدم الدراية الكافية بتقنية استخدامه السليمة من قبل المرضى، وأحياناً لم يحصل المرضى على النتيجة المرضية من البخاخ أحادي الجرعة وبخاخات البودرة الجافة وأجهزة البخار وذلك لعدم تدريبهم بصورة كافية على طريقة الاستخدام السليم.

ويعتبر الدواء الصحيح والبخاخ المثالي وكذلك القدرات البدنية والمعرفية للمريض النقطة التي يلتقي فيها العلم مع الفن، وحتى تحصل على فاعلية العلاج بالرداذ، فلا بد أن يكون جهاز توصيل أدوية الرذاذ ملائماً لقدرة المريض على استخدامها بصورة صحيحة، ومن هنا يتضح أن فن العلاج بالرداذ ينشأ من العلم، ولذلك، عندما لا يتلائم فن العلاج بالرداذ مع علمه ولم يتم تطبيقهما بصورة جيدة، فإنه يؤدي إلى تناقص أو عدم مواظبة المريض على استخدام العلاج بصورة جيدة. وبذلك تفقد معظم جرعة الأدوية ويتلقى المريض أقل نسبة من منفعة الدواء.

ونظراً لأن العلاج بالرداذ جزء لا يتجزأ من مجال الممارسة الصحية، ونظراً لأننا الخبراء المتمرسون في هذا المجال، فإننا لدينا التزام مهني اتجاه مرضانا وهو الاستمرار في اكتساب كل ما هو جديد من مهارات ومعرفة في مجال توصيل أدوية الرذاذ. ولا بد أن يستفيد أخصائيو العناية التنفسية من هذه الفرصة من أجل تعزيز خبراتهم ومهاراتهم من خلال تحديث معرفتهم بأجهزة توصيل الرذاذ إضافة إلى درايتهم بالتقييم الفعال للمرضى الذين يحتاجون هذا النوع من العلاج. ويعتبر استخدام بخاخ مناسب لأدوية الرذاذ المصمم بطريقة تلبي قدرات المرضى جزء لا يتجزأ من هذا التقييم.

يتيح هذا الدليل الفرصة لك لتحديث معرفتك وصقل خبرتك بطرق العلاج بالرداذ. كما يحظى إتقان طرق العلاج بالرداذ وعلمه بأثره العميق على الأدوية المناسبة وأجهزة توصيل أدوية الرذاذ وذلك من أجل حصول مرضاك على أفضل النتائج السريرية، علاوة على المساهمة الفعالة في استغلال موارد نظام الرعاية الصحية.

وتقدم الطبعة الثالثة من دليل أجهزة توصيل الرذاذ معلومات كافية ووافية التي إذا ما تم دمجها مع التزامك المهني الهادف إلى أن تصبح خبيراً مهنيّاً في هذا المجال القيم، فإنها تمنحك الفرصة لتقديم الإرشاد الجيد لطبيبك وزملاءك في مجال الصيدلة والأهم من ذلك تقديم الإرشاد لمرضاك.

تيموثي مايرز

المدير التنفيذي

الجمعية الأمريكية للعناية التنفسية

شكر وتقدير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،،

أتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تأليف وترجمة هذا الكتيب وفي مقدمتهم الجمعية الأمريكية للعناية التنفسية (AARC) لثقتهم في الكلية بترجمة هذا الكتيب الإرشادي لأخصائيي العناية التنفسية للتعامل مع أجهزة توصيل الرذاذ للمرضى الذين يعانون من انسدادات في السبيل التنفسي للرئة.

إن هذا الكتيب ساهم في ترجمته نخبة من المختصين في هذا المجال. فأمل أن يحقق هذا الكتاب الرسالة المتوخاة منه، كما نأمل في استمرار التعاون بين الجمعية الأمريكية للعناية التنفسية وكلية الأمير سلطان لتقديم مواد علمية مترجمة إلى اللغة العربية تخدم مقدمي الرعاية الصحية والمرضى.

أسأل الله العلي القدير أن تعم فائدة هذا الكتيب قراء اللغة العربية في المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في هذا العمل متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

العميد/ د. عيدان بن موسى الزهراني

قائد كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران

التعليم المستمر في مجال العناية النفسية

ضمن مزايا عضويتك في الجمعية الأمريكية للعناية النفسية، فأنت تتمتع بالمزايا التالية:

- تزويدك بفرص التعليم المستمر.
 - متابعة جميع ساعات التعليم المستمر التي حصلت عليها في مجال العناية النفسية المطروحة من قبل برامج التعليم المستمر المعتمدة.
 - يمكنك الطباعة من خلال الانترنت سجل الساعات التعليمية التي حصلت عليها.
- تتوفر الخدمات على مدار ٢٤ ساعة يومياً ولمدة سبعة أيام في الأسبوع على موقع الجمعية الأمريكية للعناية النفسية (www.aarc.org).

تم اعتماد محتويات هذا الكتاب لستة (6) ساعات دراسية من التعليم المستمر في مجال العناية النفسية، وكعضو بالجمعية الأمريكية للعناية النفسية فأنت ستحصل على هذه الساعات الدراسية مجاناً. ولإضافة هذه الساعات الدراسية، يرجى زيارة موقع التعليم المستمر في مجال العناية النفسية:

<http://AARC.org/go/edu>

لمزيد من التعليمات، يرجى زيارة الموقع المذكور أعلاه:

- كيفية التسجيل باختبار يقيس مدى معرفتك بأهداف المادة العلمية.
- كيفية تحديث بريدك الإلكتروني بحيث يتم إرسال تأكيد على أنه تم تسجيلك.

أهداف تعليمية

من خلال قراءتك لهذا الكتاب، ستتمكن من:

1. التعرف على المصطلحات المستخدمة في طب الرذاذ.
2. تحديد الكمية المحتملة من الرذاذ المترسب في السبيل التنفسي السفلي من جهاز البخار والبخاخ أحادي الجرعة المضغوط وبخاخ البودرة الجافة.
3. ذكر مزايا الاستنشاق وعيوبه مقارنة بالطرق الأخرى لتعاطي الأدوية.
4. التعرف على مخاطر العلاج بالرذاذ التي يمكن أن تؤثر على المريض وكذلك مقدمي الرعاية والمساعدين.
5. ذكر مزايا وعيوب أجهزة البخار في توصيله للعلاج من خلال الرذاذ.
6. مقارنة مبدأ التشغيل لكل من جهاز البخار النفثات و جهاز البخار الشبكي و جهاز البخار للموجات فوق الصوتية.
7. وصف أنواع تصاميم جهاز البخار النفثات الهوائي وكذلك الطرق الصحيحة المستخدمة في تقليل عملية فقد الرذاذ من أجهزة البخار خلال عملية الزفير.
8. تعلم خطوات الاستخدام الصحيح لجهاز البخار الفوق صوتي والشبكي والنفثات.
9. وصف المكونات الأساسية للبخاخ أحادي الجرعة.
10. معرفة مزايا وعيوب البخاخ أحادي الجرعة.
11. المقارنة بين حامل الدواء في البخاخ أحادي الجرعة من نوع الهيدروفلوروكربون والكلوروفلوروكربون.
12. وصف مناقشة العوامل التي تؤثر على أداء البخاخات أحادية الجرعة المضغوطة وتوصيل الأدوية.
13. توضيح أهمية إعداد ومتابعة عدد الجرعات للبخاخ أحادي الجرعة.
14. المقارنة بين تصاميم التوصيلات المساعدة للبخاخ والغرف القابضة.
15. التعرف على العوامل التي تؤثر على توصيل الجرعة في التوصيلة المساعدة للبخاخ / الغرف القابضة.
16. معرفة مزايا وعيوب بخاخ البودرة.

17. وصف مبدأ التشغيل لمختلف أنواع بخاخات البودرة المتوفرة تجارياً.
18. معرفة العوامل المؤثرة على أداء بخاخ البودرة وتوصيل الأدوية.
19. توضيح كيفية معرفة أن بخاخ البودرة الجافة أصبح فارغاً.
20. معرفة الخطوات التقنية الصحيحة لاستعمال جهاز البخار والبخاخ أحادي الجرعة و بخاخ البودرة عند استعمال التوصيلة المساعدة.
21. معرفة الأسباب والحلول المقترحة لمشاكل أجهزة البخار والبخاخ أحادي الجرعة المضغوط وبخاخ البودرة الجافة.
22. مناقشة المعايير التي تساعد مقدمي الرعاية الصحية في اختيار جهاز توصيل الرذاذ.
23. التعرف على الاعتبارات الخاصة لتوصيل الدواء للأطفال وحديثي الولادة.
24. توضيح كيفية إنشاء نظام لإدارة مكافحة العدوى أثناء توصيل أدوية الرذاذ.
25. وصف الأسلوب التقني السليم لتنظيف أجهزة توصيل الرذاذ.
26. مناقشة أهمية الصحة المهنية وسلامتها لأخصائيي العناية التنفسية.
27. ذكر المشاكل والأخطاء الشائعة عند استخدام أنواع البخاخات المختلفة.
28. وصف كيفية تعليم وتقييم المرضى عند استخدام البخاخات.

المحتويات

4	 مقدمة
7	 شكر وتقدير
9	 أهداف تعليمية
1	 علم العلاج بالرداذ

المصطلحات

آليات ترسب الرذاذ وأحجام الجزيئات

أنواع بخاخات الرذاذ

أين تذهب أدوية الرذاذ المستنشقة؟

تعاذل أجهزة الرذاذ من حيث الكفاءة

مزايا أدوية الرذاذ المستنشقة وعيوبها

مخاطر العلاج بالرداذ

مخاطر تتعلق بالمرضى

مخاطر تتعلق بمقدمي الرعاية الصحية والقريبين من المريض

مستحضرات أدوية الرذاذ المتوفرة حالياً

18	 أجهزة البخار صغيرة الحجم
----	--------------------------------

مزايا وعيوب البخاخات صغيرة الحجم

أنواع أجهزة البخار صغيرة الحجم

العوامل المؤثرة على أداء أجهزة البخار النفاثة في توصيل الدواء

أنواع تصاميم أجهزة البخار النفاثة الهوائية

أجهزة البخار المشغلة بالموجات فوق الصوتية

أجهزة البخار للتطبيقات الخاصة

العلاج المتواصل بالرداذ

تقنية توصيل الدواء

الأسلوب التقني (١): خطوات الاستعمال الصحيح لأجهزة البخار

تقنية أجهزة البخار ذات الشبكة وأجهزة البخار فوق الصوتية

الأعطال

متى يجب إيقاف المعالجة؟

36 البخاخات

38 البخاخات أحادية الجرعة

إكسسوارات البخاخ أحادي الجرعة

مزايا إكسسوارات البخاخ أحادي الجرعة وعيوبها

التوصيلة المساعدة للبخاخ

التوصيلة المساعدة ذات الصمام

64 بخاخات البودرة الجافة

مزايا بخاخات البودرة الجافة وعيوبها

أنواع بخاخات البودرة الجافة

بخاخات البودرة الجافة أحادية الجرعة

بخاخات البودرة ذو الجرعة الأحادية المتعددة

بخاخات البودرة متعددة الجرعة

مستحضرات بخاخات البودرة الجافة المتوفرة حالياً

العوامل المؤثرة على أداء وتوصيل أدوية بخاخات البودرة الجافة

تقنية توصيل الدواء

كيف تعرف أن بخاخ البودرة الجافة أصبح فارغاً؟

76 معايير اختيار مولد الرذاذ

العوامل المرتبطة بالمريض

العوامل المرتبطة بالدواء

العوامل المرتبطة بالبخاخ

العوامل البيئية والسرييرية

79 توصيل أدوية الرذاذ لحديثي الولادة وللأطفال

العمر والقدرة البدنية

العمر والقدرة المعرفية

توصيل أدوية الرذاذ للرضع ذوي الضائقة التنفسية والأطفال الذين يكون

شكل الجهاز بالنسبة للمريض

أهمية قناع الوجه المناسب

تثقيف المرضى والآباء

83 مكافحة العدوى

نظام إدارة مكافحة العدوى في توصيل أدوية الرذاذ

تنظيف بخاخات الرذاذ وصيانتها

التطهير

الوقاية من العدوى وسوء استخدام بخاخات الرذاذ في المستشفيات أو العيادات

الأمان والصحة المهنية لأخصائي العناية التنفسية

90 تثقيف المرضى بالاستخدام الصحيح لأجهزة الرذاذ

مواظبة المريض على العلاج

الأخطاء الشائعة للمرضى عند استعمال البخاخ أحادي الجرعة

الأخطاء الشائعة للمرضى عند استعمال التوصيلة المساعدة للبخاخ

الأخطاء الشائعة للمرضى عند استعمال بخاخ البودرة الجافة

الأخطاء الشائعة للمرضى عند استعمال أجهزة البخار صغيرة الحجم

تعليم المرضى وتقييمهم من حيث مدى إتقانهم لاستعمال البخاخات

97 المراجع العلمية

علم العلاج بالرداذ

يتواجد الرذاذ حيثما تواجد هواء يمكن أن نتنفسه. فمن اللقاحات إلى البثور ومن التدخين إلى التلوث وصولاً إلى المواد الكيميائية من صنع الإنسان. يشتمل الرذاذ على سائل خفيف أو جزيئات صلبة، ويكون الرذاذ الطبي عبارة عن سائل معلق (بخاخ صغير الحجم أو بخاخ أحادي الجرعة) أو جزيئات الدواء الصلبة معلقة في الهواء الحامل. ولقد خلقت أجهزتنا التنفسية بصورة جعلتها تحوي نظام للفلترية وآخر للتخلص من الشوائب واللذان لا بد من تجنبها خلال عملية توصيل الدواء الموضعي إلى الرئتين. ومن علوم توصيل الأدوية بصورة رذاذ هي طرق توليد الرذاذ وتحضير الأدوية وإعطاء الأدوية بفاعلية في الموضع الصحيح. وكما هو الحال في فروع المعرفة، لا بد من فهم المصطلحات والتعاريف المستخدمة في وصف مبادئ طب الرذاذ بحيث تتقن مهاراتها.

المصطلحات

إليكُم سرد لتعريف أهم المصطلحات المستخدمة في العلاج بأدوية الرذاذ:

الرذاذ:	معلق سائل وجزيئات صلبة ناتجة عن مولد رذاذ مثل أجهزة البخار صغيرة الحجم والبخاخ أحادي الجرعة وبخاخ البودرة الجافة.
راسب الرذاذ:	عملية ترسب الرذاذ على الأسطح الماصة.
مولد الرذاذ:	جهاز يستخدم في إخراج جزيئات من الرذاذ.
ناتج الرذاذ:	كمية الدواء الخارجة من مولد الرذاذ.
العلاج بالرداذ:	توصيل الرذاذ السائل أو الصلب إلى الجهاز التنفسي بغرض المعالجة.
الكلوروفلوروكربون:	مادة حاملة سائلة مثل الفريون المستخدم في بدايات استخدام البخاخ أحادي الجرعة (تم حظر استخدامه بسبب تأثيره على طبقة الأوزون).

الكمية الخامدة (الكمية المتبقية):	كمية الدواء التي تبقى في البخاخ بعد اكتمال المعالجة.
الانتشار:	آلية ترسب الرذاذ لجزيئات أصغر من ٣ ميكرون (ويطلق على هذه العملية اسم حركة براون).
بخاخ البودرة الجافة:	هو جهاز رذاذ يوصل الأدوية في شكل بودرة مع نظام جرعات تنطلق مع التنفس.
الجرعة الصادرة: كسر الجزيئات الناعمة:	كمية الدواء الخارجة من مولد الرذاذ في صورة رذاذ. نسبة الرذاذ ما بين ١-٥ ميكرون التي تترسب في الرئة.
التشتت المتعدد :	جزيئات الرذاذ ذات أحجام مختلفة.
هيدروفلورالكين:	المادة الحاملة السائلة غير السامة المطورة بصورة أكثر سلمية للبيئة من مادة الكلوروفلوروكربون وتستخدم مع البخاخ أحادي الجرعة.
الجرعة المستنشقة:	نسبة الجرعة الاسمية أو الجرعة الصادرة التي تم استنشاقها.
الكمية المستنشقة:	كمية الدواء المستنشقة.
البخاخ:	جهاز يستخدم لإخراج الدواء في صورة رذاذ عند كل بخة.
الانحشار الخامل:	آلية راسب الرذاذ لجزيئات اكبر من ٥ ميكرون.
الترسب الجاذبي:	معدل الترسب لجزيئات الرذاذ بسبب الجاذبية وحجم الجزيء [وزمنه.
الانحراف المعياري الهندسي:	انحراف معياري هندسي أعلى وأسفل أحجام الجزيء الوسطى في توزيع الرذاذ الذي يبين تنوع في حجم الجزيء.
القطر الايروديناميكي متوسط جزيئات الكتلة:	معدل حجم الجزيء كما قيس من قبل مقياس تأثير كاسكاد cascade impactor

التشتت الموحد:	جزيئات الرذاذ من نفس الأحجام أو أحجام مماثلة.
جهاز البخار:	مولد رذاذ يخرج جزيئات رذاذ بها مستحضرات سائلة.
الجرعة الاسمية:	إجمالي جرعة الدواء الموضوعة في البخاخ.
التريش/العمود :plume	سبيل الرذاذ الخارج من البخاخ أحادي الجرعة أو أي بخاخ آخر.
بخاخ أحادي الجرعة مضغوط:	جهاز حاوي على مزيج من الدواء يقوم بتوزيع جرعات متعددة عن طريق القيمة المقاسة، يستخدم بصورة متبادلة مع بخاخ أحادي الجرعة.
كمية الرذاذ:	هي ناتجة من احتكاك الجزيئات الناعمة وتتضاعف بواسطة الكمية المستنشقة.
الكمية المتخلفة (الكمية الخامدة):	كمية الدواء التي تبقى في البخاخ في نهاية المعالجة.
التوصيلة المساعدة:	وصلة بدون صمام تضيق مسافة بين منفذ البخاخ أحادي الجرعة وبين فم المريض.
التوصيلة المساعدة ذات الصمام:	وصلة بصمام ذات اتجاه واحد تستخدم لاحتواء جزيئات الرذاذ حتى تم التنفس.

آليات ترسب الرذاذ وأحجام الجزيئات


يمر ترسب الرذاذ بثلاث آليات رئيسية وهي الانحشار الخامل و الترسب الجاذبي والانتشار، ويحدث الانحشار الخامل نتيجة لسرعة حركة الجزيئات التي يكون حجمها أكبر من (٣ ميكرون)، أما الترسب الجاذبي فيحدث نتيجة لفعل كتلة الجزيئات وزمنها، على أن يكون معدل الترسب متناسب مع الحجم الجزيئي وكتلته. بينما يحدث الانتشار عندما يكون هناك جزيئات أصغر من (١ ميكرون). ويتم استنشاق جزيئات الرذاذ عبر الفم أو الأنف، حيث يتم فلترة الجزيئات كبيرة الحجم (١٠ ميكرون و أكبر) في الأنف و/أو البلعوم من خلال الانحشار الخامل، وتصل الجزيئات ذات أحجام من (٦ - ١٠ ميكرون)

إلى القناة السفلية من الجهاز التنفسي، كما تصل الجزيئات ذات الأحجام (١ - ٥ ميكرون) إلى محيط الرئة.

ويلعب حجم الجزيء دوراً هاماً في راسب الرئة وكذلك في سرعة الجزيء وزمن ترسبه. فعندما يزداد حجم الجزيء إلى أكثر من (٣) ميكرون، فإن ترسب الرذاذ يتحول من الوسط المحيط بالرئة إلى السبيل التنفسي، حيث يزداد الترسيب في البلعوم كلما ازداد حجم الجزيء لأكثر من (٦ ميكرون)، مع العلم أن فقدان الزفير يكون بصورة عالية مع الجزيئات الصغيرة جداً بحجم (١ ميكرون) أو أقل؛ وبالتالي فإن أحجام الجزيء (١ - ٥ ميكرون) أفضل للوصول إلى الوسط المحيط بالرئة، بينما تترسب الجزيئات ذات الأحجام من (٥ - ١٠) بشكل كبير في السبيل التنفسي، وتترسب الجزيئات ذات الأحجام من (١٠ - ١٠٠ ميكرون) بشكل أكبر في الأنف.

تستخدم أجهزة العلاج بالرذاذ من الناحية السريرية في إخراج جزيئات متعددة الأحجام في صورة رذاذ، بمعنى أن هناك مزيج من مختلف أحجام الرذاذ عند العلاج. وتتميز قطرات الرذاذ ذات الأحجام الموحدة بأنها جزيئات ذات حجم موحد وهذا أمر نادر بالنسبة للطبيعة وكذلك في مجال الطب. ويمكن تقدير حجم قطرات الرذاذ المتبقية من خلال معيار يطلق عليه اسم القطر الايروديناميكي لمتوسط جزيئات الكتلة الذي من خلاله يمكن تحديد حجم الجزيء بالميكرون سواء كان أكبر أو أصغر من (٥٠ %) من كتلة الجزيء. وهذا هو حجم الجزيء الذي يقسم الكتلة أو الكمية الدوائية بالتساوي. ويعرف ذلك بأنه القطر الايروديناميكي لمتوسط جزيئات الكتلة بسبب طريقته في قياس الأحجام. فكلما كان القطر الايروديناميكي لمتوسط جزيئات الكتلة اعلى، كلما زاد عدد الأحجام ذات القطر الأكبر.

وكما نرى في الشكل (1)، فإن الجزيئات الأكبر (١٠ - ١٥) ميكرون تترسب بصورة كبيرة في السبيل التنفسي العلوي بينما الجزيئات من (٥ - ١٠) ميكرون تصل إلى القصبات الهوائية الكبيرة، والجزيئات من (١ - ٥) ميكرون تتسلل إلى السبيل التنفسي السفلي ومحيط الرئة.



شكل (1): نظرة مبسطة عن أثر حجم جزيء الرذاذ على موضع الرواسب في السبيل التنفسي.

أنواع بخاخات الرذاذ


هناك ثلاثة أجهزة شائعة تعمل على توصيل الجرعة الدوائية إلى الرئة. وهى: أجهزة البخار صغيرة الحجم، والبخاخ أحادي الجرعة، وبخاخ البودرة الجافة. وفيما يلي شرح مختصر لكل نوع:

- **أجهزة البخار صغيرة الحجم:** هو مولد الرذاذ الذي يقوم بتحويل محلول الدواء السائل أو المعلق إلى رذاذ والتي تعمل بواسطة هواء مضغوط أو أوكسجين مضغوط أو جهاز يعمل كهربائياً.
- **البخاخ أحادي الجرعة:** هو جهاز صغير يمكن حمله ويحتوي على مزيج من الدواء ذاتي المحتوى والذي يقوم بتوزيع الجرعات المتعددة من خلال القيمة المحددة. ونظراً لفقدان الكثير من العلاج في الفم أو البلعوم أو بسبب سوء التنسيق اليدوي مع البخاخ أحادي الجرعة، لذا فإن التوصيلة المساعدة والتوصيلة المساعدة ذات الصمام يتم استخدامهما كأجهزة إضافية مع البخاخ أحادي الجرعة.

- **بخاخ البودرة الجافة:** إن العلاج بالرداذ عبارة عن جهاز يوصل الدواء في صورة بودرة عن طريق استخدام نظام الجرعة الفعالة التي يتم تشغيلها بالتنفس.

أين تذهب أدوية الرذاذ المستنشقة؟

قد تصل ترسبات الرئة من (١ - ٥٠ %) باستخدام أجهزة توصيل الرذاذ، حيث يعتمد الترسيب على العوامل المتنوعة كالجهاز والمريض والدواء والمرض. فعلى سبيل المثال، عند تعاطي جرعة ٢٠٠ ميكروجرام من أدوية البيترول (albuterol) من خلال بختين من البخاخ أحادي الجرعة، فإن كمية العلاج التي تصل إلى الرئتين تقدر بحوالي ٢٠ - ٤٠ ميكروجرام في حالة تطبيق الأسلوب التقني الخاص بها بصورة صحيحة. أما باقي الجرعة فتترسب داخل الحلق أو الجهاز أو تتطاير أثناء عملية الزفير. ويبين شكل (2) نسب ترسيب الأدوية في الرئة لمختلف أنواع أجهزة الرذاذ، موضحة الفقدان داخل الفم والبلعوم والجهاز والهواء المحيط/الزفير والاختلافات بين أنواع أجهزة التوصيل بالرداذ كما هو الحال في جرعة الرئتين.



شكل (2): يبين راسب الأدوية في بخاخات العلاج بالرداذ، وتوضح الألوان النسب المئوية المتنوعة من راسب الدواء وفقدان الرئة والضم والبلعوم والجهاز والتنفس المنفوث.

الجدير بالذكر أن أنواع أجهزة الرذاذ المختلفة ترسب نسباً متفاوتة من إجمالي الجرعة المعطاة إلى الرئة، ويطلق عليها لفظ "الجرعة الاسمية". مع أن العلاج المعطى عبر أجهزة الرذاذ المختلفة لا تحظى بجرعة اسمية واحدة، فمثلاً عند استعمال أدوية البيترول، فإن الجرعة الاسمية المعتادة هي بختين أو حوالي ٢٠٠ ميكروجرام من البخاخ أحادي الجرعة، بينما الجرعة الاسمية في جهاز البخار هي حوالي ٥٠٢ مليجرام، أي أكثر من عشرة أضعاف. ويوضح جدول (١) الجرعات الاسمية للبخاخ أحادي الجرعة و جهاز البخار لبعض الأدوية.

جدول (١): الفرق في الجرعة الاسمية (الإجمالية) بين البخاخ أحادي الجرعة و أجهزة البخار صغيرة الحجم لكثير من المستحضرات الدوائية.		
الدواء	الجرعة الاسمية للبخاخ أحادي الجرعة	الجرعة الاسمية لجهاز البخار صغير الحجم
البيترول	٢٠٠ مليجرام (٢٠٠ ميكروجرام)	٥٠٢ مليجرام
إبراتروبيوم	٠٤٠٠ مليجرام (٤٠ ميكروجرام)	٥٠٠ مليجرام
ليفالبيترو	٠٤٥٠٠ مج - ٠٩٠٠ مج	٣١٠٠ مج - ٢٥٠١ مج

تعادل أجهزة الرذاذ من حيث الكفاءة

كان يعتقد على مر التاريخ أن أجهزة البخار صغيرة الحجم أكثر فاعلية من البخاخات أحادية الجرعة وخصوصاً مع الأدوية الموسعة للشعب الهوائية قصيرة المفعول في حالة الانسداد الحاد للسبيل التنفسي. وعلى النقيض، أظهرت البراهين تعادل النتائج السريرية مع أجهزة توصيل الرذاذ سواءً كانت أجهزة بخار صغيرة الحجم أو بخاخات أحادية الجرعة أو بخاخات البودرة الجافة بشرط استخدامها بصورة صحيحة من قبل المريض. وبالنسبة لموسعات الشعب الهوائية، فغالباً ما تحدث نفس الاستجابة السريرية من الجرعة

المحددة من البخاخ أحادي الجرعة أو أجهزة البخار صغيرة الحجم رغم ارتفاع الجرعة الاسمية في أجهزة البخار صغيرة الحجم.


تعمل أجهزة الرذاذ الحديثة و مستحضرات الأدوية على زيادة كفاءة راسب الرئة إذا تمت مقارنتها بالأجهزة التقليدية شائعة الاستعمال. فمثلاً راسب الرئة لبخاخ البيكلوميثازون (كيوفار) كانت حوالي من ٤٠ - ٥٠٪ من الجرعة الاسمية عند استخدام البخاخ الأحادي الجرعة المضغوط الحاوي على المادة الحاملة للدواء ((propellant) الهيدروكلوروالكين (HFA) والتي حلت محل المادة الحاملة القديمة "الكلوروفلوروكربون" (chlorofluorocarbon). وأيضاً أوضحت الأجهزة مثل: بخاخ ريسبيمات (Respimat nebulizer) وجود راسب بالرئة بحوالي ٤٠٪. وعلى الرغم من تنوع كفاءة الجرعة الواصلة للرئة بين الأجهزة، إلا أن البخاخات التي تتميز براوسب قليلة في الرئة أثبتت تحقيق التأثير العلاجي المنشود في المرضى.

مزايا أدوية الرذاذ المستنشقة وعيوبها

يوجد هناك العديد من المزايا والعيوب عند استخدام الأدوية التي تعالج الأمراض الرئوية عن طريق أجهزة الرذاذ، جدول (٢). ومن أهم المزايا الرئيسية للعلاج بالرذاذ هي معالجة الرئة مباشرة بجرعات صغيرة مما يترتب عليها آثار جانبية أقل على الجسم عند مقارنتها بموسعات القصبات الهوائية قصيرة المفعول المستخدمة عن طريق الفم. وكما هو موضح في الشكل (3)، فاستنشاق التربيوتالين (Terbutaline) - منبهات بيتا β_2 -agonist قصيرة المفعول - من بخاخ أحادي الجرعة مضغوط . يحسن عملية تدفق الهواء بشكل أفضل من استخدام جرعة أكبر عن طريق الفم أو بالحقن تحت الجلد.

جدول (٢): مزايا أدوية الرذاذ المستنشقة وعيوبها.

المزايا:	العيوب:
• يكون حجم جرعة الرذاذ أصغر من الجرعة الضموية أو عن طريق الدم. • يكون تأثير الأدوية المستنشقة أسرع من تأثير الأدوية عبر الفم. • يتم توصيل الأدوية إلى الرئتين مباشرة بأقل درجة تعرض للجسم. • الأعراض الجانبية أقل ضرراً وخطورة عند الاستنشاق إذا ما قورنت بالتوصيل عن طريق الجسم. • لا تسبب العلاجات بالأدوية المستنشقة آلام، بل أنها مريحة نسبياً.	• يكون الترسيب بالرئة منخفض نسبياً مقارنة بإجمالي جرعة الرذاذ. • تؤثر بعض المتغيرات (مثل، نمط التنفس الصحيح و طريقة استعمال الجهاز) على الترسيب بالرئة وكذلك القدرة على إخراج كمية الجرعة الكافية. • صعوبة التنسيق بين حركة اليد والاستنشاق عند استعمال البخاخ أحادي الجرعة المضغوط. • عدم الوعي بطرق الاستعمال الصحيح لأجهزة الرذاذ من قبل المرضى أو مقدمي الرعاية الصحية، مما يقلل من فاعليتها. • يصاب المرضى و مقدمي الرعاية الصحية بالحيرة والارتباك بسبب تعدد وكثرة أنواع الأجهزة المستخدمة. • عدم وجود المعلومات الفنية على البخاخات للتوضيح للممارسين الصحيين، مما يقلل من فاعليتها.



شكل (3): التغيرات في التنفس لثلاثة أنواع مختلفة من إعطاء الجرعة الدوائية للتربويوتالين. كان البخاخ أحادي الجرعة المضغوط الأكثر تأثيراً على عملية تدفق الهواء عند مقارنته باستخدام جرعة أكبر عن طريق الفم أو الحقن تحت الجلد.

مخاطر العلاج بالرداذ

قد تظهر بعض المخاطر المرافقة لاستخدام أدوية العلاج بالرداذ نتيجة لاستنشاق الأدوية، واستخدام مولد الرداذ وتقنية إعطاء الرداذ والبيئة. وقد تؤثر هذه المخاطر على المرضى ومقدمي الرعاية الصحية والأشخاص القريبين من المريض.

مخاطر تتعلق بالمرضى

التفاعلات الجانبية: أغلب المخاطر المرافقة لعلاج الرداذ تعود إلى تفاعلات معاكسة للدواء المستخدم. لذلك يجب إعطاء أدوية الاستنشاق مع توخي الحذر والحرص. وهناك عدة أنواع من التفاعلات ومنها: الصداع والأرق والعصبية المصحوبة بعوامل ادريالية والتأثيرات الموضعية مع مضادات التنشيط بالكولين، والتأثيرات الجسمية والموضعية للأدوية الستيرويدية. وفي حال ظهور تلك التفاعلات خلال العلاج بالرداذ، يجب إيقاف المعالجة وإبلاغ الطبيب المختص فوراً.

التشنج القصبي: إن إعطاء علاج الرذاذ البارد والعالي الكثافة قد يسبب تشنج للقصبة الهوائية المصاحب للربو أو أي مرض تنفسي آخر. وفي حال ظهور تلك التشنجات خلال المعالجة بالرذاذ، فيجب إيقاف المعالجة لمدة ١٥ - ٢٠ دقيقة. وإذا استمرت يجب إبلاغ الطبيب المختص.

التركيز الدوائي: في كلاً من أجهزة البخار النفاثة وأجهزة البخار فوق الصوتية قد يزيد التركيز الدوائي بشكل كبير خلال المعالجة بالرذاذ نتيجة للتبخر والحرارة وعدم القدرة بشكل فعال على عملية بخ ورش العالق الدوائي. وكنتيجة للتغيرات الحاصلة في التركيز الدوائي ، يزداد مقدار الدواء المتبقي في البخاخ في نهاية المعالجة ويكون المريض عرضة لتركيز عالي من الأدوية المستنشقة، وهذا يسبب مشكلة كبيرة بالنسبة لعملية البخ المتواصل.

العدوى: لقد تم التأكد أن بخاخات علاج الرذاذ ممكن أن تصبح سامة وملوثة بالبكتيريا وتزيد من مخاطر الإصابة بالعدوى للمصابين بأمراض تنفسية. ويعتمد خطر انتشار الإصابة على مدة التعرض للدواء المصحوب بالعوامل المرضية والإجراءات المتبعة من قبل أخصائي العناية التنفسية لتجنب التعرض للعوامل المرضية. حيث أن اتباع بعض الإجراءات الوقائية البسيطة مثل الممارسة السليمة لمناولة الأجهزة وتنظيفها وتعقيمها جيداً قد يعمل بشكل كبير على الحد من هذه المخاطر.

تهيج العين: قد يؤدي استنشاق الأدوية عن طريق القناع الوجهي إلى ترسبات في العيون ومن ثم يحدث تهيج العين. ولذلك فإن تحسين التوصيلة بين القناع الوجهي والمريض قد يؤدي إلى التخلص من هذه المشكلة وزيادة كمية الدواء الواصل للسبيل التنفسي. لذلك يجب أخذ الحيطة والحذر عند إعطاء أدوية العلاج بالرذاذ باستخدام القناع الوجهي.

مخاطر تتعلق بمقدمي الرعاية الصحية والقريبين من المريض

التعرض للأدوية المستنشقة: مقدمي الرعاية الصحية والواقفين بالجوار معرضين لخطر التعرض للأدوية المستنشقة عند مراقبتهم وعنايتهم للمرضى بصورة مستمرة. ونظراً لأن المكان يكون معرضاً للرذاذ حيث يمكن قياس ذلك في البلازما، فقد يزيد ذلك من فرص

الإصابة بإعراض تشبه الربو وبالتالي فقد تسبب بالإصابة بالربو المهني. واتباع وسائل وطرق السلامة الصحية للمكان في أقسام العناية التنفسية قد يقلل من التعرض للأدوية بالرذاذ.

العدوى: مقدمي الرعاية الصحية والقريبين من المرضى وحتى المرضى الآخرين قد يتعرضون لخطر استنشاق بعض الأمراض أثناء العلاج بالرذاذ. ويمكن الحد من خطر العدوى عن طريق تطوير وتنفيذ نظام إدارة مكافحة العدوى بما فيها استعمال الأقنعة والفلاتر وأنظمة التهوية.

مستحضرات أدوية الرذاذ المتوفرة حالياً

تتوفر بعض أدوية الرذاذ في أكثر من مستحضر، وغالباً ما تتوفر الأدوية الحديثة في مستحضر واحد فقط. ويبين جدول (٣) قائمة بمستحضرات أدوية الرذاذ المتوفرة حالياً واسمائها التجارية والأجهزة الخاصة بها الموافق عليها من قبل الإدارة الأمريكية للأدوية والأغذية (FDA) وأسعارها. حيث تم الحد من استعمال حامل الكلوروفلوروكربون (CFC) المستعمل في البخاخ أحادي الجرعة واستبداله بمستحضر الهيدروفلوروكاين (HFA). ومن أمثلة ذلك (ليفال بوتترول levelbuterol - بخاخ أحادي الجرعة) الأكثر شيوعاً، أو بخاخات البودرة الجافة (مثل، فورموتروول وتايوتروبيوم وموميثازون).

جدول (٣): مستحضرات أدوية العلاج بالرذاذ المتوفرة حالياً مع أجهزة البخاخات وتكلفة استخدامها بالولايات المتحدة الأمريكية.

الدواء	الماركة	الجهاز	فاعليته	الجرعة	التكلفة (الدولار)	التكلفة/الجرعة
موسعات الشعب الهوائية قصيرة المفعول						
الـبـتـرول سلفات	اكيونيب	أجهزة البخار صغيرة الحجم	٦٣،٠ ٢٥،١	٢٥	٩٣،٥١	٠،٨٢
				٢٥	٩٣،٥١	٠،٨٢
		أجهزة		٢٥	١٤،١٧	٤١،٠

١٨,٠		٢٠ مل	زجاجة	البخار صغيرة الحجم	سلفات	
٢١,٠	٤٢	٢٠٠		البخاخ أحادي الجرعة	برو أير	
٢٥,٠	٤٩	٢٠٠		البخاخ أحادي الجرعة	بروفنتيل	
٢٣,٠	٣٧,٤٦	٢٠٠		البخاخ أحادي الجرعة	فينتولين	
٤٢,٤ ٤٢,٤ ٤٢,٤	١٠,٦ ١٠,٦ ١٠,٦	٢٤ ٢٤ ٢٤	٣١,٠ ٠,٦٣ ٢٥,١	أجهزة البخار صغيرة الحجم	محلول استنشاق زوبينيكس	ليفال بوتترول
٢٨,٠	٥٥	٢٠٠		البخاخ أحادي الجرعة	زوبينيكس	
٩١,٢ ٩١,٢	٧٥,٧٢ ٧٥,٧٢	٢٥ ٢٥	٤,٠ ٦,٠	أجهزة البخار صغيرة الحجم	ميتابروتيري نول	
٠٣,٤	٧٨,٢٤١	٦٠		بخاخ البودرة الجافة	تودورزا برزاير	اكليدنيوم

٣٢,٣	٨٣	٢٥	قنينة	أجهزة البخار صغيرة الحجم	ابراتروبيوم بروميد	ابراتروبيوم بروميد
٢١,١	٠٧,٢٤١	٢٠٠		البخاخ أحادي الجرعة	اتروفينت	
٦٩,٠	٢٤,٤١	٦٠		أجهزة البخار صغيرة الحجم	ابراتروبيوم بروميد وسلفات البترول	ابراتروبيوم بروميد وسلفات البترول
٥١,٢	٧٨,١٥٠	٦٠		أجهزة البخار صغيرة الحجم	ديونيب	
٠,٣٢	٣٨,٢٤٣	١٢٠		البخاخ أحادي الجرعة	كومبيفنت	
					ريسبيمات	
٤٧,٠	٧٦,١٨٩	٤٠٠		بخاخ البودرة الجافة	ماكس اير	بيربتول
موسعات الشعب الهوائية طويلة المفعول						
١٠,٨ ٠٢,٨	٠٩,٢٤٣ ٩٢,٤٨٠	٣٠ ٦٠		أجهزة البخار صغيرة	بروفانا	ارفورموتول

				الحجم		
فورموترول	بيرفوروميست	أجهزة البخار صغيرة الحجم	٦٠	٦٧,٥٠٥	٤٦,٨	
	فوراديل ايرولايزر	بخاخ البودرة الجافة	٦٠	١٥٣	٥٥,٢	
انداكتيرول	اركابتا	بخاخ البودرة الجافة	٣٠	٣٨,١٩٣	٤٥,٦	
سالميترول	سيريفنت	بخاخ البودرة الجافة	٦٠	١٤٣	٣٨,٢	
تايتوتروبيوم	سبيرفا	بخاخ البودرة الجافة	٣٠	١٧١	٧٠,٥	
الأدوية الستيرويدية						
بيكلوميثازون	كيوفار 40	البخاخ أحادي الجرعة	٤٠	١٢٤	٢٤,١	
	كيوفار 80	البخاخ أحادي الجرعة	٨٠	٦٤,١	٦٤,١	
بوديسونيد	بوليكورت ريسبوليس	أجهزة البخار صغيرة	٢٥,٠ ٥,٠	٢٠٠ ٨٥,٢٣٧	٦٧,٦ ٩٣,٧	

				الحجم		
٨٢,٠	١٦٤	٢٠٠		بخاخ البودرة الجافة	بوليكورت تربوهيلر	
٩٦,٢	٦٩,١٧٧	٦٠		البخاخ أحادي الجرعة	الفيسكو	سيكليسونيد
١٠,٣ ٦٠,٣ ٧٧,٤	١٨٦ ٢٠٦ ٢٨٦	٦٠ ٦٠ ٦٠	١٠٠/ ٥٠ ٢٥٠/ ٥٠ ٥٠٠/ ٥٠	بخاخ البودرة الجافة	فلوفنت القرصي	فلونيسيوليد
٠,١ ٢٨,١ ٠,٦,٢	١٢٠ ١٥٤ ٢٤٧	١٢٠ ١٢٠ ١٢٠	٤٤ ١١٠ ٢٢٠	البخاخ أحادي الجرعة	فلوفنت	
٥٩,٤ ٩٣,٤ ٨٠,٢ ٩٥,١	٧٧,١٣٧ ١٤٨ ١٦٨ ٢٣٤	٣٠ ٣٠ ٦٠ ١٢٠	١١٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ٢٢٠	بخاخ البودرة الجافة	ازمانكس	موميتازون
الأدوية المخلوطة/ الممزوجة						
٩٢,١ ٣٨,٢ ١١,٣	٩٥,٢٣٠ ٤٦,٢٨٥ ٥٥,٣٧٣	١٢٠ ١٢٠ ١٢٠	٢١/٤٥ ١١٥/ ٢١ ٢٣٠/ ٢١	البخاخ أحادي الجرعة	ادفير اتش اف ايه	فلوتيكازون وسالميترول
١٠,٣ ٦٠,٣ ٧٧,٤	١٨٦ ٢١٦ ٢٨٦	٦٠ ٦٠ ٦٠	١٠٠/ ٥٠ ٢٥٠/ ٥٠ ٥٠٠/ ٥٠	بخاخ البودرة الجافة	ادفير القرصي	

			٥٠			
٨٧,٢ ٣٧,٣	١٧٢ ٢٠,٢	٦٠ ٦٠	٨٠ ١٦٠	البخاخ أحادي الجرعة	سيمبكورت	بوديسونيد وفورمترول
٠٧,٢ ٠٧,٢	٨٧,٢٤٨ ٨٧,٢٤٨	١٢٠ ١٢٠	١٠٠ ٢٠٠	البخاخ أحادي الجرعة	دوليرا	موميتازون/ف ورموترول
أدوية مذيبة البلغم						
٦٠,٥٧	٧٢٨,١	٣٠		أجهزة البخار صغيرة الحجم	بولوزيم	دورناس الفا
الأدوية الأخرى						
٣٧,٣	٤٠,٦٧	٢٠		بخاخ البودرة الجافة	ريلنزا	زاناميفير
٧٦,١٢٩	٢٨,٢٨٨,٧	٥٦		أجهزة البخار صغيرة الحجم بخاخ البودرة الجافة	توبي	توبراميسين
٧٥,٢٢٠	٠٩,١٨١,٦	٢٨		أجهزة البخار صغيرة الحجم	كايستين	ازتريونام

أجهزة البخار صغيرة الحجم

تعتبر أجهزة البخار صغيرة الحجم بخاخات رذاذ يكثر استخدامها من قبل مقدمي الرعاية الصحية والمرضى وتعمل هذه الأجهزة على تحويل المحلول أو المعلق الدوائي إلى رذاذ يترسب في الجهاز التنفسي السفلي عند المريض بدون الحاجة إلى بذل مجهود من قبل المريض.

مزايا وعيوب البخاخات صغيرة الحجم

تعد أجهزة البخار صغيرة الحجم من الركائز الأساسية في العلاج بالرذاذ الطبي في الحالات الحادة والحرجة عند المرضى. وهي أيضاً الخيار الأول للمرضى مثل الرضع والأطفال الصغار والمسنين الذين يجدون صعوبة في تشغيل أو استخدام أجهزة الاستنشاق المختلفة، لكن هذه الميزة تقابلها مسألة النقل والوزن وضجيج الجهاز وتكلفته والمدة الزمنية لإعطاء جرعة الرذاذ الدوائية. ويوضح جدول (٤) مزايا أجهزة البخار صغيرة الحجم وعيوبها.

جدول (٤): مزايا أجهزة البخار صغيرة الحجم وعيوبها.

المزايا:	العيوب:
- القدرة على تحويل الكثير من محاليل الأدوية إلى رذاذ. - القدرة على تحوي أكثر من خليط دوائي إلى رذاذ؛ عند تلائم الأدوية. - الحاجة إلى الحد الأدنى من التنسيق وتعاون المريض. - مفيد للغاية مع صغار وكبار السن والمرضى المصابين بالوهن أو بضيق التنفس الحاد. - إمكانية تعديل تركيز الأدوية. - إمكانية التنفس بشكل طبيعي أثناء جرعة الرذاذ بدون الحاجة لكتم التنفس من أجل تحقيق الفاعلية.	- قد تتراوح فترة المعالجة من ٥ - ٢٥ دقيقة. - قد تكون المعدات المطلوبة للبخار كبيرة الحجم ويصعب حملها. - الحاجة لمصدر إمداد الطاقة (الكهرباء والبطارية أو الغاز المضغوط). - مخاطر وصول الدواء للعيون عند استخدام قناع الوجه. - تنوع خواص الأداء بين أنواع ونماذج الماركات الأخرى من البخاخات. - وجوب التجميع والتنظيف. - احتمالية تلوث الأجهزة عند مداولتها أو عدم تنظيفها جيداً.

تصنف أجهزة البخار صغيرة الحجم من قبل مركز الأجهزة وسلامة الأشعة بالإدارة الأمريكية للأغذية والأدوية على أنها أجهزة طبية، ويتم اختبار هذه الأجهزة وفقاً لمعايير سلامة الأجهزة الطبية الكهربائية والتوافق الكهرومغناطيسي والبيئة ودرجة الحرارة والرطوبة والصدمات والاهتزازات وكذلك مواد التوافق البيولوجي.

ويتم تصميم أجهزة البخار لاستخدامها مع المستحضرات السائلة، كما يتم الموافقة على استخدام الأدوية مع البخاخات من قبل الإدارة الأمريكية للأغذية والأدوية ومركز الأبحاث والتقييم للدواء. فيما كان في الماضي تتم الموافقة على المحاليل الدوائية بناء على دراسات تستخدم أجهزة بخار نفثة عادية (النوع الأول من أجهزة البخار صغيرة الحجم) والتي تتراوح كفاءتها من ٦ - ١٢٪ علاوة على أن استخدام أجهزة الرذاذ الأكثر كفاءة تشكل خطراً لاحتمالية استنشاق جرعة دوائية أعلى من الجرعة الدوائية اللازمة، وزيادة مخاطر الآثار الجانبية. وبالتالي فإن إدارة الأغذية والدواء الأمريكية أوصت بضرورة وضع اسم جهاز الرذاذ المستخدم في الدراسات السريرية على الملصق الدوائي لمستحضر السائل الجديد، كما هو موضح في جدول (٥). وبما أن توصيل الجرعة الدوائية يختلف مع اختلاف أجهزة الرذاذ، فمن المهم استخدام جهاز الرذاذ الموصى به على الملصق الدوائي عند اللزوم؛ وعلى الأخصائيين أن يكونوا على دراية كافية بطريقة استعمال الأجهزة كما هو موضح على الملصق.

جدول (٥): مستحضرات الدواء وأجهزة البخار المعتمدة لهذه المستحضرات.

البخاخ المعتمد	مستحضر الدواء
نوع البخاخ غير محدد	موسع الشعب الهوائية
نوع البخاخ غير محدد	اسيتايليسيتين
يجب عدم استخدامه مع أجهزة البخار فوق الصوتية	بدوسونيد (بوليكورت ريسبولز)
باري (ل. س)، سايد ستريم بلس	توبراميسين (توبي)
هودسن ت اب ٢، ماركيست آكورن ٢، باري (ل. سي)،	دورناز ألفا (بولوزيم)
دورابل سايد ستريم، باري بيبي	بينتامادين (نيبوينت)
ماركيست ريسبيرغارد ٢	ريبافيرين (فيرازول)
مولد الرذاذ صغير الجزئيات	ايلوبروست (فينتافيز)
اي نيب مولد الرذاذ المكيف	

أزترونام (كيستون)	نظام بخار التيرا
تربروستينيل (تيفاسو)	نظام بخاخ تيفاسو

تعد أجهزة البخار الهوائية النفائثة الأكثر استخداماً في المستشفى أو العيادة، وذلك لتكلفتها الأقل وإنتاجها الأكبر، ومعدة للاستعمال مرة واحدة. أما الأجهزة الحديثة، فكفاءتها عالية وتكلفتها أعلى، كما يوضح جدول (٦). تتكون أجهزة البخار من مقبض وضغط هوائي أو ومشغل الطاقة وأنبوب يشبه البوق وغيرها من الملحقات الأخرى بالجهاز. وعموماً، ويعد الضاغط الهوائي أو الإلكترونيات متينة وتحمل العمل الشاق وتستمر صالحة للاستعمال لفترة طويلة، بينما المقابض والاكسسوارات تحتاج إلى تبديلها عدة مرات. يوضح جدول (٧) تكلفة القطع المستبدلة.

جدول (٦): التكاليف النسبية لجميع أنواع أجهزة البخار.	
نوع الجهاز	المتوسط التقريبي للتكلفة (دولار أمريكي)
أجهزة البخار النفائثة ذات الضاغط	٥٠ - ١٥٠ دولار
أجهزة البخار فوق الصوتية	١٠٠ - ٢٥٠ دولار
أجهزة البخار شبكية الاهتزاز	٢٠٠ - ١٢٠٠ دولار
أجهزة البخار المحرصة بالاستنشاق المعالج الدقيق	٧٥٠ - ٢٠٠٠ دولار

جدول (٧): تكاليف أجزاء أجهزة البخار.	
أجزاء أجهزة البخار	التكلفة التقريبية
أجهزة البخار النفائثة يستخدم مرة واحدة (١ - ٧) أيام مع الحالات الحرجة ولفترة أطول مع الاستعمال المنزلي.	١ - ٣ دولار
أجهزة البخار النفائثة مع وصلة في شكل بوق (١ - ٣) أيام.	٤ - ١٥ دولار
أجهزة البخار النفائثة مع الفلتر (١ - ٣) أيام.	١٠ - ١٢ دولار
أجهزة البخار المحسنة للنفس.	٤ - ٢٠ دولار
أجهزة البخار النفائثة المحرصة بالاستنشاق	٤ - ٦ دولار
غرفة الدواء لأجهزة البخار فوق الصوتية (يوميًا أو	١ - ٥ دولار

أسبوعياً).

١٠٠ - ٢٥٠ دولار

تبدال قطع لأجهزة البخار فوق الصوتية (٣ - ١٢) شهر.

٤٠ - ١٥٠ دولار

تبدال اجزاء أجهزة البخار الشبكية المهزاة (٣ - ١٢) شهر.

أنواع أجهزة البخار صغيرة الحجم

أجهزة البخار النفثاة:

يتم تشغيل أجهزة البخار النفثاة عن طريق ضغط الهواء أو الأوكسجين بحيث يؤدي إلى خروج الجرعة الدوائية السائلة في صورة رذاذ، وعادة ما تستخدم بسبب تكلفتها الأقل إذا ما قورنت بالبخاخات الأخرى.

وتعمل هذه الأجهزة على توصيل الهواء المضغوط من خلال جهاز نفثات، مسبباً ضغط سلبي يعمل على تحويل المحلول إلى رذاذ بواسطة قوة دفع الهواء، ثم يتناثر الرذاذ إلى رقائق سائلة غير ثابتة، مما يجعلها تظهر في صورة قطيرات من الرذاذ بسبب قوة التوتر السطحي. ونظراً لوجود مصدرة تعترض مجرى الرذاذ، فإن الرذاذ يخرج في صورة جزيئات أصغر. وتتأثر هذه الطريقة بعوامل فنية أو عوامل لها علاقة بالمريض كما موضح في جدول (٨).

جدول (٨): العوامل المؤثرة على خروج الرذاذ العلاجي من أجهزة البخار النفثاة.	
العوامل الفنية:	عوامل تتعلق بالمريض:
تصميم الجهاز ونوعه.	طريقة التنفس.
دفع الهواء لتشغيل الجهاز.	التنفس من الأنف أو التنفس من الفم.
كمية المحلول المستخدم للجهاز.	تركيب الغاز المستنشق.
خواص المحلول المستخدم.	انسداد السبيل التنفسي.
تركيب الغاز المستخدم.	الضغط الهوائي الإيجابي المستخدم في توصيل الجرعة الدوائية.
تحسين التصاميم من أجل زيادة ناتج الرذاذ.	السبيل التنفسي الاصطناعي والتنفس الاصطناعي.
التشغيل المستمر مقابل التشغيل بالتنفس.	

العوامل المؤثرة على أداء أجهزة البخار النفاثة في توصيل الدواء

من العوامل التي يجب على أخصائي العناية التنفسية أن يضعها في الاعتبار هي تصميم جهاز الرذاذ الذي يعمل على تحديد حجم الرذاذ وكمية الرذاذ الناتجة والذي يزيد من فاعلية الجرعة الدوائية المعطاة وفقاً للعوامل التي ستناقش أدناه. وهناك أنواع مختلفة من البخاخات في السوق، وأشارت الدراسات إلى أن الأداء يتفاوت بين الشركات المنتجة وأيضاً بين الأجهزة المنتجة من نفس الشركة.

تدفق الغاز والضغط: تم تصميم أجهزة البخار النفاثة بحيث تعمل بفعل قوة دفع الغاز والضغط، كما تم تصميم موديلات أجهزة البخار النفاثة لتعمل بصورة أفضل عند تدفق هواء معين يتراوح ما بين ٢ - ٨ لتر/دقيقة. ويجب أن يذكر في نشرة استعمال الجهاز أن تشغيل أجهزة البخار النفاثة على مستويات منخفضة من تدفق الهواء أو الضغط يؤدي لزيادة حجم الجزيئات. فعلى سبيل المثال، جهاز البخار النفاث الذي يعمل على تدفق ما بين ٦ - ٨/دقيقة لتر بضغوط ٥٠ PSI ينتج جزيئات أكبر إذا كان مدفوعاً عن طريق الضغوط ١٣ PSI. وبناء عليه، ينبغي أن تكون أجهزة البخار النفاثة متوافقة مع الضغوط أو الغاز المستخدم المصمم خصيصاً لهذا الغرض. كما يرتبط تدفق الغاز عكسياً مع وقت العلاج بالرذاذ. ويعمل التدفق الهوائي العالي عند العلاج بالرذاذ على تقليل مدة إعطاء كمية الجرعة الدوائية للمريض.

الكمية العلاجية والجرعة الخاملة: أن زيادة الكمية العلاجية تعد من العوامل الأخرى المؤثرة على أداء أجهزة البخار النفاثة. فأجهزة البخار هذة لا تعمل جيداً مع الكميات القليلة مثل ٢ مل أو أقل لأن ذلك مقارب للجرعة الخاملة. فأجهزة البخار النفاثة لا تنتج الرذاذ أقل من الجرعة الخاملة. لذا ينصح باستخدام الكمية العلاجية من ٤ - ٥ مل إلا إذا كان جهاز البخار مصمم خصيصاً لكميات علاجية أقل. هذة الاحتياطات تخفف الدواء وتسمح لأكثر كمية من الدواء بالتبخّر. تعرف الجرعة الخاملة بكمية المحلول المحبوس داخل جهاز البخار والتي لا يمكن الحصول عليها لاستنشاقها، وتقدر الجرعة الخاملة بحوالي ٠,٥-٢ مل. لذا فكلما زادت الجرعة الخاملة قلت كمية الدواء المتبخّر.

كثافة الغاز: قد تؤثر كثافة الهواء المستخدم على أداء أجهزة البخار من حيث كمية الترسيب و حجم الجزيئات. فمثلاً، استخدام الهليوكس مع الرذاذ يزيد ترسيب الجرعة الدوائية في الرئة بحوالي ٥٠٪. لذا فاستخدام الهليوكس بتدفق هواء معادل لتدفق الأكسجين، يقلل من حجم الجزيئات و تدفق الرذاذ، وبالتالي يزيد الوقت الزمني لإعطاء الجرعة الدوائية. وبناء على ذلك، يجب زيادة تدفق الهواء في الهليوكس بحوالي ١، ٥- ٢ مرة للحصول على جزيئات و إنتاج لمستويات الهواء والأكسجين .

الرطوبة ودرجات الحرارة: الرطوبة ودرجات الحرارة يمكن أن تؤثر أيضاً على حجم الجزيئات و حجم الجرعة المتبقية. وعلى وجه التحديد، تبخر الماء أثناء العلاج بالرذاذ يمكن أن يخفف درجة حرارة الرذاذ، والذي ينتج عنه زيادة لزوجة السائل وتقليل كمية الرذاذ الواصلة للمرضى.


نمط التنفس: يكون لنمط التنفس تأثير على كمية الرذاذ المترسبة في الجهاز التنفسي السفلي. ويجب توعية المريض بالتنفس الطبيعي مع أخذ انفس عميقة بصورة منتظمة أثناء العلاج بالرذاذ.

الوصلات المساندة للأجهزة: قد تعطى الجرعة الدوائية بالرذاذ إما عن طريق توصيلة الفم أو قناع الوجه. وبصورة مثالية، يجب استخدام توصيلة الفم حيث يعمل الأنف على فلترة الرذاذ بصورة أكثر من الفم؛ وبناء عليه، يفضل استخدام توصيلة الفم عندما يكون ذلك مناسباً، مع عدم استخدام توصيلة الفم للرضع والأطفال الصغار، بالإضافة إلى أن استخدام توصيلة الفم غير مريح عند إعطاء جرعة الرذاذ لمدة أطول. أن استخدام قناع الوجه يزيد من كمية الرذاذ على وجه المريض وعينييه وداخل أنفه. ومع هذا التنوع الحالي في موصلات الجرعة السائلة، إلا أنه يجب توعية المريض بكيفية استنشاق الجرعة الدوائية للرذاذ عن طريق الفم. ويسهم تصميم القناع المناسب للوجه في استنشاق الجرعة وتقليل الترسيب في عين المريض. لذا يجب على أخصائي العناية التنفسية أن يراعي هذه العوامل عند تقديم العناية والعلاج للمرضى.

أنواع تصاميم أجهزة البخار النفاثة الهوائية

لقد ظهرت تصاميم جديدة من أجهزة البخار خلال العقد الأخير، فهناك أربعة تصاميم كما موضح في شكل (4):


- أجهزة البخار النفاثة مع أنبوبة تخزين.
- أجهزة البخار النفاثة ذات كيس تجميع أو خزان كروي مرن.
- أجهزة البخار النفاثة المحسنة للنفس.
- أجهزة البخار النفاثة المحرّضة بالاستنشاق.



شكل (4): أنواع مختلفة من تصاميم أجهزة البخار النفاثة الهوائية مع ما تنتجه من الرذاذ مبيّنة بالمنطقة المظلمة: (أ) أجهزة البخار النفاثة بأنبوبة تخزين، (ب) أجهزة البخار النفاثة بكيس تجميع (ج) أجهزة البخار النفاثة المحسنة بالنفس، (د) أجهزة البخار النفاثة المحرّضة بالاستنشاق.


1. **أجهزة البخار النفاثة مع أنبوبة تخزين:** يعد هذا النوع من الأجهزة الأقل ثمنًا والأكثر استخدامًا، حيث يزود المريض بالرذاذ المتواصل خلال عملية الاستنشاق والزفير وتوقف النفس، مسبباً إخراج الرذاذ إلى الهواء المحيط خلال عملية الزفير

وفي أي وقت يكون فيه المريض لا يتنفس (شكل 4-أ). وبناءً عليه، يتم استنشاق نسبة ما بين ١٠ - ٢٠٪ من الرذاذ الناتج، وللحد من فقدان الجرعة الدوائية وزيادة الكمية المستنشقة، يتم توصيل الجهاز بأنبوب على شكل حرف (T) مزودة بفتحة عند مخرج الزفير، وتعتبر هذه الأنواع من أجهزة البخار غير الفعالة بسبب قلة النسبة الواصلة من الجرعة الدوائية للمريض، ومن أمثلة أجهزة البخار النفثة مع أنبوبة تخزين. جهاز البخار الجانبي و ميكرو ميست. ويوضح شكل (5) آلية عمل أجهزة البخار النفثة.




شكل (5): شرح آلية عمل البخاخ الهوائي النفثة.

2. أجهزة البخار النفثة مع كيس تجميع أو خزان كروي مرن: يعمل هذا النوع من الأجهزة على توليد الرذاذ بواسطة تعبئة وعاء جهاز البخار بصورة مستمرة شكل (4-ب)، حيث يقوم المريض باستنشاق الرذاذ من من هذا الوعاء عن طريق صمام شهيق وحيد الاتجاه ومن ثم يقوم بعملية الزفير إلى الجو من خلال منفذ الزفير الذي يتواجد بين صمام الشهيق وحيد الاتجاه وبين توصيلة الفم، ويوضح شكل (6) أسس تشغيل أجهزة البخار وأنواع تدفق الغاز خلال عمليتي الشهيق والزفير عبر جهاز سيركيلير الذي يعد أحد أمثلة أجهزة البخار ذات كيس التجميع أو الخزان الكروي المرن .



شكل (6): آلية عمل أجهزة البخار النفائشة ذات كيس تجميع.

3. أجهزة البخار النفائشة المحسنة للنفـس: يستخدم هذا النوع من الأجهزة صمامين أحادي الاتجاه لمنع فقدان الرذاذ في محيط البيئة شكل (4 - ج)، فعندما يقوم المريض بعملية الاستنشاق، ينفـتـح الصمام وينفـث الغاز عبر جهاز البخار، بينما يعبر الغاز الخارج من عملية الزفير من خلال صمام الزفير في توصيلة الفم، ويوضح شكل (7) آلية عمل جهاز البخار المحسن للنفـس.




شكل (7): آلية عمل أجهزة البخار النفائشة المحسنة للنفـس.

4. أجهزة البخار النفائشة المحرصة بالاستنشاق: تم تصميم هذا النوع من الأجهزة بغرض زيادة توصيل الجرعة الدوائية من الرذاذ إلى المرضى من خلال توليد الرذاذ فقط أثناء عملية الاستنشاق. وبناء عليه، تتضاءل عملية فقدان الجرعة الدوائية خلال عملية الزفير بشكل كبير، كما هو واضح في شكل (4-د). وعلى الرغم من أن التشغيل بواسطة التنفس يحقق ما يزيد على ثلاثة أضعاف الجرعة الدوائية


المستنشقة، إلا أن هذه الكفاءة تزداد فقط عندما تزداد مدة إعطاء الجرعة. ويمكن تصنيف آلية التشغيل بالاستنشاق إلى تشغيل يدوي وتشغيل آلي وتشغيل الالكتروني.

• **التشغيل اليدوي لأجهزة البخار مع الاستنشاق:** يستخدم الجيل الأول من هذه الأجهزة الإبهام لكي يتحكم وينظم خروج الرذاذ أثناء عملية الشهيق والزفير، وفي حالة اغلاق فتحة التحكم بالإبهام من قبل المريض يعمل المنفذ على دفع الضغط الهوائي إلى البخاخ أثناء الشهيق فقط، واما إذا تم رفع الإبهام عن المنفذ، تتوقف عملية الرذاذ في الجهاز شكل (8). لذا، يعمل التحكم بالإبهام على الحد من فقدان الجرعة الدوائية المعطاة للمريض، ولكنها تزيد من زمن العلاج وتتطلب تنسيق جيد بين اليد والاستنشاق.



شكل (8): آلية عمل أجهزة البخار النفثية المحرصة بالاستنشاق.

• **التشغيل الآلي لأجهزة البخار مع الاستنشاق:** يعد جهاز أيروايكليبرز مثالاً لهذا النوع من هذه الأجهزة. كما هو موضح في الشكل (9)، وتحظى أجهزة البخار المحرصة آلياً مع الاستنشاق بصمام آلي يطلق الرذاذ فقط أثناء الشهيق، وبذلك لا يكون هناك حاجة إلى التوصيلة المساعدة أو الخزان. ويجب على المريض أحداث شهيق قوي لإخراج الرذاذ. مما يجعله مناسباً فقط للبالغين والكبار.




شكل (9): طريقة عمل التشغيل
الآلي لأجهزة البخار مع
الاستنشاق.

• التشغيل الإلكتروني لأجهزة البخار مع الاستنشاق (بالمعالج الدقيق): يعد هذا النوع من الأجهزة الأكثر تعقيداً ولكنه يناسب أغلبية المستخدمين. ويعمل هذا الجهاز عن طريق أجهزّة البخار النفّاثّة ذات الضّغط الهوائيّ من خلال دائرة الكترونيّة يتم تشغيلها عن طريق محوّل ضغط حسّاس لأقلّ مجهود ضغط تنفّسي. وقد استُخدمت هذه الأجهزة لعدّة عقود من الزمن في معامل الأبحاث والوظائف الرئويّة لإعطاء رذاذ التحدي للميثاكولين. أما الآن فهناك جيل جديد من أجهزة البخار الذكيّة ذات الدفع والتشغيل بالمعالج الدقيق من خلال استخدام برامج الحاسب الآلي وتقنيّات حسّاسة تتحكم في طريقة توليد الرذاذ وكيفية حساب الجرعة الدوائية المعطاة للمريض وتتبعها. ويعتبر نظام أي نيب I-neb (فيليبس ريسبيرونيكس) هو أحد موديلات أجهزة البخار النفّاثّة المشغلة بالمعالج الدقيق التي تستخدم أجهزة البخار الشبكيّة.

أجهزة البخار المشغلة بالموجات فوق الصوتيّة

تعمل أجهزة البخار المشغلة بالموجات فوق الصوتيّة على تحويل الطاقة الكهربائيّة إلى ذبذبات عالية التردد باستخدام المحوّل. حيث تنتقل هذه الذبذبات إلى سطح المحلول لتسبب موجه ثابتة تعمل على توليد الرذاذ شكل (10). واستُخدمت هذه الأجهزة في البداية كأجهزة بخار كبيرة الحجم لتوصيل محلول السالين (محلول ملحي) للحث على إخراج البلغم. وتتوفّر الآن أجهزة البخار المشغلة بالموجات فوق الصوتيّة صغيرة الحجم في الأسواق لتوصيل الجرعات الدوائية الموسّعة للشعب الهوائيّة ولكن يحظر

استخدامها مع الأدوية المعلقة مثل: بيدوسونيد. وذلك لأن أجهزة البخار المشغلة بالموجات فوق الصوتية تسبب سخونة للدواء، مما يؤثر على البروتينات الموجودة فيه ولكنها لا تؤثر على أدوية البخار الشائعة. ومن أمثلة موديلات هذا النوع من أجهزة البخار نجد موديل الموجات فوق الصوتية: ميكرواير التراسونيك ومابيس ميست.




شكل (10): أجزاء وطريقة عمل أجهزة البخار المشغلة بالموجات الصوتية.

أجهزة البخار الشبكية:


تستخدم أجهزة البخار الشبكية الكهرباء لهزهزة البيزو (تقريباً $128 \sim$ كيلوهرتز) حيث تعمل على تحريك التركيبات السائلة من خلال شبكه دقيقه لتوليد الرذاذ. ويعتمد حجم الجزيئات الناتجة على قطر الفتحات أو الشبكية وتعتبر أجهزة البخار الشبكية وسيلة فعالة حيث ينتج عنها كمية ضئيلة من السائل المفقود تقدر بحوالي (٠-٥،١ مل). وكما هو موضح في شكل (11) تعمل أجهزة البخار الشبكية بطريقتين: شبكة اهتزاز نشطة أو شبكة اهتزاز خاملة.

أجهزة البخار الشبكية النشطة: يكون بأجهزة البخار الشبكية الهزازة النشطة صحن مثقوب به فتحات على شكل اقمار من ١٠٠٠-٤٠٠٠ يتم هزهزتها بواسطة عنصر بيزو سيراميكي الذي يحيط بالصحن المثقوب، ومن موديلات أجهزة البخار الشبكية الهزازة النشطة ايرونيب جواند سولو Aeroneb Go and Solo واكيتا 2 Akita II واي فلو Eflow شكل (11، يسار).



شكل (11): التوصيف الأساسي للبخاخات الشبكية.

أجهزة البخار الشبكية الخاملة: تستخدم هذه الأجهزة بوق فوق صوتي يعمل على دفع السوائل من خلال الشبكية شكل (11، يمين) ومن موديلات أجهزة البخار الشبكية الخاملة، أي نيب وأن أي يو^{٢٢}، ويتميز الجيل الثالث من أجهزة توصيل الرذاذ مثل أي نيب بوجود بطارية صغيرة خفيفة الوزن وهدوء الصوت إضافة إلى توصيلها أدوية الرذاذ بدقة عالية ومتماثلة. حيث يتم توليد الرذاذ من خلال شبكة خاملة ثم يتم حقن الرذاذ إلى النفس في بداية الشهيق شكل (12)، ويتم التحكم في جرعة الدواء عن طريق غرف قياس محددة، كما يمكن لغرف القياس توصيل كمية تتراوح ما بين ٢٥،٠ إلى ٧،١ مل مع كمية متبقية تقدر بحوالي ١،٠ مل. ويشتمل موديل أي نيب على طريقة حساب لتوصيل الرذاذ تعمل على زيادة نسبة الجرعة الدوائية المستنشقة ما بين ٥٠ - ٨٠٪ في كل شهيق وذلك يعتمد على متوسط التنفس في المرات الثلاث الأخيرة، وخلال فترة العلاج، يقدم موديل أي نيب ملاحظات مستمرة للمريض من خلال شاشة بلورية سائلة بحيث يستقبل المريض ما يدل على نجاح توصيل العلاج بصورة ملموسة ومسموعة.



شكل (12): جهاز توصيل الرذاذ حسب شركة فيلبس ريسبيروسونيك أي نيب، وكما هو موضح يتم حقن الرذاذ في النفس عند بداية الشهيق .

أجهزة البخار للتطبيقات الخاصة

أجهزة البخار المستخدمة في إعطاء دواء الربافيرين

تكون بخاخات الرذاذ صغيرة الجزيئات عبارة عن أجهزة بخار كبيرة الحجم تم تصميمها لتوصيل أدوية الربافيرين لفترات زمنية طويلة، حيث تشتمل على جهاز رذاذ ووحدة تجفيف بالإضافة إلى نظام تصفية أثناء وقت إعطاء العلاج وذلك بسبب الآثار الجانبية للربافيرين.


أجهزة البخار المستخدمة في إعطاء دواء البنتاميدين

عند إعطاء دواء البنتاميدين، يتم استخدام جهاز البخار صغير الحجم مزود بصمام أحادي الاتجاه وفلتر للنفس، وتعمل هذه الصمامات على الوقاية من التعرض للرذاذ المستعمل من دواء البنتاميدين وكذلك للوقاية من تلوث البيئة المحيطة المليئة بالرذاذ المتسرب.

العلاج المتواصل بالرذاذ

يعتبر هذا النوع وسيلة علاج آمنة تستخدم عادة لعلاج مرضى الربو الحاد. ويؤكد الباحثون على أنها وسيلة فعالة مثل العلاج المتقطع بالرذاذ بل هو أفضل منه في حالة الاضطراب الرئوي الحاد. ويوضح شكل 13 إعدادات العلاج المتواصل بالرذاذ التي تشتمل

على مضخة حقن وقناع اكسجين بصمام وكيس تجميع، وتحظى أجهزة البخار التجارية المستخدمة في العلاج المتواصل بالرداذ بمحسب يستخدم في مضخة الحقن، ويتم إعطاء الدواء باستخدام قناع رداذ عادي.



شكل (13): إعداد العلاج المتواصل بالرداذ.

تقنية توصيل الدواء

نظراً لتوفر أنواع مختلفة من أجهزة البخار في السوق، فإن أخصائي العناية التنفسية ينبغي أن يراجع بدقة تعليمات التشغيل قبل إعطاء العلاج وكذلك قبل تدريب المريض على استخدامه في المنزل. ويتم عرض التقنية السليمة في الأسلوب التقني صندوق (١).

الأسلوب التقني (١): خطوات الاستعمال الصحيح لأجهزة البخار.

تقنية أجهزة البخار النفاثة

عند استخدام أجهزة البخار النفاثة، على المريض اتباع ما يلي:

1. قم بتجميع وتركيب وعاء الجهاز وأنبوبته وتوصيلة بالفم أو القناع.
2. ضع الدواء في وعاء الجهاز.
3. الجلوس في وضعية قائم أو عمودي.
4. قم بتوصيل الجهاز بوحدة إمداد الطاقة.
5. تنفس بشكل طبيعي مع أخذ نفس عميق من وقت لآخر حتى انتهاء جرعة الرداذ من الجهاز.

6. اجعل الجهاز في وضع عمودي أثناء المعالجة.
7. اشطف الجهاز بماء معقم أو مقطر ثم اتركه في الهواء حتى يجف.

تقنية أجهزة البخار ذات الشبكة وأجهزة البخار فوق الصوتية.

عند استخدام أجهزة البخار المشغلة بالموجات فوق الصوتية وأجهزة البخار الشبكية، على المريض اتباع ما يلي:

1. تجميع وتركيب الجهاز بشكل صحيح.
2. اتباع تعليمات الشركة المنتجة من حيث إجراء اختبار لجميع وظائف الجهاز قبل أول استعمال إذا كان الجهاز جديد وكذلك بعد كل عملية تطهير أو تنظيف للجهاز وذلك لضمان تشغيله بطريقة صحيحة.
3. سكب المحلول الدوائي في وعاء الجهاز، وتجنب زيادة الكمية عن الموصى بها من قبل الشركة المنتجة.
4. الجلوس في وضع قائم أو عمودي.
5. تشغيل الجهاز.
6. مسك الجهاز بالوضعية الصحيحة.
7. اتباع تعليمات الشركة المنتجة لطريقة التنفس الصحيحة بها لتلك الأجهزة المصممة بشكل فريد.
8. إذا لزم الأمر توقيف المعالجة، فيجب إطفاء الجهاز تجنباً لعملية فقدان الجرعة.
9. عند إنهاء المعالجة، قم بفكه وتنظيفه حسب تعليمات الشركة المنتجة.
10. عند استخدام أجهزة البخار الشبكية، تجنب لمس الشبك الخاص بالجهاز أثناء التنظيف، وذلك لأنه قد يؤدي إلى تدمير وعاء الجهاز.
11. قم بتطهير أجهزة البخار الشبكية مرة أو مرتين في الأسبوع مع اتباع تعليمات الشركة المنتجة.

خطوات مهمة لتجنب قلة خروج الرذاذ الدوائي أو عدم خروجه من جهاز البخار: عند استخدام أجهزة البخار، يجب اتباع الخطوات التالية لتجنب قلة الرذاذ الدوائي أو عدم خروجه أثناء تعاطي الجرعة، وبناء عليه، على المريض:

1. الاطلاع على التعليمات واتباعها.

2. التأكد من تجميع الجهاز بشكل صحيح.
3. التأكد من تنظيف الجهاز وتجفيفه بعد الاستعمال.
4. التأكد من تشغيل الجهاز حسب التوجيهات الصحيحة.

الأعطال

مشاكل أجهزة البخار النفاثة: عدم خروج الرذاذ أو قلته.

الأسباب	الحلول
توصيلات مفككة أو غير مربوطة	افحص الوصلات جيداً وتأكد من توصيلهم بصورة صحيحة.
إعدادات غير صحيحة لمقياس التدفق	افحص وضعية مقياس التدفق واضبط التدفق إن لم يكن في وضعيته السليمة.
انسداد فتحة أجهزة البخار النفاثة	افحص فتحة الجهاز ونظف الانسداد الموجود بها عند اللزوم.

مشاكل أجهزة البخار الشبكية وفوق الصوتية: عدم تشغيل الوحدة.

الأسباب	الحلول
تركيب البطارية بشكل خاطئ	افحص تركيب البطارية وأعد تركيبها عند اللزوم.
وصلة إمداد طاقة من الخارج	افحص الوصلات مع المنظم والمخرج الكهربائي.
السخونة المفرطة بالوحدة	أطفئ الوحدة وانتظر حتى تبرد واعد تشغيلها من جديد.
التوصيل غير الصحيح بكبل التحكم	افحص الوصلات مع كابل التحكم وقم بتوصيله بصورة سليمة عند اللزوم.
وجود عطل إلكتروني	قم بتبديل الوحدة.

متى يجب إيقاف المعالجة؟

تستخدم أجهزة البخار في العلاج المتقطع لفترة قصيرة علاوة على وجود كمية معينة من المستحضر الدوائي الموضوع في وعاء أجهزة البخار. ويتراوح الدواء المتبقي في الجهاز بعد العلاج ما بين ١٠ - ٢ مل، ولكن هناك بعض أخصائيي العناية التنفسية والمرضى يقومون بنقر الجهاز لتقليل الكمية المتبقية (الخامدة) وزيادة مردود الجهاز، بينما يستمر آخرون بالعلاج إلى ما بعد صوت التكة أو (الطقطقة) وذلك لتقليل الكمية المتبقية (الخامدة). وهناك بعض الأجهزة تصدر صوت التكة لفترة طويلة بعد أخذ أغلبية الجرعة. وتشير الأدلة أنه بعد ظهور صوت التكة، يتم استنشاق كمية قليلة من الدواء؛ وبما أن الزمن الذي تستغرقه في إعطاء الدواء هو عامل هام للالتزام المريض، لذا أوصى بعض المعالجين بوقف العلاج عند سماع صوت التكة أو بعد سماعه بدقيقة واحدة، وقد تستخدم بعض الأجهزة الحديثة معالجات دقيقة لمراقبة الجرعة المعطاة ومن ثم الغلق التلقائي في نهاية الجرعة.

التنظيف: لمزيد من المعلومات عن تعليمات تنظيف أجهزة البخار صغيرة الحجم، يرجى الرجوع إلى قسم مكافحة العدوى صفحة (83).

البخاخات

تعتبر البخاخات أحادية الجرعة وبخاخات البودرة الجافة، أجهزة لتوصيل أدوية الرذاذ. حيث يتم المزج بين مستحضر معين وبين الجرعة الدوائية وتوضع داخل أحد هذه البخاخات، على أن تصدر بخة من البخاخ مع كل شهيق من قبل المريض. وهي تعتبر أجهزة للاستعمال مرة واحدة من قبل المريض الواحد عن طريق وصفة طبية من الصيدلية ويكون بها كمية معينة من الدواء يتم التخلص منها بمجرد انتهاء الدواء. وهذه البخاخات معتمدة من مركز إدارة الدواء والغذاء، حيث تمر عادة على مراحل متكاملة لإنتاج الدواء بدءاً من المراحل ما قبل السريرية وحتى مرحلة التجارب الحاسمة على مئات والآلاف المرضى. ولا بد لهذه الجرعة أن تكون فعالة بنسبة ($20 \pm$) من أول جرعة إلى آخر جرعة وتكون لديها مدة صلاحية لمدة ١٢ - ٢٤ شهر. وبمجرد دخول البخاخ في المرحلة الثالثة من التجربة يتم وضع المواد والتصميم ولا يمكن تغييره إلا عن طريق محاولات طبية باهظة الثمن.

ويوجد هناك تنوع كبير في تصاميم البخاخات وتتوفر كثير من الأدوية في صورة البخاخ الأحادي الجرعة شكل (14). وكثيراً ما يوصف للمرضى أنواع عديدة من البخاخات ويكون لها تعليمات مختلفة من أجل تشغيلها. و حدوث حيرة في تشغيل الجهاز مما قد يؤدي إلى تضاعف المعالجة. فعلى سبيل المثال يتطلب بخاخ أحادي الجرعة تدفق تنفسي بطئ (30 ل/الدقيقة) مع كتم للنفس، بينما قد يحتاج بخاخ البودرة الجافة تدفق تنفسي عالي ($30 - 90 \text{ ل/الدقيقة}$) وذلك لإخراج الجرعة، وقد يختار المريض بين أي قوة تدفق يجب عليه أن يقوم بها مع الجهاز وأحياناً قد يحصل على كمية دواء قليلة من كلا الجهازين، لذلك، يعد التعليم والتطبيق المتبادل مع المرضى هو المفتاح لاستخدام البخاخ بصورة صحيحة.

شكل (14): البخاخات المتوفرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

Anticholinergics

Spiriva® Handihaler®

(tiotropium bromide)
Inhalation Powder
Boehringer Ingelheim
Pharmaceuticals, Inc.



Atrovent® HFA

(ipratropium bromide HFA)
Inhalation Aerosol
Boehringer Ingelheim
Pharmaceuticals, Inc.



Anticholinergics/ β₂-Agonist Combination

Combivent®

(ipratropium bromide and
albuterol sulfate)
Inhalation Aerosol
Boehringer Ingelheim
Pharmaceuticals, Inc.



β₂-Agonists

Foradil® Aerolizer®

(Formoterol fumarate)
Inhalation Powder
Novartis Pharmaceuticals




Maxair™ Autohaler™

(pirbuterol acetate)
Inhalation Aerosol
Graceway Pharmaceuticals



ProAir® HFA

(albuterol sulfate)
Inhalation Aerosol
Teva Specialty
Pharmaceuticals



Proventil® HFA

(albuterol sulfate)
Inhalation Aerosol
3M Pharmaceuticals Inc.



Serevent® Diskus®

(salmeterol xinafoate)
Inhalation Powder
GlaxoSmithKline



Xopenex® HFA

(levalbuterol tartare)
Inhalation Aerosol
Sepracor Inc.



Ventolin® HFA

(albuterol sulfate HFA)
Inhalation Aerosol
GlaxoSmithKline



Corticosteroids

Aerobid®

Aerobid®-M

(flunisolide)
Inhalation
Aerosol

Forest Pharmaceuticals, Inc.



Alvesco®

(ciclesonide)
Inhalation
Aerosol
Nycomed



Asmanex

Twisthaler®

(mometasone)
Inhalation
Powder
Schering Corporation



Azmacort®

(triamcinolone
acetonide)
Inhalation
Aerosol
Abbott Laboratories



Flovent® Diskus®

(fluticasone
propionate)
Inhalation
Powder
GlaxoSmithKline



Flovent® HFA

(fluticasone
propionate)
Inhalation Aerosol
GlaxoSmithKline



Pulmicort®

(budesonide)
Inhalation Powder
AstraZeneca LP



QVAR®

(beclomethasone
dipropionate)
Inhalation
Aerosol
Teva Specialty Pharmaceuticals



β₂-Agonist/Corticosteroid Combination

Advair Diskus®

(fluticasone
propionate)
Inhalation Powder
GlaxoSmithKline



Advair® HFA

(fluticasone propionate
and salmeterol
xinafoate)
Inhalation Aerosol
GlaxoSmithKline



Symbicort®

(budesonide and
formoterol fumarate
dihydrate)
Inhalation Aerosol
AstraZeneca



Other

Intal® Inhaler

(cromolyn sodium)
Inhalation Aerosol
King Pharmaceuticals, Inc.



Relenza

(zanamivir)
Inhalation Powder
GlaxoSmithKline



البخاخات أحادية الجرعة

منذ تطويره من قبل الدكتور جورج مايسون في عام ١٩٥٥ م، أصبح البخاخ أحادي الجرعة من أكثر بخاخات الرذاذ الموصوفة للمرضى المصابون بمرض الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن وذلك لأنه مدمج ويمكن حمله ويسهل استعماله ويكون مريح عند تعاطي أكثر من جرعة في جهاز واحد.

مزايا البخاخ أحادي الجرعة وعيوبها

تم تصميم وتطوير البخاخ أحادي الجرعة كدواء وجهاز يعمل على توصيل جرعات محددة من مستحضرات أدوية معينة، وبخلاف أجهزة البخار فهي لا تتطلب معالجة وتحضير للأدوية، كما يصعب تلويث المكونات الداخلية للبخاخ أحادي الجرعة، ويبين جدول (٩) مزايا وعيوب استخدام البخاخ أحادي الجرعة.

جدول (٩): مزايا البخاخ أحادي الجرعة وعيوبه.	
المزايا	العيوب
خفيف ومدمج ويمكن حمله بسهولة	مطلوب التنسيق اليدوي لدى كثير من المرضى.
متعدد الجرعات	تنشيط المريض ونمط سليم من الاستنشاق مع كتم النفس.
فترة علاج قصيرة	جرعات محددة من الأدوية.
القدرة على إخراج جرعات محددة	رد الفعل للمواد الحاملة لدى بعض المرضى.
لا يحتاج لتحضير دوائي	استنشاق أجساد غريبة من توصيلة الفم المليئة بالفضلات .
يصعب تلوينه	نسبة ترسب عالية في البلعوم الفموي
	يصعب تحديد الجرعة المتبقية في وعاء البخاخ دون عداد الجرعة .


أنواع البخاخات أحادية الجرعة

يوجد هناك ثلاثة أنواع رئيسية من البخاخات أحادية الجرعة: بخاخات تقليدية وبخاخات محرصة بالاستنشاق وبخاخات مشغلة بالرداذ الناعم، وبغض النظر عن الشركة المنتجة أو المكونات الفعالة، تشتمل المحتويات الأساسية للبخاخات على وعاء به الدواء وأداة حاملة للدواء ومستحضرات دوائية وصمام معياري وأداة تشغيل، ويبين جدول (١٠) المكونات الأساسية للبخاخ.

جدول (١٠): المكونات الرئيسية للبخاخ أحادي الجرعة.	
المكونات	الخصائص
وعاء البخاخ	خامل وقادر على مقاومة الضغوط الداخلية العالية، ويضاف تغليف داخلي يمنع من التصاق الدواء داخل هذا الوعاء.
مواد حاملة للدواء	غاز سائل مضغوط يمكن إذابة الدواء فيه أو تعليقه.
مستحضر دوائي	العلاج مع وجود خافض للتوتر السطحي أو الكحول الذي يعمل على تخصيص الجرعة الدوائية و حجم الجزيئات النوعية.
صمام معياري	أهم وحدة ملحقة بوعاء البخاخ، إذ أنها مسئولة عن تحديد حجم الجرعة المراد إخراجها. تكون الصمامات قياسية ومرنة ومسئولة عن عملية إحكام الغلق بغرض الوقاية من تسريب الجرعة الدوائية وفقدانها.
أداة التشغيل	يشار عليها باستمرار بكلمة " مشغل boot" إذ أنها مسئولة عن حجم الجزيء إلى حد ما على حسب طول وقطر الفوهة/المنفذ nozzle مع مختلف أنواع البخاخات أحادية الجرعة.
عداد الجرعة	يساعد على معرفة وتعقب عدد الجرعات المتبقية بالبخاخ أحادي الجرعة عن طريق النظر في العداد.

البخاخات أحادية الجرعة التقليدية

كما هو موضح في شكل (15)، تحتوي البخاخات أحادية الجرعة على وعاء ودواء ومواد حاملة للدواء وصمام وتوصيلة الفم وأداة تشغيل، حيث يمثل الدواء فقط (١ - ٢ ٪) من المزيج الصادر من البخاخ والذي يكون إما معلق أو منحللاً في المادة الحاملة للدواء التي تمثل (٨٠ ٪) من المزيج، أما العامل الخارجي الفعال فيستخدم من أجل المحافظة على أحجام مناسبة من الجزيئات الخارجة من عمود البخاخ من خلال بخاخات الكلوروفلوروكربون، وتعمل هذه العوامل على منع تراكم جزيئات الدواء وتقوم أيضاً بتزييت الصمام المعياري، إضافة إلى أنها تضمن تعليق الدواء بشكل جيد في الوعاء، ويقوم الصمام المعياري بتحضير الجرعة المطلوبة من الدواء مسبقاً مع المادة الحاملة، كما يتغير حجم الصمام المعياري من (٢٥ - ١٠٠ ميكرو لتر) وتقدم (٥٠ ميكرو غرام لكل ٥ مل غرام من الدواء في كل بخة) وذلك يتوقف على المستحضر الدوائي.



شكل (15): المكونات القياسية للبخاخات أحادية الجرعة.

تحظى البخاخات أحادية الجرعة بنظام الضغط والتنفس. فبالضغط على الوعاء وصولاً إلى المشغل يخرج مزيج المادة الحاملة للدواء الذي ينتشر ويتبخر ليحول الدواء السائل إلى رذاذ، ثم يعمل التبخير الأولي للمادة الحاملة للدواء على تبريد معلق الرذاذ، ثم يجعل الوعاء الفتحة الموجودة في الصمام المعياري في محاذاة غرفه المعاييرة عن طريق الضغط لأسفل، ومن ثم يعمل الضغط العالي الناتج بفعل بخار المادة الحاملة للدواء على دفع الجرعة المحددة من الدواء خارج الفتحة ومن خلال فوهة أداة التشغيل. وأخيراً، يعمل الصمام المعياري على تعبئة الوعاء بجرعة أخرى من مزيج المادة الحاملة والدواء.

هناك نوعان من المواد الحاملة للدواء والتي تستخدم مع البخاخات أحادية الجرعة وهما الكلوروفلوروكربون والهيدروفلوروكين، ونظراً لأن للنوع الأول آثار ضارة بالبيئة وبطبقة الأوزون علاوة على أنه أحد العوامل المشاركة في حدوث الاحتباس الحراري، فإنه تم حظر استعمال الكلوروفلوروكربون في كافة أنحاء العالم، لذلك تم تطوير الهيدروفلوروكين كبديل يدخل ضمن مكونات هذه البخاخات، وتكون هذه المادة خاملة ولها نفس سمات مادة الكلوروفلوروكربون. ومع ذلك، يوجد بعض الفروق الهامة بين المواد الحاملة للدواء سواء كانت الكلوروفلوروكربون أو الهيدروفلوروكين، فعلى سبيل المثال، يستعمل الأول منشطات السطح للانتشار، بينما لا يحتوي الثاني على منشطات السطح بل يستعمل الكحول لهذا الغرض، ويبين شكل (16) الفروق الرذاذية بين البخاخات المستخدمة للكلوروفلوروكربون والبخاخات المستخدمة للهيدروفلوروكين، تحظى البخاخات المستخدمة للهيدروفلوروكين شكل (16، يسار) برذاذ أنعم من البخاخات المستخدمة للكلوروفلوروكربون شكل (16، يمين)، وتحظى البخاخات المستخدمة للهيدروفلوروكين برذاذ ذات درجة حرارة أدفاً من البخاخات المستخدمة للكلوروفلوروكربون، لبرودة الضباب الصادر من البخاخ، علاوة على أن الاستنشاق قد يتم اعاقته بسبب حساسية المريض، وعلى الرغم من استخدام البخاخات المستخدمة للهيدروفلوروكين الذي سيتغلب على المشاكل المتعلقة باستخدام البخاخات المستخدمة للكلوروفلوروكربون، بما في ذلك التشغيل وآثار درجة الحرارة وهندسة التريش/العمود (plume) ويجب على الأطباء المختصين معرفة الفروق الموجودة في المواصفات بين النوع الأول والثاني في الوقت الحالي شكل (11). كما

يجب على المعالجين شرح وتوضيح أن الملمس والمذاق للنوع الثاني يختلف عن ملمس ومذاق الأول مع إظهار وسائل وطرق الاستعمال الصحيحة.



شكل (16): فروق الرذاذ بين البخاخات أحادية الجرعة المستخدمة للهيدروفلوروكاين (يسار) والبخاخات أحادية الجرعة المستخدمة للكلوروفلوروكربون (يمين).


جدول (١١): الفروق في الخصائص الموجودة بين بخاخات الكلوروفلوروكربون و بخاخات الهيدروفلوروكاين.

المكونات	الكلوروفلوروكربون	الهيدروفلوروكاين
توصيل الجرعة		
من وعاء به الدواء على وشك الانتهاء	متغير	ثابت
مع درجة حرارة متغيرة	متغير	ثابت (إلى - ٢٠ درجة مئوية)
الرذاذ		
القوة	انحشار عالي	منخفض (٣ أضعاف)
درجة الحرارة	أكثر برودة	أكثر حرارة (تقريباً ٣٠ درجة مئوية)
الحجم	عالي	منخفض
المذاق		
	مختلف عن الهيدروفلوروكاين	مختلف عن الكلوروفلوروكربون

أقل أهمية	أكثر أهمية	كتم النفس أو الهواء في الرئة
الإعداد Priming	يجب إعدادة في حالة	يمكن عدم استخدامه لفترة طويلة دون
	استخدامه لفترة قصيرة.	إعداد

بخاخات أحادية الجرعة محرضة بالاستنشاق

يعتبر البخاخ الذاتي Autohaler أول بخاخ أحادي الجرعة يشغل بقوة دفع الاستنشاق، حيث تم تصميمه بغرض الاستغناء عن التنسيق اليدوي أثناء تعاطي العلاج، ويتم تشغيله بواسطة الاستنشاق من خلال فوهة محرضة بالاستنشاق والتي تقوم باستجابة آلية لتنفس المريض، ومن أجل إخراج الدواء من البخاخ الذاتي، يجب رفع أداة الرفع الموجودة في القمة قبل الاستعمال، وبهذا فإن ريشة مروحة الجهاز تقوم بتحرير الزنبرك دافعاً الوعاء إلى أسفل ومشغلاً البخاخ أحادي الجرعة عندما يتجاوز تنفس المريض (٣٠ ل/د). كما أن حجم الفوهة وعدم النظافة وانعدام الرطوبة من العوامل الثلاثة الأكثر أهمية التي تؤثر على كمية الدواء المعطى عن طريق البخاخ المحرض بالاستنشاق، وإذا كان المريض يحظى بتنسيق جيد لاستخدام البخاخات أحادية الجرعة التقليدية، قد لا يعمل نظام التشغيل بالاستنشاق على تحسين طريقة إعطاء الدواء، ومع ذلك، أثبتت الدراسات أن البخاخات أحادية الجرعة المحرضة بالاستنشاق تعمل على تحسين عملية إعطاء الأدوية للمريض ذوي التنسيق الضعيف، مع العلم أن البخاخ التلقائي يستخدم الكلوروفلوروكربون وسيتم رفعه من السوق في ديسمبر ٢٠١٣م، ويبين شكل (17) المكونات الأساسية للبخاخ التلقائي:



شكل (17): المكونات والعناصر الأساسية للبخاخ الذاتي.

البخاخات أحادية الجرعة المشغلة بالرذاذ الناعم

يعتبر بخاخ الريسبييمات (بورينجر انجلهيم للأدوية ، ريدفيلد) أحد البخاخات المشغلة بالرذاذ الناعم التي تكون خالية من المواد الحاملة، ويستخدم بخاخ الريسبييمات الطاقة الميكانيكية في صورة زنبرك مشدود بحيث يعمل على توليد رذاذ ناعم، كما تعمل الطاقة على دوران القاعدة الشفافة نصف دورة نحو اليمين بحيث تجذب جرعة أحادية من المحلول من خرطوشة الدواء من خلال أنبوبة شعيرية إلى مضخة مكبرة، وعند الضغط على زرار إطلاق الجرعة، فإن الطاقة الصادرة من الزنبرك تضغط على المحلول للخروج من التوصيلة المساعدة، بما يساعد على خروج رذاذ في صورة ريشة تستمر لمدة ٥، ١ ثانية تقريباً. ومثل غيره من البخاخات أحادية الجرعة، يحتاج بخاخ الريسبييمات لإعداده قبل الاستخدام في الأوقات التي يكون فيها الجهاز غير مستخدم. وفي حالة عدم استخدامه لأكثر من ثلاثة أيام، قم بتشغيل البخاخ مرة واحدة، وفي حالة عدم استخدامه لأكثر من ٢١ يوم، يوصى بتشغيل الجهاز لحين رؤية خروج الرذاذ، ثم قم بتشغيل البخاخ ثلاثة مرات أخرى. ونظراً لخلو البخاخ من المواد الحاملة للدواء، فإنه لا يلزم رجه. بخاخ الريسبييمات

مزود بعداد جرعات بحيث يتم قفله بعد انتهاء الجرعات، ويبين الشكل (18) المكونات العادية لبخاخ الريسبيومات.



شكل (18): البخاخ أحادي الجرعة المشغل بالرذاذ.

مستحضرات البخاخات أحادية الجرعة المتوفرة حالياً

يتوفر عددا كبيرا من مستحضرات الرذاذ المستخدمة مع البخاخات أحادية الجرعة في الوقت الحالي شكل (14)، كما تستخدم البخاخات أحادية الجرعة لإعطاء (منبهات بيتا ٢) و(مضادات الكولين) و(مخلوط مضادات الكولين / منبهات بيتا ٢) والأدوية الستيرويدية ومضادات الربو.

العوامل المؤثرة على أداء البخاخ أحادي الجرعة وتوصيل الدواء

تم تصميم أغلب البخاخات أحادية الجرعة بغرض توصيل جرعة دوائية تقدر بحوالي (١٠٠ ميكروميتر) لكل بخة، ومثل بخاخات الرذاذ الأخرى، تقدر نسبة الدواء الموصل بواسطة البخاخات أحادية الجرعة بحوالي (١٠ - ٢٠ %) من الجرعة الاسمية لكل بخة، كما يكون حجم جزيئات الرذاذ الخارجة من الجهاز في صورة جزيئات ناعمة لا يتجاوز قطرها 5 ميكروميتر، وهناك عوامل عدة تؤثر على أداء البخاخات أحادية الجرعة وتوصيل أدوية الرذاذ، كما أن فهم العوامل المؤثرة على الفاعلية والكفاءة قد يحسن أداء هذه البخاخات عند استخدامها للمرضى الذين يعانون من أمراض تنفسية رئوية. ولذلك فيجب على المرضى وأخصائيو العناية التنفسية التحكم في هذه العوامل كما يلي:

- **رج وعاء البخاخ:** يؤدي عدم رج وعاء هذه البخاخات إلى تقليل إجمالي الجرعة بنسبة (٢٥ - ٣٥ %)، وذلك لأن الدواء الموجود في مستحضرات البخاخات عادة يتم فصله عن المادة الحاملة للدواء عند عدم الاستعمال. ولذلك يجب رج البخاخ قبل أول بخة وعند عدم الاستعمال، بحيث يتم إعادة تعبئة الصمام المعياري بخليط من المعلق المناسب من داخل الوعاء.
- **درجة حرارة التخزين:** يعمل استخدام الرذاذ خارج المنزل في طقس شديد البرودة على تقليل الكمية الواصلة من أدوية الرذاذ، فعلى سبيل المثال إعطاء الجرعة الدوائية من بخاخ أحادي الجرعة يستعمل مادة الكلوروفلوروكربون تتناقص الجرعة بنسبة حوالي ٧٠ % عند استخدامه في درجة حرارة ١٠ ° مئوية، إلا أنه يكون ثابتاً مع بخاخ أحادي الجرعة يستعمل مادة هيدروفلوروكين بمعدل من سالب (-) ٢٠ ° إلى ٢٠ ° مئوية.
- **حجم فوهة البخاخ ونظافتها:** تعتمد كمية الدواء المعطاه للمريض على حجم ونظافة وعدم وجود رطوبة في فوهة البخاخ. حيث تعتبر فوهة أداة التشغيل شيئاً مميز للبخاخات أحادية الجرعة، ويؤثر التنسيق بين فوهة البخاخ والدواء على الجرعة المستنشقة وحجم الجزيء. وعموماً فهناك علاقة عكسية بين القطر الداخلي وتمديد الفوهة وكمية الدواء المعطى للمريض، أن فتحة الفوهة مع

القطر الداخلي أقل من ١ مم يزيد من كمية الدواء الواصلة للمريض، وقد تؤثر بقايا الدواء الأبيض والمتكسر نتيجة لتبلور الدواء على إعطاء الدواء، ولذلك؛ يجب تنظيف الفوهة بصورة دورية وفقاً للتعليمات الواردة من الشركة المنتجة.

- **التحكم بالفترات الزمنية الخاصة بالرش من البخاخات:** قد يؤدي الرش السريع بمعدل يزيد على بختين في البخاخات أحادية الجرعة إلى تقليل الجرعة الواصلة من الدواء وذلك بسبب اضطراب وتكتل الجزيئات، ولذلك، يجب الفصل بين كل بخة وأخرى بفترة زمنية قصيرة حتى يتسنى للمريض الحصول على أفضل نتيجة لتوسع القصبات الهوائية وخصوصاً إذا كان المريض يعاني من ربو حاد مع بعض الأزيز ويصعب التحكم في الأعراض المرضية عنده، وفي بعض الحالات اليومية الأخرى، عند استخدام أدوية منبهات بيتا (تيربوتالين) والأدوية الستيرويدية (بوديسونيد) مع من هم قبل المراهقة، فإنه لم يثبت التوقف بين البخات فعاليتها، حتى الأبحاث والدراسات في موقف محير من مدى أهمية التوقف بين كل بخة وأخرى، ولكن تقترح بعض الدراسات في الآونة الأخيرة التوقف لمدة دقيقة واحدة بين كل بخة وأخرى وذلك للحصول على النتيجة المنشودة من العلاج.
- **التشغيل Priming:** هو عبارة عن إخراج بخة أو أكثر إلى الهواء. ويكون الإعداد الأولي والمتكرر للبخاخات أحادية الجرعة أمراً هاماً في توصيل الجرعة الدوائية بصورة جيدة. وقد يتم فصل الدواء عن المادة الحاملة والمحتويات الأخرى الموجودة في الوعاء والصمام المعياري عندما يكون البخاخ جديداً أو لم يستعمل لفترة زمنية. ونظراً لأن رج البخاخ سيمزج المعلق الموجود في الوعاء وليس الموجود في الصمام المعياري، فإن إعداد البخاخ وتجهيزه يعد أمراً ضرورياً. ويقدم جدول (١٢) التعليمات المنصوص عليها لإعداد مختلف أنواع البخاخات أحادية الجرعة المتوفرة في الأسواق.

جدول (١٢): متطلبات عملية الإعداد للبخاخات أحادية الجرعة المتوفرة تجارياً.

الدواء	اسم الماركة	وقت التحضير	عدد البخات
موسعات للشعب الهوائية طويلة المفعول			
البترول سلفات	برواير الكلوروفلوروالكين	جديد وفي حالة عدم استخدامه لمدة ٢ أسبوع	٣
	بروفنتيل الهيدروفلوروالكين	جديد وفي حالة عدم استخدامه لمدة ٢ أسبوع	٤
	فينتولين الهيدروفلوروالكين	جديد وفي حالة عدم استخدامه لمدة ١٤ يوم	٤
بيربترول	بخاخ ذاتي ماكزير	جديد وفي حالة عدم استخدامه لمدة ٢ يوم	٢
ليفال بترول اتش سي أي	زوبينـــــــــــــــــيكس الهيدروفلوروالكين	جديد وفي حالة عدم استخدامه لمدة ٣ أيام	٤
ابراتروبיום بروميد HFA	اتروفنت الهيدروفلوروالكين	جديد وفي حالة عدم استخدامه لمدة ٣ ايام	٢
مزيج من ابراتروبיום بروميد /البترول سلفات	كومبيفـــــــــــــــــنـــــــــــــــــات الهيدروفلوروالكين	جديد وفي حالة عدم استخدامه لمدة ٢٤ ساعة	٣
بخاخات الكورتيزون			
بيكلوميثـــــــــــــــــاثون برروبينات HFA	كيوفار	جديد وفي حالة عدم استخدامه لمدة ١٠ ايام	٢
سيكليسونيد	الفسكو	جديد وفي حالة عدم استخدامه لمدة ١٠ أيام	٣
فلوتيكازون بروبينيت	فلوفنت الهيدروفلوروالكين	جديد وفي حالة عدم استخدامه لأكثر من ٧ أيام	٤ ١
الأدوية المخلوطة / المزوجة			
بوديسونيد ممزوج مع فورميترول	سيمبكورت الهيدروفلوروالكين	جديد وفي حالة عدم استخدامه لمدة ٧ أيام	٢

- **سمات المريض:** ينجم عن سمات المرضى المستخدمين للبخاخ أحادي الجرعة تغير في راسب الرذاذ. فعلى سبيل المثال، يكون راسب الرذاذ أقل عند الرضع والأطفال بسبب الفروق الموجودة في بنيتهم وقدراتهم المعرفية والبدنية.
- **تقنيات التنفس:** هناك تقنيتان رئيسيتان لاستخدام البخاخ أحادي الجرعة بدون التوصيلة المساعدة: تقنية فتح الفم وتقنية غلق الفم. وتوصى الشركات المصنعة عالمياً بتقنية غلق الفم من أجل استخدام البخاخ أحادي الجرعة، وفي هذه الطريقة، توضع توصيلة الفم بين الشفاه المطبقة للمريض خلال إعطاء الدواء، ومن ناحية أخرى، أيد بعض الباحثين والمعالجين تقنية فتح الفم بغرض الحد من الراسب في البلعوم وزيادة الجرعة الواصلة إلى الرئة، ويوصى بتقنية فتح الفم عند إعطاء الكلورفلوروكربون للبخاخ أحادي الجرعة، وعند استخدام تقنية فتح الفم يتم وضع البخاخ على عرض أصبعين بعيداً عن الشفاة ثم توجه إلى وسط فتحه الفم، وتشير الدراسات إلى أن تقنية فتح الفم تقلل من الراسب في البلعوم عن طريق السماح بمساحة أكبر لتريش/العمود بخاخ الرذاذ لكي يبطئ قبل الوصول إلى الجزء الخلفي من الفم وليصل إلى ضعف الراسب الدوائي في الرئة أكثر من استخدام تقنية غلق الفم، وفي المقابل يشير بعض الباحثين إلى أن تقنية فتح الفم لا تقدم أي ميزة على تقنية غلق الفم ولكنها تسبب مخاطر أخرى منها سوء الاستعمال كاتجاه الرذاذ من الفم إلى العين أو لأي مكان آخر. لذلك يتم تحديد أفضل تقنية بناءً على القدرات البدنية للمريض وقدرته على التنسيق ورغبته. ويمكن استخدامها حسب التوجيهات التالية إذا كان المريض قادر على التنسيق ويستطيع أن يسيطر على تقنية فتح الفم. وكذلك لابد من ملاحظة تقنية استعمال المريض لبخاخ الرذاذ باستمرار وتصحيحها إن أمكن. تم تقديم التقنية المناسبة في الأسلوب التقني ٢.

تقنية توصيل الدواء

يجب أن يراجع أخصائيو العناية التنفسية إرشادات التشغيل بعناية قبل إعطاء علاج الرذاذ وبالتأكيد قبل إرشاد المرضى للاستخدام المنزلي، وذلك بسبب توفر أنواع عديدة من البخاخ أحادي الجرعة في الأسواق. وتقدم التقنية المناسبة في الأسلوب التقني صندوق .٢

الأسلوب التقني (٢): خطوات الاستخدام الصحيح للبخاخ أحادي الجرعة.

تقنيات البخاخ أحادي الجرعة

تقنية فتح الفم: يجب إبلاغ المريض بما يلي:

1. قم بتدفئة وعاء البخاخ أحادي الجرعة بحيث تساوي درجة حرارة اليد أو الجسم.
2. انزع غطاء توصيلة الفم وقم برج البخاخ أحادي الجرعة بدقة.
3. يتم إطلاق جرعة من البخاخ أحادي الجرعة في الهواء إذا كان جديداً أو لم يستخدم منذ عدة أيام.
4. الجلوس في وضع قائم أو وضع الوقوف.
5. تنفس كلياً للخارج.
6. ضع البخاخ بعرض أصبعين بعيداً عن الشفاة.
7. مع جعل الفم مفتوح واللسان منبسط (طرف اللسان الذي يلمس من الداخل الأسنان السفلية الأمامية) امل منفذ البخاخ أحادي الجرعة بحيث يكون باتجاه الجزء الخلفي العلوي من الفم.
8. شغل البخاخ أحادي الجرعة عندما يبدأ المريض في التنفس ببطء.
9. تنفس ببطء وبعمق من خلال الفم وقم بكتم النفس لمدة ١٠ ثواني وإذا لم يستطيع المريض كتم النفس لمدة ١٠ ثواني، فيجب كتمه على قدر المستطاع.
10. انتظر دقيقة واحدة إذا كان هناك حاجة لبخة أخرى من الدواء.
11. كرر الخطوات ٢-١٠ إلى أن يتم الوصول إلى الجرعة المحددة من قبل الطبيب.
12. إذا تم تناول أدوية ستيرويدية يجب شطف الفم بعد آخر بخة من الدواء، ثم بصق الماء وعدم بلعها.
13. استبدل غطاء توصيلة الفم الموجودة على البخاخ أحادي الجرعة بعد كل استخدام.

تقنية غلق الفم: يجب إبلاغ المريض بما يلي:

1. قم بتدفئة وعاء البخاخ أحادي الجرعة إلى درجة حرارة اليد أو الجسم.
2. انزع غطاء توصيلة الفم وقم برج البخاخ أحادي الجرعة بدقة.
3. يتم إطلاق جرعة من البخاخ أحادي الجرعة في الهواء إذا كان جديداً أو لم يستخدم منذ عدة أيام
4. الجلوس في وضع قائم أو وضع الوقوف.
5. تنفس كلياً للخارج.
6. ضع البخاخ أحادي الجرعة بين شفتي المريض، ثم تأكد من أن اللسان منبسط تحت توصيلة الفم بحيث لا يعوق البخاخ أحادي الجرعة.
7. اطبق الشفتين.
8. شغل البخاخ أحادي الجرعة عندما يبدأ المريض في التنفس ببطء.
9. كتم النفس لمدة ١٠ ثواني. وإذا لم يستطيع المريض كتم النفس لمدة ١٠ ثواني، فيجب كتمه على قدر المستطاع.
10. انتظر دقيقة واحدة إذا كان هناك حاجة لبخة أخرى من الدواء.
11. كرر الخطوات ٢ - ١٠ إلى أن يتم الوصول إلى الجرعة المحددة من قبل الطبيب.
12. إذا تناول المريض أدوية ستيرويدية يجب عليه شطف الفم بعد أخربخة من الدواء، ثم بصق الماء وعدم بلعها.
13. استبدل غطاء توصيلة الفم الموجودة على البخاخ أحادي الجرعة بعد كل استخدام.

تقنية البخاخ أحادي الجرعة المشغل بالاستنشاق (Autohaler):

عند استخدام البخاخ الذاتي (Autohaler)، يجب إبلاغ المريض بما يلي:

1. قم بتدفئة وعاء البخاخ أحادي الجرعة إلى درجة حرارة اليد أو الجسم.
2. انزع غطاء توصيلة الفم وتحقق من وجود أجسام غريبة.
3. حافظ على البخاخ الذاتي في وضع عمودي في حين توجيه السهم إلى أعلى مع عدم إعاقة مخارج الهواء.
4. يتم إطلاق جرعة من البخاخ الذاتي في الهواء إذا كان جديداً أو لم يستخدم منذ عدة أيام.

5. ادفع دواسة تشغيل البخاخ لأعلى.
6. ادفع شريحة اختبار الحريق البيضاء في الجزء السفلى من توصيلة الفم لإعداد البخاخ.
7. ادفع دواسة تشغيل البخاخ للأسفل من أجل إخراج الرذاذ.
8. أعد دواسة تشغيل البخاخ إلى وضعه لأسفل وأرفع الدواسة بحيث تستقر في مكانه.
9. الجلوس في وضع قائم أو في وضع الوقوف.
10. رج البخاخ الذاتي ثلاث أو أربع مرات.
11. تنفس بشكل طبيعي بعيداً عن البخاخ الذاتي.
12. ضع البخاخ أحادي الجرعة بين شفتي المريض، ثم تأكد من أن اللسان منبسط تحت توصيلة الفم بصورة لا تعوق البخاخ أحادي الجرعة.
13. اغلق الشفتين على توصيلة الفم.
14. استنشق بعمق من خلال توصيلة الفم بقوة ثابتة ومعتدلة.
15. انتبه لصوت التكة والشعور بالبخة الخفيفة عند تشغيل البخاخ مع إخراج الدواء.
16. استمر في الاستنشاق حتى تمتلئ الرئة بالكامل.
17. انزع التوصيلة من الفم.
18. كتم النفس لمدة ١٠ ثواني أو على قدر المستطاع.
19. كرر الخطوات السابقة إلى أن يتم الوصول إلى الجرعة المحددة من قبل الطبيب.
20. استبدل غطاء توصيلة الفم وتأكد من أن دواسة تشغيل البخاخ للأسفل.

تقنية البخاخ أحادي الجرعة المشغل بالرذاذ (الريسبيمات) Soft Mist pMDI:

عند استخدام بخاخ الريسبيمات، يجب إبلاغ المريض بما يلي:

طريقة الإعداد Preparartion:

1. عند غلق الغطاء البرتقالي، قم بالضغط على ماسك الأمان أثناء دفع القاعدة الشفافة مع عدم لمس أداة الثاقب الواقعة داخل قاع القاعدة الشفافة.
2. قم بدفع الطرف الضيق من الوعاء في اتجاه البخاخ، وعلى أن لا تكون قاعدة الوعاء بصورة مسطحة مع البخاخ، ويبقى حوالي ١/٨ من البوصة مرئياً عند إدخال الوعاء بصورة صحيحة.

3. يمكن دفع الوعاء في اتجاه سطح ثابت وذلك لضمان إدخالها بصورة صحيحة.
4. تجنب خلع الوعاء بمجرد إدخالها في البخاخ.
5. سجل ما تم استخدامه بالتاريخ على ملصق البخاخ، ويتم تسجيل ما تم استخدامه بالتاريخ لمدة ٣ شهور من تاريخ إدخال الوعاء .
6. قم بإعادة القاعدة الشفافة إلى موضعها الأصلي، كما تجنب خلع القاعدة الشفافة مرة أخرى، ويجب عدم عزل البخاخ بعد إدخال الوعاء وإعادة القاعدة الشفافة لموضعها الأصلي.

طريقة التشغيل Priming:

7. قم بمسك البخاخ في وضع قائم مع غلق الغطاء البرتقالي وذلك لتجنب الخروج العشوائي للجرعة.
8. قم بتدوير القاعدة الشفافة في اتجاه الأسهم البيضاء الموجودة على الملصق لحين سماع صوت التكة (نصف دورة).
9. قم بقلب الغطاء البرتقالي لحين فتحه بصورة كاملة.
10. قم بتوجيه البخاخ للأسفل ثم اضغط على زر إطلاق الجرعة مع غلق الغطاء البرتقالي.
11. قم بتكرار الخطوات ٥ و ٦ و ٧ لحين ظهور الرذاذ مرئياً.
12. وبمجرد ظهور الرذاذ مرئياً، قم بتكرار الخطوات ٥ و ٦ و ٧ ثلاثة مرات أخرى وذلك لضمان تهيئة البخاخ لاستخدامه.

تعليمات الاستخدام للمرضى:

1. قم بمسك البخاخ في وضع قائم مع غلق الغطاء البرتقالي وذلك لتجنب الخروج العشوائي للجرعة.
2. قم بتدوير القاعدة الشفافة في اتجاه الأسهم البيضاء الموجودة على الملصق لحين سماع صوت التكة (نصف دورة).
3. قم بقلب الغطاء البرتقالي لحين فتحه بصورة كاملة.
4. تنفس ببطئ ثم اغلق الشفاة حول طرف التوصيلة المساعدة دون تغطية لمصارف الهواء.

5. قم بتوجيه البخاخ لأسفل ثم اضغط على زر إطلاق الجرعة مع غلق الغطاء البرتقالي.

6. أثناء أخذك نفس عميق وبطيئ من خلال الفم، قم بالضغط على زر إطلاق الجرعة والاستمرار بالتنفس ببطئ على قدر المستطاع.

7. قم بكتم النفس لمدة ١٠ ثواني أو على قدر المستطاع.

8. قم بغلق الغطاء البرتقالي لحين خروج الجرعة الموصوفة التالية.

خطوات عامة لتجنب قلة أو عدم خروج الجرعات الدوائية من البخاخ أحادي الجرعة: عند استخدام البخاخ أحادي الجرعة يجب اتباع الخطوات التالية تجنباً لقلّة خروج الجرعات الدوائية أو عدم خروجها من البخاخ أحادي الجرعة خلال العلاج بالرداذ. يجب على المريض:

1. نزع كبسولة البخاخ أحادي الجرعة من الوعاء.

2. تشغيل البخاخ حسب التعليمات جدول (١٢).

3. تنظيف وتجفيف وعاء البخاخ أحادي الجرعة بناءً على إرشادات الشركة المنتجة.

4. تتبع الجرعات المتبقية.

الاعطال: المشاكل التي قد تظهر مع البخاخ أحادي الجرعة: غياب أو انخفاض الرداذ:

الأسباب	الحلول
التركيب الخاطئ لبخاخ أحادي الجرعة	فحص أجزاء البخاخ وإعادة تركيبها من جديد عند اللزوم.
تجميع البخاخ أحادي الجرعة والتوصيلة المساعدة بشكل خاطئ	فحص تجميع البخاخ/التوصيلة المساعدة ثم أعد تجميعها عند اللزوم.
البخاخ أحادي الجرعة أصبح فارغاً	فحص عداد الجرعات لتتأكد من عدم فراغه من الجرعات وإلا يتم تبديل البخاخ.

كيف نعرف أن البخاخ أحادى الجرعة فارغاً؟

منذ ابتكار البخاخات أحادية الجرعة في ١٩٥٠م، لم يتم تزويدها بعددات تبين الجرعات بحيث يتمكن المرضى من تحديد ما إذا كان البخاخ فارغاً ويجب التخلص منه. وبعد إخراج البخاخ أحادى الجرعة عدد البخات المذكورة على الملصق، فقد يبدو للمريض ويشعر أن البخاخات لا تزال تعمل، و لكن قد تكون الجرعة الخارجة ضئيلة. هذا التأثير الضعيف قد يستمر لفترة طويلة بعد فراغ البخاخ من الدواء. ويمكن أن يؤدي البخاخ أحادى الجرعة بدون عداد الجرعة إلى فقدان الجرعة الدوائية إذا تم إهمال البخاخ قبل موعد انتهائه. وتكون الطرق غير المباشرة مثل تعويم الوعاء في الماء غير صحيحة ومضللة و إنما قد تقلل من قدرة البخاخ أحادى الجرعة على العمل بشكل صحيح، لذلك لا يجب استخدامهم في تحديد كمية الدواء المتبقية في الوعاء.

وهناك طريقة وحيدة موثوق فيها لتحديد كمية الدواء المتبقية في البخاخ هي حساب الجرعات المعطاة إما يدوياً أو عن طريق عداد الجرعة. وتشمل الطرق اليدوية على قراءة الملصق لتحديد إجمالي عدد الجرعات المتاحة في البخاخ الأحادي الجرعة موضحاً عدد البخات المعطاة (بما في ذلك كلا من الإعداد وجرعات العلاج)، ويتم طرح هذه الحصيلة من عدد البخات الموجودة على الملصق حتى يتم استخدامهم جميعاً. وفي هذا الوقت يجب التخلص من البخاخ أحادى الجرعة بطريقة صحيحة. ول سوء الحظ، قد يكون حساب الجرعة يدوياً غير واقعي وغير مفيد وخصوصاً مع المرضى الذين يستخدمون أدوية بشكل مستمر.

لذلك، تتطلب وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة أن تحظى البخاخات أحادية الجرعة الجديدة على عدادات جرعة متكاملة وتوصى أن يكون لدى كل بخاخ آلية حساب الجرعة التي تبين اقتراب الجرعات في البخاخ من الانتهاء. ويكون عداد الجرعة عبارة عن جهاز مرفق بالجزء العلوي من وعاء البخاخ أو بأسفل الجهاز وذلك بغرض حساب الجرعات المتبقية والخارجة، وعند تشغيل البخاخ أحادى الجرعة يبدأ في العد تنازلياً من إجمالي الكمية المتبقية في الوعاء.

بخاخ الفينيتولين HFA و فلافونت HFA مزودة بعدادات الجرعة شكل (19).



شكل (19): عداد على بخاخات فينتولين HFA و فلوفونت HFA.

وأيضاً، عدادات الجرعة الآلية والإلكترونية متاحة من طرف ثالث وذلك لاستخدامها وربطها بالبخاخ. وعلى الرغم من أن الأبحاث أيّدت الأداء المقبول من قبل المريض عن البخاخات أحادية الجرعة المزودة بعدادات حساب الجرعة، إلا أنه يجب توخي الحذر لضمان أن عداد الجرعات من طرف ثالث يعمل مع البخاخات أحادية الجرعة المستخدمة. وقد لا تكون بعض العدادات المدمجة متلائمة مع التوصيلة المساعدة، فالتركيب غير المناسب للوعاء مع التشغيل السليم قد يتداخل مع التشغيل السليم مما يسبب عدم خروج الدواء بصورة جزئية أو كلية أو حدوث خطأ في حساب الجرعات المتبقية. ويزيد استخدام عداد الجرعات من طرف ثالث من تكلفة العلاج بالرداذ، والتي يمكن أن تحد من قبولها بصورة كبيرة. ويبين شكل (20) أنواع عدادات حساب جرعات البخاخ أحادي الجرعة المتوفرة حالياً في الولايات المتحدة.



شكل (20): عداد الجرعات للبخاخات أحادية الجرعة المتوفرة حالياً في السوق.

مع أي عداد جرعات من طرف ثالث، يجب قراءة ملصق المنتج والمعلومات الموجودة على عبوة البخاخات أحادية الجرعة قبل الاستخدام و يجب اتباع الجرعات الموصى بها من الشركة المنتجة، وعند محاولة تتبع عدد البخاخات المتبقية في البخاخ أحادي الجرعة يجب اتباع الخطوات التالية:

إذا كان البخاخ بدون عداد للجرعات، يجب على المستخدم:

1. تحديد عدد البخاخات الموجودة في البخاخ أحادي الجرعة عندما يكون مُمتلئ.
2. حساب مدة استمرار البخاخ أحادي الجرعة بقسمة مجموع عدد البخاخات في البخاخ أحادي الجرعة على مجموع البخاخات المستخدمة (ليصبح المجموع ٨ بخاخ في اليوم) وسوف يستمر هذا الوعاء ٢٥ يوما (٢٠٠ مقسومة على ٨ - ٢٥ يوم)، ويرجى معرفة أن الدواء سوف ينفد عاجلاً إذا تم استخدام بخاخ أحادي الجرعة أكثر مما كان مخطط له.
3. معرفة تاريخ انتهاء الجرعات وكتابته على الوعاء أو على التقويم.
4. تتبع عدد بخاخات الدواء المستخدمة بتسجيلها على ورقة ثم حسابها لمعرفة كمية الدواء المتبقية في البخاخ أحادي الجرعة.
5. الحفاظ على الورقة المسجل بها عدد الجرعات بصفة يومية في مكان مناسب مثل مرآة الحمام.
6. استبدال البخاخ أحادي الجرعة عند انتهاء عدد البخاخات المسموح بها.

إذا كان البخاخ مزود بعداد للجرعات، يجب على المستخدم:

1. تحديد عدد البخاخات الموجودة في البخاخ أحادي الجرعة عندما يكون مُمتلئ.
2. تتبع البخاخات المستخدمة في البخاخ أحادي الجرعة وتحديد كمية الدواء المتبقية في البخاخ أحادي الجرعة عن طريق فحص شاشة العداد.
3. تعلم قراءة شاشة العداد. و لكل عداد طريقة خاصة لعرض الجرعات المتبقية في الوعاء. فعلى سبيل المثال: التحول إلى اللون الأحمر يشير إلى أن عدد البخاخات أقل من ٢٠ بخة وحين الوقت لإعادة صرف البخاخ أحادي الجرعة. ويوصى بقراءة إرشادات الشركة المنتجة لتفسير شاشة العداد قبل استخدامها.
4. عند انتهاء آخر جرعة، تخلص بشكل صحيح من بخاخ أحادي الجرعة.

التنظيف: يرجى مراجعة قسم مكافحة العدوى صفحة (83) إرشادات تنظيف البخاخات.

إكسسوارات البخاخ أحادي الجرعة

تم تصميم أجهزة إكسسوارات البخاخ أحادي الجرعة للتغلب على الصعوبات التي يواجهها المريض عند استخدام البخاخ أحادي الجرعة وتتوفر في أشكال ومقاسات مختلفة.

مزايا إكسسوارات البخاخ أحادي الجرعة وعيوبها

يعمل استخدام هذه الإكسسوارات على تحسين فاعلية العلاج بالرداذ ويقلل راسب البلعوم بإضافة مسافة بين الصمام المعياري وفم المريض. كما تعمل هذه الإكسسوارات على مواجهة مشاكل تنسيق التنفس واليد. ويبين جدول (١٣) مزايا وعيوب التوصيلة المساعدة والتوصيلة المساعدة ذات الصمام المستخدمة مع البخاخات أحادية الجرعة.

جدول (١٣): مزايا التوصيلة المساعدة المستعملة مع البخاخات أحادية الجرعة وعيوبها.

المزايا:

- تقلل فقدان الجرعة الدوائية في الفم والحلق.
- تزيد الجرعة الدوائية المستنشقة إلى ضعفين أو أربعة أضعاف الجرعة الخارجة من البخاخ أحادي الجرعة لوحده.
- تساعد على استعمال البخاخ أحادي الجرعة أثناء الانسداد الحاد لتدفق الهواء في حالة ضيق التنفس للمرضى.
- لا يتطلب تحضير للأدوية.
- تسهل عملية التنسيق بين تشغيل البخاخ أحادي الجرعة وعملية الاستنشاق.

العيوب:

- كبير الحجم وصعب الحمل مقارنة بالبخاخ أحادي الجرعة لوحده.
- غالي الثمن وأكبر حجماً من البخاخ أحادي الجرعة لوحده.
- قد يحتاج لعمليات تركيب وتجميع.
- أخطاء للمرضى عند إطلاق عدة بخات إلى التوصيلة المساعدة قبل الاستنشاق أو التأخر بين تشغيل البخاخ والاستنشاق.
- احتمالية التلوث في حالة عدم التنظيف بالقدر الكافي.

على الرغم من استخدام مصطلح "التوصيلة المساعدة" Spacer في الممارسة السريرية إلى جميع أنواع الأجهزة المساعدة، إلا أنه يتم تصنيف هذه الإكسسوارات على توصيلة مساعدة وتوصيلة مساعدة ذات الصمام بناءً على تصاميمهم. والتوصيلة المساعدة هي أنبوبة بسيطة أو وصلة تضيق مساحة و حجم بين البخاخ أحادي الجرعة والفم بدون صمامات ذات اتجاه واحد لاحتواء عمود الرذاذ بعد تشغيل البخاخ أحادي الجرعة. وتكون التوصيلة المساعدة ذات الصمام عبارة عن جهاز فاصل ممتد بصمام (صمامات) ذات اتجاه واحد لاحتواء الرذاذ حتى استنشاقه، وتوجيه الزفير بعيداً عن الرذاذ الموجود في التوصيلة المساعدة، والحد من خسائر الرذاذ عند التنسيق الضعيف بين اليد والتنفس. وبالإضافة إلى الفروق الأخرى في التصاميم التي تحدد الفرق بين التوصيلة المساعدة وبين التوصيلة المساعدة ذات الصمام، فإنه يوجد فروق في التصاميم الأخرى في الموديلات المستخدمة من التوصيلة المساعدة والتوصيلة المساعدة ذات الصمام، وقد يكون هناك اختلاف في الحجم، رغم أن معظم التوصيلات المساعدة في الولايات المتحدة أقل من ٢٠٠ مل. وقد يكون هناك اختلاف في اتجاه الرذاذ نحو الأمام (اتجاه الفم) ونحو الخلف (بعيداً عن الفم). ومن أمثلة الرذاذ الأمامي نشاهد الإيروتشامبر (مؤسسة موناغان الطبية) والأوبتي تشامبر دايموند والأوبتي تشامبر ادفانتيج من (فيليبس ريسبيرونكس). بينما من أمثلة الرذاذ الخلفي نشاهد محسن سحب الرذاذ ACE من (سميثرز الطبية، دبلن، أوهايو)، وقد تقبل بعض التوصيلات المساعدة مشغل توصيلة الفم الخاص بالشركة المنتجة، في حين أن البعض الآخر يتميز بوجود فوهة بالوعاء بحيث تقبل وعاء البخاخ الخاص بها فقط ومنها: بخاخ ACE الذي به فوهة في علبة الوعاء، في حين أن الإيروتشامبر والأوبتي تشامبر دايموند والأوبتي تشامبر ادفانتيج بهم فتحات مرنة تقبل توصيلة الفم للبخاخ أحادي الجرعة. بينما يتم تصميم مكان تشغيل لكل بخاخ. قد تختلف فتحات الوعاء وربما لا تلائم فوهة أي وعاء آخر، حيث تقلل فعالية الدواء. ويبين شكل (21) أمثلة التوصيلة المساعدة .



شكل (21): أمثلة التوصيلة المساعدة والتوصيلة المساعدة ذات الصمام.

التوصيلة المساعدة للبخاخ

إن استعمال التوصيلة مع البخاخ أحادي الجرعة يجب أن يولد جرعة معادلة لتأثير البخاخ أحادي الجرعة وحده إذ تم استخدامة بشكل صحيح. كما تعمل التوصيلة على توفير حجم إضافي تقلل سرعة الرذاذ من البخاخ أحادي الجرعة. بحيث تقلل حجم الجزيئات. ومن ناحية أخرى يعتمد احتباس وتفريغ الجرعة الدوائية داخل التوصيلة للمريض على حجم التوصيلة والشحنة الكهروستاتيكية (electrostatic charge) الموجودة على الجدران الداخلية للتوصيلة المصنوعة من البلاستيك. وتعمل التوصيلة المساعدة على تقليل الراسب في الفم والحلق، ولكنها تقدم فاعلية قليلة عند سوء التنسيق من قبل المريض بين التشغيل والتنفس. فعند استخدام التوصيلة يجب أن يتم التنسيق بين التشغيل والتنفس بحيث يبدأ التنفس قبل التشغيل بفترة وجيزة. تتطلب التوصيلات خلع وعاء البخاخ من مشغل الشركة وإدخاله في الفوهة الخاصة الموجودة بالتوصيلة المساعدة. والجدير بالذكر أن عملية توصيل الجرعة يمكن أن تتأثر في بعض تصميمات التوصيلة المساعدة إذا ما لم يتناسب الجهاز مع البخاخ بشكل سليم أو إذا استعمل الموديل فوهة خاصة أو مشغل في فوهة التوصيلة نفسها؛ وأحياناً ما يقوم الأخصائي أو الممرض عند الضرورة بعمل توصيلة مساعدة داخلية بها وعاء مصنع من البلاستيك مثل (زجاجة الصودا) أو (لفة مناديل الحمام)، وقد توظف هذه الأشياء بمثابة توصيلة مساعدة

إلا أن أدائها أقل فعاليته بشكل كبير ولا يمكن اعتبارها بديلاً مناسباً للتوصيلة المساعدة للبخاخ.

التوصيلة المساعدة ذات الصمام

تتميز التوصيلة المساعدة ذات الصمام بصمام منخفض المقاومة أحادي الاتجاه، حيث يسمح بدخول جزيئات الرذاذ إلى غرفة التوصيلة لفترة وجيزة لحين يتم فتح الصمام بفعل جهد الاستنشاق. ورغم وجود الصمام أحادي الاتجاه الذي يعمل على منع خروج الرذاذ من الغرفة لحين القيام بالاستنشاق، فإن الجرعة المثلى للرذاذ تعتمد على الاستنشاق مع أو قريباً من وقت تشغيل البخاخ.

فالتأخير الزمني قد يعمل على تقليل الجرعة المتاحة للاستنشاق من التوصيلة ذات الصمام؛ وإضافة إلى ذلك، يتميز الصمام أحادي الاتجاه بمقاومة بسيطة بحيث ينفث بفعل جهد بسيط من التنفس. وتعمل الصمامات الموجودة بين التوصيلة والمريض كنقطة انحشار تؤدي إلى تقايل الترسيب في البلعوم الفموي. ومن الناحية المثالية، يجب أن يكون هناك مؤشر للتنبيه عندما يكون التدفق التنفسي عالي للغاية. فالأطفال قد يحتاجون إلى أخذ عدة أنفاس في التوصيلة المساعدة ذات الصمام من خلال القناع للوجه عند إعطاء الجرعة العلاجية. وفي هذه الحالة يجب أن تحتوي التوصيلة المساعدة ذات الصمام على صمام أحادي الاتجاه للشهيق والزفير يعمل على تخفيض مرات إعادة التنفس داخل التوصيلة. علماً بأن التوصيلة المساعدة ذات الصمام تبلغ تكلفتها حوالي ١٥ إلى ٢٠ دولار، بينما الجهاز مع القناع الخالي من الشحنة الكهروستاتية تبلغ تكلفته حوالي ٥٠ إلى ٦٠ دولار أمريكي.

تقنية توصيل الدواء

نظراً للمزايا العديدة التي تحظى بها التوصيلة المساعدة والتوصيلة المساعدة ذات الصمام من أجل توصيل الدواء بصورة مثالية من البخاخ أحادي الجرعة، إلا أن هناك عدة مشاكل تظهر عند استعمال هذه الأجهزة جدول (١٣). وقد يؤدي عدم استخدام هذه التوصيلات بصورة صحيحة إلى تقليل نسبة توصيل الدواء أو فقدان الجرعة تماماً. ومن هذه الأسباب المحتملة: زيادة كمية البخات داخل غرفة التوصيل والشحنة الكهروستاتية

والاستنشاق قبل تشغيل البخاخ أو التأخير الحادث بين تشغيل البخاخ واستنشاق الجرعة. أما في حالة الأطفال، فهناك مشكلات منها عدم توفر الأقنعة المناسبة والمقاس الأكبر للتوصيلة من سعة الهواء الطبيعية للأطفال، وكذلك البكاء. ويبين جدول (٣) طريقة الاستخدام الصحيحة لهذه البخاخات.

التنظيف: يرجى مراجعة قسم مكافحة العدوى صفحة (83) لتعليمات الخاصة بتنظيف توصيلة البخاخ أحادي الجرعة والكيس القابل للانكماش.

الأسلوب التقني (٣): خطوات الاستعمال الصحيح للبخاخ أحادي الجرعة مع التوصيلات المساعدة.

طريقة الاستعمال الصحيحة للبخاخات أحادية الجرعة مع التوصيلة المساعدة والتوصيلة ذات الصمام: يجب إبلاغ المريض باتباع التالي:

1. تسخين وعاء البخاخ أحادي الجرعة إلى درجة حرارة الجسم أو اليد.
2. فك غطاء توصيلة الفم ورج البخاخ بصورة جيدة.
3. إطلاق بخة من البخاخ في الهواء إذا كان جديداً أو لم يتم استخدامه لعدة أيام.
4. تركيب الجهاز مع التأكد من عدم وجود مخلفات أو أجسام غريبة به.
5. اجعل الوعاء في وضع عمودي.
6. الجلوس في وضع قائم أو الوقوف.
7. تنفس كلياً للخارج.
8. اتبع التعليمات أدناه حسب نوع الجهاز المستخدم.

عند استخدام توصيلة الفم، يجب:

- أ. وضع توصيلة الفم بين الأسنان، والتأكد من أن لسانهم تحت توصيلة الفم مع عدم إعاقة البخاخ أحادي الجرعة وغلق شفاههم.
- ب. تشغيل البخاخ أحادي الجرعة مع البدء في التنفس ببطء والتأكد من الاستنشاق ببطء في حالة اصدار الجهاز "صوت تصفير" والذي يبين أن الشهيق سريع للغاية.
- ج. تحريك توصيلة الفم بعيداً عن الفم مع كتم نفسه لحوالي ١٠ ثواني، أو كتمه على قدر الإمكان.

عند استخدام القناع، يجب:

- د. وضع القناع تماماً على الأنف والفم وتأكد أنها محكمة على وجهه بشدة.
 - هـ. مسك القناع في موضعه ثم تشغيل البخاخ أحادي الجرعة مع التنفس ببطء ثم التأكد من الاستنشاق ببطء إذا أخرج الجهاز صوت "تصفير" يبين أن التنفس سريعاً للغاية.
 - و. مسك القناع في موضعه بينما يأخذ الطفل (٦) أنفاس طبيعية (بما فيها شهيق وزفير) وإزالة القناع عن وجه الطفل.
 9. الانتظار لمدة من ١٥ - ٣٠ ثانية إذا كانت هناك حاجة إلى نفخة أخرى من الدواء.
 10. تكرار الخطوات السابقة حتى الوصول للجرعة الموصوفة من قبل الطبيب المعالج للمريض.
 11. إذا تم إعطاء أدوية ستيرويدية، فيجب شطف الفم بعد أخربخة من الدواء، ثم ابصق الماء للخارج ولا تبتلعه.
 12. تبديل غطاء توصيلة الفم على البخاخ أحادي الجرعة بعد كل استخدام.
- خطوات عامة لتجنب قلة أو عدم خروج الجرعات الدوائية من البخاخ أحادي الجرعة مع التوصيلات المساعدة:** عند استخدام البخاخ أحادي الجرعة مع التوصيلات المساعدة، يجب اتباع الخطوات التالية تجنباً لقلة خروج الجرعات الدوائية أو عدم خروجها من البخاخ أحادي الجرعة خلال العلاج بالرداذ، يجب على المريض:
1. ضمان المطابقة المناسبة للبخاخ أحادي الجرعة مع التوصيلة المساعدة والتوصيلة المساعدة ذات الصمام.
 2. خلع الغطاء من البخاخ أحادي الجرعة.
 3. تنظيف وتجميع التوصيلات المساعدة للبخاخ أحادي الجرعة بناءً على إرشادات الشركة المنتجة.

بخاخات البودرة الجافة

تكون بخاخات البودرة الجافة سهلة الحمل علاوة على أنها بخاخات تعمل بتدفق التنفس من أجل توصيل مستحضرات البودرة الجافة إلى الرئتين. ولا تشتمل بخاخات البودرة الجافة على مادة حاملة للدواء لكن يتم تشغيلها بالاستنشاق، ويؤدي معدل تدفق الشهيق أو الكمية المستنشقة من قبل المريض إلى توليد طاقة تعمل على تجمع الجزيئات الصغيرة الخارجة من الجزيئات الحاملة الأكبر وتوزع الجزيئات في صورة رذاذ خارج من الجهاز. وتعمل بخاخات البودرة الجافة على تنسيق عملية إخراج الدواء بفعل الاستنشاق. ولقد تم تطويرها للتغلب على صعوبات استخدام أجهزة البخاخات أحادية الجرعة، وغالباً ما توصف على أمل توفير علاج سهل الاستعمال ويمكن التنبؤ به.

مزايا بخاخات البودرة الجافة وعيوبها

يتم توضيح مزايا بخاخات البودرة الجافة وعيوبها في جدول (١٤)، ونظراً لأنها لا تتطلب تنسيق يدوي، فإنه يجب على المريض عمل تدفق شهيق بما يكفي لسحب الدواء من الجهاز، وعليه أيضاً أن يعرف كيفية عمل البخاخ وكيفية استخدامه. فعلى سبيل المثال، يجب إبلاغ المريض بعدم التنفس في الجهاز، وذلك لمنع وصول الرطوبة الموجودة في المحيط الخارجي إلى توصيلة الفم، تاركة أثراً سلبية على ناتج الدواء، ولذلك يجب مراعاة هذه الاحتياطات المذكورة أدناه وغيرها من قبل المعالجين عند وصف البخاخ للمرضى وعند تقييم مدى نجاح المريض في استخدام بخاخ البودرة الجافة.

جدول (١٤): مزايا بخاخ البودرة وعيوبها.	
المزايا:	العيوب:
• صغير الحجم وسهل حمله	• الاعتماد على تدفق هواء الشهيق لدى المريض.
• مزود بعداد كاشف للجرعات	• قلة إدراك المرضى بالجرعة المأخوذة.
• خالي من المادة الحاملة للدواء	• يمكن حدوث انحشار عالي نسبياً في
• يتم تشغيله عن طريق الاستنشاق	• البلعوم الفموي.
• يتطلب فترة الزمنية قصيرة حتى	

- يتم إعداده لإعطاء الدواء
- معرض لوصول رطوبة المحيط الخارجي أو الرطوبة الصادرة عن طريق زفير المرضى إلى توصيلة الفم.
- نطاق محدود من الأدوية،
- هناك أنواع مختلفة من بخاخات البودرة الجافة ذات أدوية مختلفة
- حدوث حيرة للمريض في إرشادات الاستخدام مع الأجهزة الأخرى بسهولة.

أنواع بخاخات البودرة الجافة

يمكن تصنيف بخاخات البودرة الجافة حالياً إلى ثلاث فئات وذلك على حسب تصميم جرعات وأوعية هذه البخاخات، ومنها بخاخات البودرة أحادية الجرعة وبخاخات البودرة ذات الجرعة الأحادية المتعددة وبخاخات البودرة متعددة الجرعة شكل (22). بينما تحظى البخاخات الأحادية الجرعة بكبسولات مغلقة تحتوى على جرعة واحدة من الدواء، إلا أن البخاخات أحادية الجرعة المتعددة توزع الجرعات دواء الفردية التي تم معايرتها مسبقاً من قبل الشركة المنتجة. أما النوع الثالث وهو بخاخات البودرة متعددة الجرعة فإما أن تقيس الجرعة من خلال غرفه البودرة أو من خلال أشرطة تم إعدادها من قبل الشركة المنتجة لتوصيل الجرعات المتكررة. وبغض النظر عن نوع البخاخ فكلهم لديهم المكونات الأساسية المدمجة مع البخاخ. فنجد بها ماسك أدوية ومنفذ هوائي وأنبوبة تجميع الدواء وتوصيلة الفم، وتصمم مكونات هذه البخاخات بحيث يتم رج وتصادم الجزيئات بالجزئيات بصورة تكفي لفصل الجزيئات عن السطح الحامل لها مع تفتيت الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات أصغر.

بخاخات البودرة الجافة أحادية الجرعة

تشغل بخاخات البودرة الجافة أحادية الجرعة عن طريق إخراج البودرة الدوائية من الكبسولة المثقوبة، ومن أمثلة هذا النوع من البخاخات نجد الإيروليزر (سكينج - بلوف وكينولورث وان جيه) والهانديهيلر (بورينغر إنغالهيم) شكل (22)، ورغم استخدام الإيروليزر في توصيل دواء الفورميترول، إلا أن الهانديهيلر يستخدم في إعطاء دواء بروميد

تيروتربيوم، ومع أن الإيروليزرله مواصفات تختلف عن مواصفات الهاند هيلر، فإن كلا النوعين من هذه البخاخات يتم تشغيلها بطرق متشابهة ومماثلة، وعند استخدام بخاخات البودرة الجافة أحادية الجرعة، يجب على المستخدم أن يضع كل كبسولة في ماسك الدواء، وعليه أيضاً تشغيل الجهاز عن طريق خرق كبسولة الجرعة الواحدة مع حبس الهواء في الجهاز بغرض تشتيته عند الاستنشاق. ومن العيوب الرئيسية لبخاخات البودرة الجافة أحادية الجرعة هو الوقت المطلوب لتحميل الجرعة عند كل استخدام، كما يجب إبلاغ المرضى بتجنب أكل الكبسولة.

بخاخات البودرة ذو الجرعة الأحادية المتعددة

يعد البخاخ القرصي Diskhaler (غلاسكوسميث كلاين) أحد أمثلة بخاخات البودرة ذو الجرعة الأحادية المتعددة، حيث تستخدم في إعطاء الزنميفير من خلال عجلة دوارة تحتوى على حقيبة بها أربع أو ثمان أنواع من الأدوية، وتثقب كل كبسولة عند رفع الغطاء، بما يسمح باستنشاق الدواء من خلال الفم، وعند استخدام البخاخ القرصي، يجب أن يكون معدل تدفق الشهيق أكبر من ٦٠ ل/دقيقة حتى يتحقق الراسب الكافي من الدواء في الرئة.

بخاخات البودرة متعددة الجرعة

تعمل بخاخات البودرة متعددة الجرعة على قياس الجرعات الموجودة في غرفه البودرة أو تفريق الجرعات الفردية من خلال أشرطة تم إعدادها سابقاً، ومن أكثر أنواع بخاخات البودرة متعددة الجرعة شيوعاً نجد التويست هيلر (شيرينغ بلوف) والفليكس هيلر (استرازينيكا ويلمينجتون ودي إي) والديسكس (غلاسكوسميث كلاين)، ويعد التويست هيلر من بخاخات البودرة متعددة الجرعة التي تستخدم في توصيل موميتازون فيوروايت، بينما يعمل بخاخ الفليكس هيلر على توصيل البوديسونيد، ويعمل البخاخ ذو القرص على توصيل سالمتروول وفلوتكازون، أو مركب من سالمتروول وفلوتكازون.

وفي حالة التويست هيلر والفليكس هيلر، تتألف فوهة البخاخ من جزئين: غرفه سفلية ومدخنة علوية في توصيلة الفم، وتعمل تصاميم المدخنة على حدوث دوران أقوى مع زيادة عدد تصادم الجزيئات مع المدخنة لتقليل التجمعات، وعند استخدام بخاخ فليكس هيلر

جديد، لابد من تشغيله أثناء مسكه في وضعية قائمة ثم تبدا في ثنيه والضغط على القبضة البنية مرتين، ولا يتطلب التويست هيلر الإطلاق قبل الاستخدام. ويعد البخاخ ذو القرص diskus أحد بخاخات البودرة متعددة الجرعة التي تحتوي على ٦٠ جرعة من دواء البودرة الجافة المغلف، حيث يحميه التغليف من الرطوبة وعوامل البيئة الأخرى، وفي حالة انزلاق دواسة إطلاق الجرعة، فإنها تخرق هذا التغليف وتثقبه بصورة تجهز الجرعة لاستنشاقها، وعند إغلاق غطاء البخاخ ذو القرص، تعود هذه الدواسة إلى وضعها الطبيعي بصورة آلية، وكما هو الحال مع التويست هيلر، لا يحتاج البخاخ ذو القرص إلى عملية تجهيز لاستعماله.

مستحضرات بخاخات البودرة الجافة المتوفرة حالياً

كما هو موضح في شكل (22)، يحدد تصميم الجهاز ما إذا كان موديل بخاخ البودرة الجافة ذو الجرعة الأحادية (تحميل جرعة واحدة قبل كل استخدام) أو جرعة أحادية متعدد (تحميل أربع أو ثمانية جرعات من الدواء) أو جرعة متعددة (تحتوي على وصفة شهر كامل).



شكل (22): مستحضرات بخاخات البودرة الجافة المتوفرة حالياً بالولايات المتحدة المصنفة بواسطة سمات التصميم.

العوامل المؤثرة على أداء وتوصيل أدوية بخاخات البودرة الجافة

لابد أن يتحكم أخصائي العناية التنفسية والمرضى بفاعلية في العوامل التالية:

- **المقاومة الذاتية والتدفق التنفسي:** يكون لكل نوع من بخاخات البودرة الجافة مقاومة داخلية للتدفق الهوائي، بما يحدد مدى احتياجه من تدفق هوائي إلى الجهاز حتى يتم إخراج القدر المطلوب من الدواء. فعلى سبيل المثال، يحظى بخاخ الهانديهيلر بمقاومة أعلى من البخاخ ذو القرص، مما يجعله يتطلب بذل مزيد من الجهد التنفسي، وعندما يستنشق المريض الجرعة الدوائية من بخاخ البودرة الجافة، فإنه يسبب تدفق هوائي مع تقليل الضغط بين ما هو وارد وما هو خارج من توصيلة الفم، وبذلك، يمكن للمريض أن يحصل على البودرة الدوائية من غرفه أو كبسولة الدواء بناءً على الموديل المستخدم. ويلعب جهد المريض في التنفس دوراً هاماً في تفتيت البودرة إلى جزيئات أنعم، بينما يعمل تدفق التنفس الشديد على تحسين عملية تفتيت الجرعة الدوائية وإخراجها في صورة جزيئات الناعمة يمكن توصيلها إلى الرئة وكما يمكن أن يؤدي التدفق الزائد للتنفس إلى زيادة التأثير على التجويف الضموي، مما يقلل راسب الرئة.
- **قدرة المريض على التدفق التنفسي:** تعتمد بخاخات البودرة الجافة على قدرة المريض على القيام بأقل تدفق تنفسي، لذلك، قد يكون الأطفال الصغار والمرضى ذوي الانسداد الحاد في التدفق الهوائي بسبب الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن COPD غير قادرين على القيام بتدفق تنفسي يكفي لاستخدام بخاخ البودرة الجافة. ونظراً لأن التدفق التنفسي الضعيف قد يسبب وصول كمية ضئيلة من الدواء للمريض وخصوصاً وصول الجزيئات الناعمة، فإنه يجب تقييم المرضى المستخدمين لبخاخ البودرة الجافة بناءً على قدرتهم على توليد أقل قدر من التدفق التنفسي.
- **التعرض للرطوبة:** نظراً لأن جميع بخاخات البودرة الجافة تتأثر بالرطوبة التي قد تسبب تكتل البودرة وتقلل من تفتيت وحدوث الجزيئات الناعمة أثناء الاستنشاق، فإنه لابد من الحفاظ على هذه البخاخات في حالة جافة. وتوفر الكبسولات والأدوية درجة وقاية أكبر ضد الرطوبة من العلب الحاوية على جرعات متعددة من أجل توصيلها. وبناءً عليه، يجب وقاية الموديلات ذات علب التخزين مثل بخاخ التويست هيلر من

الرطوبة على قدر المستطاع. و نظراً لأنه من السهل الحفاظ على بخاخ التويست هيلر بعيداً عن الحمام، فإنه يصعب وقايتة من الرطوبة الموجودة في المحيط الجوي مثل حمله إلى الشاطئ أو بقاءه في المنزل بدون تكييف أو تركه في السيارة. ويفضل استخدام بديلاً لبخاخات البودرة الجافة في هذه الحالات مثل البخاخات أحادية الجرعة والتي قد تناسب هذه الظروف. وتتأثر جميع بخاخات البودرة الجافة بالهواء الخارج من فمك والداخل إلى توصيلة الفم، وخصوصاً بعد تحميل الجهاز وتعريية البودرة وكشفها، ولذلك، لابد من إبلاغ المرضى بعمل الزفير بعيداً عن بخاخ البودرة الجافة قبل الاستنشاق.

تقنية توصيل الدواء

نظراً لتوفر أنواع مختلفة من البخاخات في السوق، فإن أخصائي العناية التنفسية ينبغي أن يراجع بدقة تعليمات التشغيل قبل إعطاء العلاج وبالتأكيد قبل تدريبه للمريض على استخدامه في المنزل، ويتم عرض التقنية السليمة في مربع الأسلوب التقني الصندوق (٤).

الأسلوب التقني (٤): خطوات الاستعمال الصحيح لجميع أنواع بخاخات البودرة الجافة.

تقنيات استخدام بخاخات البودرة الجافة أحادية الجرعة

البخاخ الهوائي Aerolizer: يجب إبلاغ المريض بما يلي:

1. قم بإزالة غطاء توصيلة الفم.
2. امسك قاعدة البخاخ ثم حرك توصيلة الفم عكس عقارب الساعة.
3. قم بإزالة الكبسولة من الشريط foil blister قبل الاستعمال مباشرة.
4. ضع الكبسولة في الغرفة المخصصة لها في قاعدة البخاخ.
5. امسك قاعدة البخاخ ثم قم بتدويرها في اتجاه عقارب الساعة لفلقها.
6. اضغط كلاً من الزرين معاً في آن واحد . على اليمين واليسار، من أجل خرق الكبسولة وثقبها.
7. اجعل رأس البخاخ في وضع قائم أو عمودي.
8. تجنب القيام بالزفير في الجهاز.
9. اجعل البخاخ في وضع أفقي، بحيث تكون الأزرار على اليمين واليسار.

10. ضع فتحة التوصيلة في الفم ثم اطبق الشفاه بإحكام حول توصيلة الفم.
11. قم باستنشاق الجرعة بسرعة وبعمق بقدر المستطاع.
12. قم بإزالة التوصيلة عن الفم مع كتم النفس لمدة ١٠ ثوان (أو على قدر المستطاع).
13. تجنب القيام بالزفير في الجهاز.
14. افتحُ الغرفة المخصصة للكبسولة في قاعدة البخاخ ثم افحصُ الكبسولة ما إذا كان هناك بودة متبقية أم لا، وفي حالة وجود بودة قم بتكرار عملية الاستنشاق.
15. بعد الانتهاء من الاستعمال قم بإزالة الكبسولة وتخلص منها.
16. اغلقُ توصيلة الفم بأحكام ثم اعد غطاء البخاخ.
17. قم بتخزين البخاخ في مكان جاف وبارد.

البخاخ اليدوي HandiHaler: يجب إبلاغ المريض بما يلي:

1. قم بنزع الكبسولة مباشرة من شريط الألمنيوم قبل استعمال البخاخ اليدوي.
2. افتحُ غطاء البخاخ بدفعه إلى أعلى.
3. افتحُ توصيلة الفم.
4. ضع الكبسولة في وسط الغرفة المخصصة لها بغض النظر عن أي طرف من الكبسولة يتم وضعه في الغرفة.
5. اغلقُ الكبسولة بإحكام لحين سماع صوت "كليك"، واجعل الغطاء ينفتح.
6. اجعل البخاخ مع توصيلة الفم متجهة للأعلى.
7. اضغط على الزر مرة واحدة من أجل خرق الكبسولة، ثم ارفع الضغط عن الزر، مسبباً فتحات في الكبسولة يخرج منها الدواء عند الاستنشاق.
8. القيام بالزفير خارج البخاخ.
9. ضع فتحة التوصيلة في الفم ثم أطبق الشفاه بإحكام حول توصيلة الفم.
10. ضع رأس البخاخ في وضع قائم أو عمودي.
11. تنفس بمعدل يكفي لسماع اهتزاز الكبسولة حتى امتلاء الرئة بالهواء.
12. قم بإزالة التوصيلة عن الفم مع كتم النفس لمدة ١٠ ثوان (أو على قدر المستطاع).
13. القيام بالزفير خارج البخاخ.
14. كرر عملية الاستنشاق من البخاخ.
15. افتحُ توصيلة الفم ثم انزع الكبسولة المستعملة ثم تخلص منها مع تجنب تخزين

الكبسولة في البخاخ.

16. اغلق توصيلة الفم والغطاء لتخزين البخاخ.

17. قم بتخزين البخاخ في مكان جاف وبارد.

تقنيات استخدام بخاخ البودرة الجافة متعدد الجرعة الأحادية

البخاخ القرصي Diskhaler: يجب إبلاغ المريض بما يلي:

1. نزع الغطاء وفحص مدى نظافة التوصيلة والجهاز.
2. تمديد الطبق ودفع الحواف لازالة الطبق.
3. تحميل قرص الدواء على عجلة دوارة.
4. دفع وعاء البودرة للخارج ثم دفعه للداخل حتى يظهر قرص الدواء في مؤشر الجرعة، وقد تكون هذه هي الجرعة الأولى التي تعطى للمريض.
5. اجعل البخاخ في وضع منبسط ثم ارفع ظهر الغطاء لحين رفعه لأعلى وذلك لخرم كبسولة الدواء.
6. اضغط للوراء لإعادته لوضعه الأصلي.
7. حرك بخاخ القرص (الديسك) بعيداً عن الفم ثم انفخ للخارج على قدر المستطاع.
8. ضع توصيلة الفم بين الأسنان والشفاه وتأكد من أن فتحة الهواء بالتوصيلة غير مغطاه.
9. استنشق بسرعة وبعمق على قدر المستطاع.
10. حرك البخاخ بعيداً عن الفم مع كتم لنفس لمدة ١٠ ثوان أو قدر المستطاع.
11. انفخ ببطء.
12. في حالة الحاجة إلى جرعة أخرى، ادفع وعاء البودرة للخارج ثم أعدّه لوضعه الطبيعي لكي تتحرك الكبسولة التالية مكانها، ثم كرر الخطوات من (٤) إلى (١٢).
13. أعد غطاء التوصيلة إلى وضعها الطبيعي بعد العلاج، وتأكد من بقاء الكبسولات في مكانها بإحكام لحين التنفس وذلك لوقايتها من الرطوبة والفقدان.

بخاخ البودرة الجافة ذو الجرعة المتعددة

البخاخ ذو القرص Diskus: يجب إبلاغ المريض بما يلي:

1. افتح غطاء البخاخ.
2. ادفع الدواسة lever من اليسار إلى اليمين.
3. تنفس بشكل طبيعي، وتجنب الزفير في الجهاز.
4. ضع فتحة التوصيلة في الفم ثم أطبق الشفاه بإحكام حول توصيلة الفم.
5. امسك البخاخ في وضع أفقي أثناء استنشاق الجرعة ثم استنشاق بسرعة مع تدفق ثابت من الهواء.
6. قم بإزالة التوصيلة من الفم مع كتم النفس لمدة ١٠ ثوان (أو على قدر المستطاع).
7. تجنب القيام بالزفير في الجهاز.
8. قم بوضع الجهاز في مكان جاف وبارد.
9. لاحظ عدد الجرعات المتبقية بالبخاخ وتبديله عند اللزوم.

بخاخ تويستهير Twisthaler: يجب إبلاغ المريض بما يلي:

1. امسك البخاخ في وضع قائم بحيث تكون قاعدة البخاخ الوردية اللون في الأسفل.
2. قم بإزالة الغطاء أثناء الوضع القائم للبخاخ وذلك للتأكد من إعداد الجرعة بصورة سليمة.
3. امسك القاعدة الوردية ثم حرك غطاء البخاخ في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة وذلك لفكه.
4. عند إزالة غطاء البخاخ، يبدأ عداد الجرعات الموجود في قاعدة البخاخ في العد التنازلي بما يدل على أنه تم تحميل الجرعة.
5. تأكد من أن السهم المحدد للجرعة الموضوع على الجزء الأبيض (مباشرة أعلى القاعدة الوردية) يشير إلى عداد الجرعة.
6. تنفس بشكل طبيعي، وتجنب الزفير في الجهاز.
7. ضع توصيلة البخاخ في الفم بحيث تكون توصيلة الفم موجهة نحو المريض ثم أطبق الشفاه بإحكام.
8. قم باستنشاق الجرعة بسرعة مع تدفق ثابت من الهواء أثناء مسك البخاخ في وضع أفقي.
9. قم بإزالة التوصيلة عن الفم مع كتم النفس لمدة 10 ثوان (أو على قدر المستطاع).
10. تجنب القيام بالزفير في البخاخ.

11. قم بتبديل الغطاء على الفور ثم قم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة مع الضغط برفق لأسفل لحين سماع صوت "كليك".
12. اغلق البخاخ بإحكام للتأكد من تحميل الجرعة التالية بشكل سليم في البخاخ.
13. تأكد من أن السهم مواز لنافذة عداد الجرعات.
14. قم بتخزين الجهاز في مكان جاف وبارد.

بخاخ فليكس هيلر: يجب إبلاغ المريض بما يلي:

1. قم بلف الغطاء، ثم انزعه.
2. قم بإمسك البخاخ في وضع عمودي (توصيلة الفم لأعلى) أثناء تحميل الجرعة.
3. تجنب مسك توصيلة الفم عند تعبئة البخاخ .
4. قم بلف المقبض البني اللون في اتجاه واحد إلى أقصى مسافة، بغض النظر عن الاتجاه الذي ستدار نحوه.
5. قم بلفها في الاتجاه الآخر بالكامل على قدر الإمكان.
6. تأكد من سماع صوت "كليك" في كل مرة تقوم بلفها.
7. تأكد من عدم إخراج الهواء (الزفير) داخل الجهاز.
8. ضع التوصيلة داخل فمك، ثم ضع التوصيلة بين شفتيك وقم بالاستنشاق بقوة وبشدة في البخاخ.
9. قم بإزالة جهاز البخاخ من فمك، ثم أزفر.
10. تأكد من عدم النفخ في التوصيلة.
11. في حالة الحاجة إلى أكثر من جرعة واحدة، فقم بتكرار الخطوات السابقة.
12. قم بإعادة الغطاء إلى البخاخ، وقم بلفه للإغلاق .
13. قم بغسل فمك بعد كل جرعة وذلك للحد من خطر الإصابة بمرض القلاع وتجنب بلع ماء الغسول.

الخطوات العامة لتجنب قلة أو عدم خروج الجرعات الدوائية من بخاخات البودرة الجافة: عند استخدام بخاخات البودرة الجافة، لابد من اتباع الخطوات التالية وذلك لتجنب انخفاض أو انتهاء الجرعات في العلاج بالرداذ، ويجب على المريض ما يلي:

1. قراءة واتباع تعليمات التجميع والتركيب بصورة سليمة.
2. التأكد من أن بخاخ البودرة نظيف وجاف.

3. المحافظة على الاتجاه السليم لبخاخ البودرة خلال فترة العلاج.

4. تأكد من خرق الكبسولة أو العبوة.

5. عدم إخراج الهواء (الزفير) داخل بخاخ البودرة.

6. تأكد من توليد التدفق الكافي من النفس.

7. تعقب الجرعات المتبقية في البخاخ.

الأعطال: المشاكل التي قد تظهر مع بخاخ البودرة الجافة: سوء تشغيل بخاخ البودرة الجافة:

الأسباب	الحلول
التركيب الخاطئ لبخاخ البودرة الجافة	فحص تجميع وتركيب البخاخ وإعادة تركيبه من جديد عند اللزوم.
الإخفاق في إخراج الدواء	تبديل الوحدة.
بخاخ البودرة أصبح فارغاً	فحص عداد الجرعات لتتأكد من عدم فراغه من الجرعات وإلا قم بتبديل البخاخ.

كيف تعرف أن بخاخ البودرة الجافة أصبح فارغاً؟

بخاخ البودرة الجافة أحادي الجرعة: تستخدم بخاخات البودرة الجافة أحادية الجرعة مثل الإيروليزر والهاندى هيلر كبسولة واحدة لكل جرعة، وينبغي استخدام كبسولات كاملة فقط عند إعطاء كل جرعة. ويجب فحص الكبسولة للتأكد من أن الجرعة أخذت كاملة من قبل المريض. وإذا كان هناك بودرة متبقية، فإنه ينبغي أن تعاد الكبسولة إلى البخاخ ويتم تكرار الاستنشاق، ثم يجب التخلص من الكبسولة بعد العلاج. ويجب أن يتم تجديد الوصفة بناء على ما تبقى من كبسولات.

بخاخ البودرة الجافة ذو الجرعة الأحادية المتعددة: الديسك هيلر (البخاخ القرصي) هو بخاخ بودرة ذو الجرعة المتعددة مع عبوة أقراص تحتوى على ٤ أو ٨ كبسولات أحادية الجرعة. ونظراً لعدم وجود عداد للجرعات في بخاخ البودرة فيجب تتبع الجرعات يدوياً، وبناء عليه، يؤكد الفحص البصري استخدام كافة العبوات، كما يجب التخلص من القرص بعد استخدام كل الجرعات.

بخاخ البودرة الجافة متعدد الجرعات: تأتي بخاخات البودرة متعددة الجرعة مع الأجهزة الميكانيكية المتكاملة التي تشير إلى عدد الجرعات المتبقية في البخاخ. كما تعطى الأجهزة علامة خاصة عندما تقترب الجرعة من الانتهاء بحيث يمكن طلب بخاخات بودرة جديدة من الصيدلي. ويوضح الجدول التالي مقياس الجرعات لكل نوع من البخاخات متعددة الجرعة.

الفليكس هيلر	التويست هيلر	البخاخ ذو القرص
وعاء الجرعة	مخزن	مخزن
عدد الجرعات	٦٠ - ١٢٠	٣٠ - ٦٠
نوع مؤشر الجرعة	"صفر"	"أرقام حمراء"
معنى مؤشر الجرعة	برغم مقياس المؤشر	عندما تظهر
	يتناقص عند	الجرعة "٠١" فإنها
	تحميل كل جرعة،	تشير إلى آخر جرعة
	كما أنها لن	من الدواء في
	تتحرك مع كل	تويست هيلار ويجب
	جرعة فردية بل	إعادة تعبئة الدواء.
	تتوقف بعد كل	وجود دواء وبالتالي
	خمس جرعات.	يجب التخلص من
	ويعطي المؤشر	البخاخ القرصي.
	علامة كل (١٠)	
	جرعات مثل تبديل	
	الأرقام أو الشرطات.	
	وعند الوصول إلى	
	الرقم "صفر" يجب	
	التخلص من	
	الجهاز.	

التنظيف: يرجى الرجوع إلى قسم مكافحة العدوى صفحة (83) لتعليمات تنظيف بخاخات البودرة.

معايير اختيار مولد الرذاذ

يعد اختيار جهاز توصيل الرذاذ أمراً هاماً للحصول على الاستفادة المثلى من العلاج بأدوية الرذاذ. وتشير الدراسات إلى أن أنواع بخاخات الرذاذ الثلاثة تتساوى من حيث فاعليتها وكفاءتها إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة من قبل المريض. وهناك أربعة معايير أو عوامل يتم من خلالها اختيار مولد الرذاذ المناسب: عوامل مرتبطة بالمريض وعوامل مرتبطة بالدواء وعوامل مرتبطة بالجهاز وعوامل بيئية وسريية.

العوامل المرتبطة بالمريض

عمر المريض وقدرته البدنية والمعرفية

يجب اختيار مولد الرذاذ وفقاً لعمر المريض وقدرته البدنية والمعرفية، فالعمر يغير العوامل التشريحية والفسولوجية مثل: حجم السبيل التنفسي ومعدل التنفس وحجم الرئة. وتعتبر قدرة المريض المعرفية ودرايته بكيفية ووقت استخدام الدواء والبخاخ إضافة إلى قدرته البدنية على استخدام مولد الرذاذ من أسباب اختيار مولد الرذاذ، وتحظى أجهزة الرذاذ بمتطلبات مختلفة للاستخدام الصحيح، وللحصول على إرشادات اختيار الجهاز للأطفال وحديثي الولادة. انظر "توصيل أدوية الرذاذ للأطفال وحديثي الولادة" في صفحة (□□).

أما بالنسبة للبالغين وكبار السن الذين لا يستطيعون التحكم في تنسيق التنفس باليد أو اتباع طريقة الاستنشاق الصحيحة، فإن البخاخ أحادي الجرعة قد لا يناسبهم، كما أن عدم القدرة على توليد تدفق كافٍ للشهيق (أكثر من ٤٠-٦٠ ، لتر/الدقيقة) قد تلغى فكرة استخدام بخاخات الرذاذ مثل بخاخات البودرة الجافة لدى المريض.

الخيارات المفضلة لدى المرضى

تعتبر الخيارات المفضلة لدى المريض عاملاً حاسماً في اختيار بخاخات الرذاذ وفي فاعلية العلاج بالرذاذ، حيث يميل بعض المرضى إلى استخدام البخاخات التي يفضلونها أكثر من الأجهزة التي لا يفضلونها. لذلك فاختيار بخاخات الرذاذ لا بد أن تكون مصممة بناءً على ارتياح المريض وحاجته لنوع البخاخ.

العوامل المرتبطة بالدواء

توفير الدواء

تكون بعض التركيبات الدوائية متوفرة مع نوع واحد من البخاخات. فإذا كان الدواء يمكن إعطائه من خلال أنواع بخاخات الرذاذ الثلاثة، فيجب على المعالج اختيار مولد الرذاذ بناءً على رغبة المريض واحتياجه لمولد الرذاذ، أو قد تفرض تركيبة الدواء المستخدمة نوع مولد الرذاذ الذي يمكن استخدامه.

مزج العلاج بالرذاذ

قد يتم وصف أكثر من دواء استنشاق للمريض، وفي هذه الحالة، فإن استخدام نفس المولد ممكن أن يؤدي إلى مواظبة المريض على العلاج باستخدام هذا البخاخ دون غيره من أجهزة الرذاذ المختلفة.

العوامل المرتبطة بالبخاخ

ملائمة مولد الرذاذ

يعد اختيار مولد الرذاذ المناسب للمريض أمراً هاماً يجعله يلتزم باستخدامه. وهناك عدة أمور تجعل المريض يرغب في استخدام البخاخ وأهمها: سهولة الاستخدام ووقت العلاج وسهولة حمل البخاخ وتنظيفه وصيانته. فعلى سبيل المثال، لا بد أن تكون الأدوية المسعفة صغيرة وخفيفة ويمكن حملها بحيث يحصل عليها المريض بسهولة عند اللزوم. وكذلك تعد أجهزة البخار Nebulizers من الأجهزة التي ليس عليها اقبال في توصيل الجرعة الدوائية من الرذاذ وذلك لأنها غالية الثمن وتحتاج إلى مصدر طاقة وكذلك تحتاج إلى صيانة دورية. وفي حالة تساوت جميع العوامل يجب اختيار البخاخ المناسب والمفضل من قبل المريض.

متانة مولد الرذاذ:

عند اختيار لجهاز مولد الرذاذ، يجب التأكد من متانته الجيدة التي تجعله يقاوم كثرة الاستعمال أثناء فترة العلاج وكذلك كثرة التنظيف اليومي الذي يجرى له. مع العلم أن الأجهزة التي تتطلب كثرة التنظيف لا تكون مفضلة من قبل المرضى الذين يرغبون في التنظيف الدائم للجهاز وصيانتة.

تكاليف مولد الرذاذ:

يتم تحديد مولد الرذاذ بناء على رخص تكلفته، فالمرضى لا يقومون بشراء أجهزة أو أدوية لا يستطيعون تحمل نفقاتها. وحسبما هو موضح في جدول (٣) وجدول (٦) وجدول (٧) فإن تكاليف بخاخات الرذاذ ومستحضرات الأدوية تتفاوت بصورة كبيرة، وتعتمد التكاليف بالنسبة للمريض على توفر التأمين الطبي ونوعيته. ففي حالة عدم قدرة المريض على تحمل تكاليف الأفضل من ناحية الجهاز أو الأدوية، فإنه يتم تحديد مولد الرذاذ والأدوية التي تكون أسعارها في متناول يد المريض وتفي أيضاً بالغرض المطلوب. وبناء عليه. فمن المهم التعاون مع المريض من أجل معرفة استراتيجيات الوصول إلى العلاج بالسعر المتناول الذي يفي بالاحتياجات السريرية. وفي حالة تساوي جميع العوامل فإنه يتم اختيار مولد الرذاذ ومستحضرات الأدوية الأقل تكلفة.

العوامل البيئية والسريرية

من العوامل التي تؤثر على اختيار الجهاز هي مكان المعالجة ووقتها. فعلى سبيل المثال، ليس هناك هناك حاجة لحمل الأدوية التي تؤخذ مرة أو مرتين في اليوم أو التي تؤخذ قبل أو بعد مواعيد النوم مباشرة إذا ما قورنت بالأدوية المسعفة التي قد يحتاجها في أي وقت. وكذلك الأجهزة المزعجة ومنها ادوات الضغط المزعجة التي لا تناسب المنازل الصغيرة وذلك لأنها قد توقظ افراد العائلة الآخرين عند استخدامها في وقت متأخر بالليل. وفي البيئة التي يكون فيها المرضى قريبين من أشخاص آخرين ف التعرض السلبي للرذاذ قد يكون عاملاً سلبياً، لذا يفضل اختيار أجهزة تقلل أو تفلتر الرذاذ المستنشق.

توصيل أدوية الرذاذ لحديثي الولادة وللأطفال

لم يكن الأطفال الرضع ببساطة شريحة مصغرة من البالغين. لذلك، يختلف إعطاء أدوية الرذاذ لدى الأطفال وحديثي الولادة، كما أن القدرة المعرفية (فهم طريقة ووقت استخدام الجهاز والدواء) والقدرة البدنية (التنسيق لاستخدام هذا الجهاز) والعوامل الفسيولوجية والتشريحية المتعلقة بالعمر (مثل: حجم السبيل التنفسي ومعدل الجهاز التنفسي وحجم الرئة) من التحديات التي تواجه توصيل أدوية الرذاذ بفاعلية في كل مرحلة من من مراحل النمو والتطور، وعندما يفهم أخصائيون العناية التنفسية هذه التحديات بوضوح، فأنهم يتمكنوا من تحسين عملية توصيل الجرعة الدوائية للعلاج بالرذاذ وتحقيق نتائج فعالة لدى المرضى، ويكشف هذا القسم النقاب عن التحديات والحلول التي يمكن أن تحسن عملية توصيل أدوية الرذاذ لحديثي الولادة والأطفال.

العمر والقدرة البدنية

يعد اختيار جهاز الرذاذ أمراً بالغ الأهمية في العلاج بالرذاذ عند الأطفال وحديثي الولادة. وقد لا يستطيع الأطفال دون سن الثالثة استخدام توصيلة الفم بشكل صحيح، مما يجعل التوصيل عبر القناع ضروري لكل من أجهزة البخار nebulizer والبخاخ أحادي الجرعة، وتكون التوصيلات المساعدة ذات الصمام الطريقة المفضلة لتوصيل البخاخ أحادي الجرعة الدواء لحديثي الولادة والأطفال الصغار. وتتغير أنماط التنفس ومعدلات تدفق الشهيق حسب العمر، حتى الأطفال الأصحاء دون سن الرابعة لا يمكنهم إخراج معدلات تدفق مستمرة من الشهيق بشكل صحيح من ٦٠ - ٩٠ لتر/ دقيقة المطلوبة للاستخدام الأمثل لكثير من بخاخات البودرة الجافة. ومع ذلك، فأن استخدام البخاخات المحرصة بالتنفس أو بخاخات البودرة الجافة قد لا يمكن الاعتماد عليها في حالة الأطفال دون سن الرابعة من العمر.

العمر والقدرة المعرفية

يجب أن يكون اختيار جهاز الرذاذ مناسب لعمر المريض وقدرته المعرفية وذلك لاستخدام الجهاز بصورة صحيحة. ويبين جدول (١٥) الأعمار المناسبة لاستخدام الأنواع المختلفة من

بخاخات الرذاذ للأطفال، ويفضل استخدام أجهزة البخار صغيرة الحجم والبخاخ أحادي الجرعة مع التوصيلة المساعدة ذات الصمام مع الأطفال حديثي الولادة حتى سن خمس سنوات. ونظراً لأن الأطفال حتى سن ٣ سنوات ليست لديهم القدرة على استخدام توصيلة الفم. فيجب إعطاء الدواء بواسطة أجهزة الرذاذ والبخاخ أحادي الجرعة مع التوصيلة المساعدة ذات الصمام من خلال الأقنعة. وبغض النظر عن العمر، ينبغي استخدام قناع الوجه حتى يستطيع الطفل استخدام توصيلة الفم بشكل مريح. فالطفل دون ٥ سنوات من العمر قد لا يكون قادراً على إتقان تقنيات معينة من التنفس. و مع انخفاض كمية ووقت الشهيق ، يمكن أن تؤدي أجهزة البخار المحرصة بالاستنشاق إلى زيادة جرعة الاستنشاق مقارنة بالرذاذ المستمر، إلا أنه قد يستغرق ثلاثة أضعاف الوقت المطلوب لإعطاء الجرعة. وكما أن ضيق الوقت وصعوبة حمل أجهزة البخار جعلتهم غير مفضلين عند الأطفال دون عمر المدرسة. وعموماً تتطور القدرة المعرفية للتحكم في التنفس وتنسيق اليد/ التنفس عند عمر خمس أو ست سنوات. فبمجرد بلوغ الأطفال سن الرابعة وما فوق، فقد يكون لديهم فهم كاف لطريقة استخدام البخاخ أحادي الجرعة وبخاخات البودرة الجافة بنجاح .

جدول (١٥): إرشادات السن لاستخدام أنواع أجهزة توصيل الرذاذ.	
مولد الرذاذ	السن
أجهزة البخار صغيرة الحجم مع القناع.	≤ 3 سنوات
أجهزة البخار صغيرة الحجم مع توصيلة الفم.	≥ 3 سنوات
البخاخ أحادي الجرعة مع التوصيلة المساعدة والقناع.	< 4 سنوات
البخاخ أحادي الجرعة مع التوصيلة المساعدة.	≥ 4 سنوات
بخاخات البودرة الجافة.	≥ 4 سنوات
البخاخ أحادي الجرعة.	≥ 5 سنوات
البخاخ أحادي الجرعة المحرصة	≥ 5 سنوات

بالاستنشاق (مثل اوتوهيلر).

أجهزة البخار المحرّضة بالاستنشاق. ≥ 5 سنوات

توصيل أدوية الرذاذ للرضع ذوي الضائقة التنفسية والأطفال الذين يكون

يجب إعطاء أدوية الاستنشاق للرضع بعد هدوءهم وبدء التنفس بهدوء. كما أن أدوية الرذاذ قد لا تصل إلى الرئة عند الأطفال الباكين حيث تترسب معظم الجرعة المستنشقة في السبيل التنفسي العلوي أو البلعوم التي يتم بلعها فيما بعد. ولذلك من الضروري تطوير طرقاً تعمل على الحد من الضيق قبل إعطاء دواء الرذاذ، وتشتمل هذه الطرق على لعب الألعاب وتهديئة الأطفال الرضع وتوفير أشكال أخرى فعالة لتلهيهم فيها. وكذلك يمكن إعطاء الطفل الرضيع الدواء وهو نائم طالما إعطاء الدواء لا يوقظ أو يزعج الرضيع. وعلى الرغم من أن أنماط التنفس عند النوم تشير إلى جرعة أعلى للرئة في نموذج دراسة الطفل الرضيع حيث أظهرت دراسة أن ٦٩٪ من الأطفال يستيقظون أثناء أخذهم دواء الرذاذ و ٧٥٪ منهم كانوا في ضائقة تنفسية.

شكل الجهاز بالنسبة للمريض

حتى الأطفال والرضع والصغار يمكن أن يتعرفوا على الأجهزة المفضلة لهم. حيث يؤخذ في الاعتبار اختيار الجهاز، كما أن استخدام جهاز يفضله الأطفال والآباء يمكن أن يزيد من درجة المواظبة على العلاج والجرعة المستنشقة والاستجابة السريرية المفضلة.

توصيلة الفم أم قناع الوجه؟

يكثر استخدام توصيلة الفم وأقنعة الوجه لتوصيل أدوية الرذاذ إلى الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ٣ سنوات. والجدير بالذكر أن توصيلة الفم توفر قدر جيد من الجرعة الواصلة للرئة بصورة أكبر من قناع الرذاذ العادي للأطفال وهي أيضاً فعالة في المعالجة السريرية للأطفال وبناءً على ذلك يجب تشجيع استخدام توصيلة الفم، إلا أن القناع الذي يستخدم باستمرار أفضل من توصيلة الفم التي لا تستخدم بصورة مستمرة.

أهمية قناع الوجه المناسب

يعتبر درجة إحكام قناع الوجه عاملاً حاسماً في تحقيق ترسب الدواء الأمثل وتجنب وصول الرذاذ للعين ورغم قلة الكمية المتسربة (حوالي ٥، ٠ سم) حول قناع الوجه إلا أنها قد تقلل من كمية الدواء المستنشقة من قبل الأطفال والرضع بنسبة تزيد عن ٥٠٪. وفي البداية، قد يرفض الطفل الصغير استخدام قناع الوجه عند الشعور بالمرض أو الانفعال، ومع ذلك فإن توعية الآباء ولعب الأنشطة والتشجيع على ارتداء القناع بإحكام على وجه الطفل والإشراف الدقيق يمكن أن يقلل من تحمل قناع الوجه وتحسين عملية توصيل دواء الرذاذ .

قناع الوجه أم النفخ؟

تعتبر طريقة النفخ أحد عمليات إعطاء أدوية الرذاذ وتتم من خلال منفذ رذاذ موجود في البخاخات الموجهة نحو وجه المريض، وعلى الرغم من أن النفخ هي تقنية يكثر استخدامها بين الأطفال الرضع والأطفال غير المتعاونين، إلا أنه تم التعامل معها على أنها أقل كفاءة من قناع الوجه وذلك لأن ترسيب دواء الرذاذ يقل بشكل ملحوظ كلما ازدادت المسافة بين الجهاز ووجه الطفل، ولذلك تشير البراهين على أن طريقة النفخ غير فعالة ويجب عدم استخدامها .

تثقيف المرضى والآباء

كلما كبر الأطفال لابد من تغيير أجهزة الرذاذ الخاصة بهم، وعليهم وعلى مقدمي الرعاية أن يتدربوا على أفضل طرق استخدام وصيانة أجهزة الرذاذ. وقد يبدي الأطفال عدم رغبتهم في الالتزام باستعمال أجهزة توصيل أدوية الرذاذ وذلك بسبب عدم قدرتهم على استخدام الجهاز بشكل صحيح فيتم استخدامه من قبلهم بطريقة غير فعالة. ولذلك يجب على أخصائيي العناية التنفسية شرح آثار الأدوية الموصوفة وأهمية العلاج بالرذاذ والاستخدام المناسب لبخاخات الرذاذ من الآباء والمرضى. وبعد تدريبهم، تتم المتابعة بصورة مستمرة لتحسين عملية توصيل أدوية الرذاذ والالتزام بالعلاج الموصوف للرضع والأطفال .

مكافحة العدوى

يمكن أن تتلوث بخاخات الرذاذ عن طريق مسببات الأمراض من قبل المريض ومقدمي الرعاية والبيئة، وقد تم مشاهدة تلوث البخاخات في المرضى الذين يعانون من التليف الكيسي والربو ونقص المناعة، وفي حالة عدم وجود مكافحة للعدوى، يتلوث مولد الرذاذ مسببا نمو بكتيري في الجهاز التنفسي، ولذلك من الضروري إنشاء نظام إدارة مكافحة للعدوى يعمل على الحد من عدوى المستشفيات طول البقاء في المستشفى وكذلك الحد من التكاليف المرتبطة بفترة البقاء في المستشفى.

نظام إدارة مكافحة العدوى في توصيل أدوية الرذاذ

توعية المريض وثقيفه

توعية المريض: لقد لوحظ أن بخاخات الرذاذ المستخدمة في المنزل قد يتم تلويثها بالبكتيريا بصورة مستمرة. لذا، يجب التركيز على أهمية تنظيف معدات الرذاذ والمحافظة عليها من خلال برامج التوعية بمكافحة العدوى التي تجرى للمرضى والعاملين بمجال الرعاية الطبية من خلال التعليمات الكتابية واللفظية المتكررة.

مواظبة المرضى على العلاج: يخفق حوالي ٨٥٪ من المرضى ذوي التليف الكيسي Cystic Fibrosis في تطهير البخاخات التي يستعملونها في المنزل. بالإضافة إلى عدم اتباع تعليمات التنظيف والتطهير المقدمة من قبل الشركة المنتجة، والتي يمكن التأثير عليها من خلال العوامل الشخصية والثقافية الاجتماعية والنفسية. أن تغيير بخاخات الرذاذ كل ٢٤ ساعة باستعمال معدات تستخدم مرة واحدة باعتماد التامين الصحي وبمشاركة المرضى و زيادة التزامهم بطرق مكافحة العدوى يمكن أن يقلل من خطر العدوى.

تنظيف بخاخات الرذاذ وصيانتها

وقاية العدوى وسوء استخدام بخاخات الرذاذ المنزلية:

التنظيف: يوجد أدناه توضيح لتعليمات التنظيف لمختلف أنواع بخاخات الرذاذ.

- **البخاخ أحادي الجرعة المضغوط:** يجب تنظيف الوعاء البلاستيكي للبخاخ أحادي الجرعة المضغوط مرة أسبوعياً على أقل تقدير كما هو موضح في الجدول (١٦):

جدول (١٦): تعليمات التنظيف للبخاخ أحادي الجرعة والبخاخ الذاتي.	
تنظيف البخاخ أحادي الجرعة	تنظيف البخاخ الذاتي
تنظف مرة واحدة في الأسبوع أو عند اللزوم. انظر إلى الفتحة الموجودة بالبخاخ التي يخرج منها الدواء.	ينظف مرة أسبوعياً أو عند اللزوم. إزالة غطاء توصيلة الفم.
قم بتنظيف البخاخ إذا رأيت المسحوق داخل الفتحة أو حولها.	قم بقلب البخاخ الذاتي رأساً عن عقب.
فك وعاء البخاخ أحادي الجرعة من الوعاء البلاستيك بحيث لا يبتل.	مسح توصيلة الفم بقطعة جافة ونظيفة من القماش.
شطف الوعاء البلاستيك بالماء الدافئ ثم رجه لإزالة الماء الزائد.	قم برفق عمل ثقب في خلف البخاخ الذاتي بحيث ينزل الغطاء flap، مما يسهل رؤية الرذاذ.
دعة يجف طول الليل.	قم بتنظيف سطح الغطاء flap بمسحة قطنية جافة.
قم بتبديل الوعاء واعادته داخل توصيلة الفم وإعادة غطاء توصيلة الفم mouthpiece.	أعد غطاء توصيلة الفم وتأكد من أن الدواسة lever في وضعها لأسفل.

- **الأجهزة المساعدة للبخاخ أحادي الجرعة:**

عندما يتم استخدام التوصيلة المساعدة Spacer مع البخاخ أحادي الجرعة المضغوط، فيجب تنظيفه قبل الاستخدام، ثم يتم تنظيفه دورياً بناءً على توصيات الشركة المنتجة، و يوضح جدول (١٧) الخطوات التي يتم استخدامها لتنظيف الأجهزة المساعدة للبخاخ أحادي الجرعة.

تنظيف غرفه الجهاز

ينظف كل أسبوعين أو عند اللزوم.

فك الجهاز من أجل تنظيفه.

نقع أجزاء التوصيلة المساعدة في الماء الدافئ بمطهر سائل، ثم قم برج القطعتين للخلف والأمام برفق. تحريكه لأزالة الماء الزائد.

تجفيف أجزاء التوصيلة المساعدة بالهواء في وضع رأسي طول الليل.

لا تستخدم منشفة لتجفيف الأنبوبة لأنه قد يقلل عملية توصيل الجرعة بسبب الشحنة الاستاتيكية. تبديل القطعة الخلفية على التوصيلة المساعدة عندما يتم جفافها تماما.

- **بخاخ البودرة الجافة:** الجدير بالذكر أنه يجب عدم غمس بخاخ البودرة الجافة في الماء، علاوة على الحفاظ عليه في حالة جافة دائماً لأن الرطوبة إذا أصابته فإنها تقلل الجرعة الدوائية الواصلة للمريض. ورغم عدم وجود دليل واضح عن ممارسة تنظيف بخاخ البودرة الجافة، فإن كل شركة منتجة لها توصيات بخصوص التنظيف الدوري وكذلك تقترح مسح توصيلة الفم لبخاخ البودرة الجافة باستخدام قطعة قماش جافة ونظيفة.

- **أجهزة البخار:** يجب تنظيف أجهزة البخار بعد كل معالجة في المنزل، فكلما طالت فترة تجفيف أجهزة البخار المتسخة كلما صعب تنظيفها بصورة جيدة. فشطف وغسل أجهزة البخار على الفور بعد كل معالجة يمكن أن يقلل خطر العدوى، وطبقاً لتعليمات جمعية التليف الكيسي، يجب غسل أجزاء من بخاخات الرذاذ بالصابون والماء الحار بعد كل معالجة بعناية بحيث لا يتم تلف أي جزء من بخاخات الرذاذ. ويقدم جدول (١٨) تعليمات تخص أجهزة البخار النفثة. ويجب تنظيف أجهزة البخار فوق الصوتية والشبكية وتطهيرها طبقاً لتوصيات الشركة المنتجة، والجدير بالذكر أنه يجب عدم لمس الشبك أثناء تنظيف أجهزة البخار الشبكية، وذلك لأنه قد يسبب تلف للوحدة.

جدول (١٨): التعليمات الخاصة بتنظيف أجهزة البخار النفاثة.

التنظيف بعد كل استخدام	التنظيف مرة واحدة أو مرتين كل أسبوع
قم بغسل يديك قبل التعامل مع الجهاز.	قم بغسل يديك قبل التعامل مع الجهاز.
فك الأجزاء بعد كل معالجة.	فك القطع بعد كل استخدام.
نزع الأنابيب من آلة ضغط الهواء وتركها على جنب، كما يجب عدم غسل أو شطف الأنابيب.	نزع الأنبوبة من آلة ضغط الهواء Compressor ثم اتركها، و يجب عدم غسل الأنابيب أو شطفها.
اشطف كأس الجهاز وتوصيلة الفم سواء بالماء المعقم أو الماء المقطر.	اغسل قطع الجهاز في ماء دافئ بالصابون السائل.
تخلص من الماء الزائد.	قم بتطهير الجهاز طبقاً لتوصيات الشركة المنتجة، وقد يتم نقع الجهاز في أحد المحاليل التالية:
	1. جزء واحد من مسحوق المبيض المنزلي و ٥٠ جزء من الماء لمدة ثلاث دقائق.
	2. ٧٠٪ من كحول ايزوبروبيل لمدة خمس دقائق.
	3. ٣٪ من بروكسيد الهيدروجين لمدة 30 دقيقة.
	4. خل مقطر جزء واحد في ثلاثة أجزاء ماء ساخن لمدة ساعة واحدة (غير موصى به لمرضى التليف الكيسي).
اجعلها تجف في الهواء على منشفة ماصة.	اشطف أجزاء الجهاز بماء مقطر أو معقم.
قم بتخزين كأس الجهاز في كيس بلاستيك به سحاب zipper.	تخلص من الماء الزائد وضع جميع أجزاء الجهاز على منشفة ورقية نظيفة.
	تعريضهم للهواء من أجل تجفيفهم بصورة كاملة على منشفة ماصة.
	إعادة تركيب الجهاز وتخزينه في وعاء كيس جاف ونظيف.

التطهير

يوصى بتطهير وتبديل أجهزة البخار وذلك لتقليل التلوث، حيث يكون لكل شركة منتجة توصيات مختلفة تخص عملية تطهير منتجاتها، لذا؛ يجب اتباع التعليمات الخاصة بالشركة المنتجة بخصوص تطهير البخاخات، والجدير بالذكر أن جميع الحلول يجب إهمالها بعد عملية التطهير، وتشتمل الطرق المتنوعة للتطهير بأن يقوم المريض بما يلي:

1. اجعل أجزاء أجهزة البخار تغلي لمدة خمس دقائق، ولم تتطلب هذه العملية التطهيرية شطف نهائي.
2. نقعها في محلول مبيض منزلي و ٥٠ - جزء من الماء لمدة ثلاث دقائق.
3. نقع أجزاء أجهزة البخار في ٧٠٪ من كحول الايزوبروبيل لمدة خمس دقائق.
4. نقعها في ٣٪ من بيروكسيد الهيدروجين لمدة ٣٠ دقيقة.
5. نقعها في خل ابيض مقطر جزء واحد في ثلاثة أجزاء ماء ساخن لمدة ساعة (غير موصى به لمرضى التليف الكيسي).

يجب على المريض أن يطهر أجهزة البخار مرة أو مرتين في الأسبوع من خلال استخدام احد طرق التطهير المذكورة أعلاه، و يبين البرهان أن مركب رباعي الألمنيوم يمكن أن يستخدم لتطهير أجهزة البخار النفاثة لأنها تتميز بفاعلية إذا ما قورنت بإجراءات التطهير من خلال استخدام مطهر قبيل الغسيل وينقع في حمض الخل بحوالي ١، ٥٢٪، على أن يتم النقع في مركب حمض رباعي الألمنيوم لمدة ١٠ دقائق، بينما يتم النقع في الحمض الخلي لفترة لا تقل عن ١٠ دقائق، وهناك ميزة أخرى لاستخدام المحلول الرباعي هي أنه يمكن استخدامه لمدة أسبوع إذا ما قورنت بحمض الخل الذي لا يمكن استخدامه لهذه المدة.

الشطف النهائي: يجب على المريض استخدام ماء طاهر (غير مقطر ولا معبأ) من أجل القيام بالشطف النهائي، ويمكن تصنيع الماء الطاهر عن طريق غليانه لمدة خمس دقائق.

التجفيف والصيانة: نظراً لأن البكتيريا تنمو في الأماكن الرطبة المبللة، فإن أجهزة البخار يجب تجفيفها وتخزينها تماماً في مكان جاف ونظيف بين كل معالجة وأخرى، و يمكن تحسين عملية التجفيف من خلال ضمان تدفق الغاز إلى أجهزة البخار لفترة قصيرة بعد شطفها/تنظيفها، وقد يتغير أداء أجهزة البخار حسب الوقت المستغرق بسبب عمليات

التنظيف غير الصحيحة أو الصيانة أو إجراءات التطهير، ولابد أن يتم الاحتفاظ بأجهزة البخار بعيداً عن التلوث من خلال اتباع تعليمات الشركة المنتجة الخاصة بالعناية والتنظيف، وهذا أمراً ضرورياً لجميع بخاخات الرذاذ المستخدمة مع الأدوية المستنشقة.

الوقاية من العدوى وسوء استخدام بخاخات الرذاذ في المستشفيات أو العيادات

بخاخات الرذاذ: يصاحب تلوث أجهزة البخار بالبكتيريا عدوى مكتسبة من المستشفى، حيث توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن يتم تنظيف أجهزة البخار وتطهيرها وشطفها بالماء المعقم والمجفف بين كل معالجة وأخرى، فعلى كل مستشفى أو عيادة خارجية يجب أن يكون لها برامج مراقبة تعمل على تحديد ممارسات العناية المركزة المحلية بناء على التفسير والتحليل والجمع النظامي والمستمر للبيانات عن العدوى، يجب تعديل أجهزة البخار كل ٢٤ ساعة، فإذا تم تسمية مولد الرذاذ لاستخدام مريض واحد فقط" فانه يجب استخدامه لمريض واحد فقط ثم يتم التخلص منه.

أدوية الاستنشاق: تصطبأ أوعية الأدوية متعددة الجرعة بأجهزة البخار ملوثة، كما أنها مصدر فعال لانتشار العدوى داخل المستشفيات؛ لذلك، يوصى بتعاطي الأدوية أحادية الجرعة عند اللزوم، ومن المهم أيضاً تجنب محاليل الأدوية الملوثة.

انتقال العدوى: يمكن تقليل انتقال العدوى من المعالج إلى المريض عن طريق غسل المعالين أيديهم بالماء والصابون أو تنظيف أيديهم بمواد معقمة قبل المعالجة وبعدها، كما يجب الأخذ في الاعتبار استخدام القفازات بين المرضى وتنظيف الأيدي بعد خلع القفازات، ويرجع ذلك إلى الحقيقة التي فحواها أن القفازات تخلق بيئة رطبة ودافئة التي تساعد على نمو التلوث الميكروبي وبذلك تنتشر العدوى، كما يجب استخدام النظارات الوقائية وأقنعة الوجه ودروع الوجه لوحدها كي تمنع الأمراض الاعتلالية المنقولة عبر الهواء التي قد يستنشقها المعالين في علاج الأدوية بالرذاذ.

التقيد بنظام إدارة مكافحة العدوى: يكون هذا النظام فعال فقط عند تطبيقه من قبل أخصائيي العناية التنفسية المعروفين والذين يلتزمون به، لذلك، يجب تدريب أخصائيي

العناية التنفسية بصورة سليمة على استخدام القوانين الموضوعية من قبل نظام إدارة مكافحة العدوى في توصيل أدوية الرذاذ.

مراقبة العدوى: يجب على المستشفيات أن تضع إجراءات ملموسة وبسيطة لمراقبة العدوى بحيث يتسنى لها إجراء التقييم بصورة دورية لأعمال مكافحة العدوى المستخدمة من قبل أخصائيي العناية التنفسية.

الأمان والصحة المهنية لأخصائيي العناية التنفسية

يخضع أخصائيو العناية التنفسية لخطر التعرض للأدوية المستنشقة، إلا أنهم يواجهون أيضاً خطر الأمراض المستنشقة أثناء العلاج بالرذاذ، وقد تم توضيح عناصر الأمان والصحة المهنية لأخصائيي العناية التنفسية أدناه:

تحسين الصحة وتقييمها: لأبد من فحص أخصائيي العناية التنفسية للوقاية من العدوى وتحسينهم منذ بداية تعيينهم إلى نهاية خدمتهم.

نظافه الأيدي: تكون نظافه الأيدي فعالة في تقليل انتقال الفيروسات التنفسية، ولذلك فإن العاملين بمجال الرعاية الصحية الذين يغسلون أيديهم بصورة دائمة عند التعامل مع المرضى يتعرضون لخطر أقل للإصابة بعدوى تنفسية.

المعدات الوقائية: لابد من تزويد أخصائيي العناية التنفسية بالأجهزة الشخصية الوقائية مثل الأقنعة وأدوات وقاية العين عند اللزوم.

جهاز التهوية: تعمل هذه الأجهزة على تبديل هواء الغرفة من ٦ إلى ١٠ مرات بالساعة وتخلق بيئة ضغط سلبية في غرفة المريض التي تكون فعالة في إزالة ٩٩،٩٪ من التلوثات المنقولة عبر الجو في ٦٩ دقيقة.

أجهزة البخار ذات المرشح: أن وضع مرشح على قطعة الاستنشاق في أجهزة البخار قد يحمي أخصائيي العناية التنفسية من العدوى ويقلل انتشار الرذاذ الملوث بالمستشفيات والعيادات الخارجية.

تثقيف المرضى بالاستخدام الصحيح لأجهزة الرذاذ

تحدث بعض المشاكل عند استعمال المريض لأجهزة الرذاذ، ومعرفة هذه الأمور لدى أخصائي العناية التنفسية تساعد على إرشاد المريض بشكل صحيح وتعزز معرفته بتقييم المريض الذي لديه صعوبة في التحكم بحالته المرضية، كما أن المواظبة السيئة للمريض بالمعالجة بالرذاذ الموصوف له وحدوث أخطاء في استعمال جهاز الرذاذ تقلل من فاعلية الأدوية؛ لذا، يجب تقييم كلا المشكلتين.

مواظبة المريض على العلاج

هناك مشكلة عامة في استعمال أدوية البخاخ وهي مواظبة المريض على استعمال البخاخ الموصوف له، إلا أن لفظ "مواظبة" يشير إلى تقبل المريض لاتباع خطة العلاج الموصوفة له، كما أن هناك عدة طرق لمراقبة مدى تقيد المريض بالخطة العلاجية الموصوفة له مثل عمل المقابلات مع المريض دورياً والتقرير من المريض و تعداد الجرعة وكذلك أجهزة المراقبة الإلكترونية الملحقة بالبخاخ نفسه؛ إضافة إلى أن أجهزة المراقبة الملحقة بالبخاخات هي من أكثر الأجهزة دقة، ففي إحدى الدراسات، تبين أن نتيجة الملاحظات اليومية المدونة من قبل المرضى أظهرت الاستخدام المتوسط لمنبهات البيت بنسبة ٧٨٪، بينما توضح البيانات الإلكترونية للبخاخ أحادي الجرعة نسبة حوالي ٤٨٪، وهذا يدل على أن المرضى يميلون إلى إعطاء تقارير مبالغ فيها عند استعمال أدوية البخاخات إذا ما قورنت بالبيانات التي تم الحصول عليها من الأجهزة المراقبة الإلكترونية، كما تم تصنيف الإخفاق في المواظبة بالخطة العلاجية الموصوفة إلى البعض من المرضى كإخفاق عمداً والبعض الآخر كان عفويا وبدون قصد، ويوضح جدول (١٩) نمطين من عدم المواظبة مع ذكر الأسباب والأمثلة.

جدول (١٩): الأسباب العامة والعوامل المحتملة في عدم المواظبة من قبل المرضى على استخدام أدوية الرذاذ.

عوامل غير مقصودة:

- عدم فهم العلاج بشكل صحيح.
- سوء فهم الخطة الدوائية الموصوفة.
- سوء التواصل بين المريض وطبيبه.
- سوء عملية التواصل بين المريض والأخصائي المعالج.
- عوائق لغوية.

عوامل مقصودة: فهم طريقة استخدام البخاخ إلا أن المريض لا يواظب على العلاج بصورة صحيحة.

➤ معتقدات عند المريض

- لا يحتاج إلى علاج منتظم.
- أنه غير مريض فعلاً.
- عناية الآباء وتوصيتهم بلزومه للفراش (الأطفال).
- الدواء باهظ التكاليف.
- القلق بشأن الآثار الجانبية.
- عدم الثقة بالعلاج.
- النسيان.
- الإرهاق والحياة المليئة بالأعمال.
- أنظمة الرذاذ المعقدة.
- العوامل النفسية مثل الكآبة.

الجدير بالذكر أن أحد الأمثلة عن عدم المواظبة غير المقصودة لاستخدام البخاخ هو الأسلوب التقني غير الصحيح لاستعمال الجهاز الذي يمكن تصحيحه من خلال تدريب المريض وتثقيفه. ويعد البخاخ أحادي الجرعة من أصعب الأدوية استعمالاً على المرضى ولا يتوافر بخاخ جيد وآمن من الأخطاء والإخفاق، لذا تم ابتكار التوصيلة المساعدة للبخاخ لمواجهة تحديات صعوبة استعماله وكذلك زيادة فاعلية الجرعة المستنشقة من قبل

المريض، ومن ناحية أخرى يعتبر استخدام بخاخ البودرة الجافة على أنه أسهل في الاستعمال من البخاخ أحادي الجرعة، بينما يعد البخاخ أبسط أنواع أجهزة الرذاذ في الاستعمال؛ ومع ذلك، قد تكون هناك مشاكل متعلقة بكل نوع من أنواع البخاخات، ويوضح جدول (٢٠) الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تحدث مع كل نوع من هذه الأجهزة.

جدول (٢٠): المشاكل الشائعة والعيوب والأخطاء المصاحبة لكل نوع من أنواع بخاخات الرذاذ.

البخاخ أحادي الجرعة المضغوط

الأخطاء المرتكبة أثناء الاستخدام:

- الإخفاق في تنسيق عملية تشغيل البخاخ أحادي الجرعة عند الاستنشاق.
- عدم كتم النفس لفترة وجيزة كافية بعد الاستنشاق.
- معدل تدفق الهواء أثناء الشهيق سريع للغاية.
- عدم التشغيل بالقدرة الكافية /الرج غير الكافي/ مزج الدواء بصورة غير كافية قبل الاستعمال.
- التوقف المفاجئ للاستنشاق عند وصول الجرعة إلى الحلق.
- تشغيل البخاخ أحادي الجرعة عندما تكون الرئة في أقصى سعة لها.
- تشغيل البخاخ قبل الاستنشاق.
- إطلاق البخاخ أحادي الجرعة عدة مرات أثناء استنشاق جرعة واحدة.
- إطلاق البخاخ أحادي الجرعة في الفم، لكن يتم الاستنشاق من الأنف.
- إطلاق الزفير أثناء تشغيل البخاخ.
- وضع البخاخ في الفم بطريقة خاطئة.
- امساك البخاخ في الوضع الخطأ.
- الإخفاق في إزالة الغطاء قبل الاستعمال.
- الاستعمال المفرط للبخاخ أحادي الجرعة بما يزيد عن سعته المعروفة (فقدان حساب الجرعة).
- الإخفاق في تنظيف الغرفة.
- ضياع الجرعات المتبقية.

- عدم تثقيف المريض وتدريبه على استعمال البخاخ أحادي الجرعة.
- قلة المعرفة والدراية بالبخاخ بالنسبة للمستخدمين.
- انعدام القوة اليدوية الكافية أو المرونة عند تشغيل البخاخ أحادي الجرعة.
- عدم الانسجام الحركي الفكري Ideomotor dyspraxia.

التوصيلة المساعدة للبخاخ Valevd Holding Chamber/spacers

- التركيب الخاطئ للتوصيلة المساعدة مع البخاخ.
- الإخفاق في إزالة الشحنة الكهروستاتية في كثير من التوصيلات المساعدة التي يمكن أن تقلل الجرعة المنبعثة في غرفة التوصيلة المساعدة الجديدة للبخاخ.
- التأخر لفترة طويلة بين تشغيل البخاخ أحادي الجرعة والاستنشاق من التوصيلة المساعدة للبخاخ.
- الاستنشاق بسرعة للغاية.
- إطلاق العديد من البخاخات (الجرعات الدوائية) في التوصيلة المساعدة قبل الاستنشاق.
- عدم وجود تثقيف للمريض وتدريبه على تركيب واستعمال التوصيلة المساعدة للبخاخ.

بخاخات البودرة الجافة

الأخطاء المرتكبة أثناء الاستخدام:

- عدم مسك البخاخ بطريقة صحيحة أثناء تحميل الجرعة.
- الإخفاق في خرم أو فتح عبوة الدواء.
- استخدام البخاخ بوضعية خاطئة.
- عدم القدرة على إطلاق الجرعة المطلوبة.
- إخراج الزفير من خلال التوصيلة المساعدة.
- عدم إخراج زفير كافٍ من الرئة قبل استنشاق الجرعة.
- عدم الاستنشاق بدرجة قوية كافية.
- عدم كتم النفس لفترة تكفي وصول الجرعة إلى الرئة.
- إخراج الزفير داخل التوصيلة المساعدة بعد الاستنشاق.

استعمال تصاميم متعددة الجرعات (مثل البخاخ التربييني) في مناطق رطوبة مما يؤدي إلى تقليل الجزيئات الناعمة للجرعة عند الاستنشاق.

عدم وجود تدريب وتثقيف للمريض على تركيب واستعمال بخاخ البودرة.

أجهزة البخار

- الإخفاق في تجميع وتركيب الأجزاء الخاصة بالبخاخ بشكل سليم.
- فقدان الجرعة الدوائية عند امالة بعض أجهزة البخار.
- الإخفاق في الحفاظ على توصيلة الفم أثناء استنشاق الجرعة الدوائية.
- الإخفاق في التنفس من الفم خلال استنشاق الجرعة الدوائية.

الأخطاء الشائعة للمرضى عند استعمال البخاخ أحادي الجرعة

رغم أن عملية التنسيق بين عملية الاستنشاق وإخراج جرعة الدواء مع البخاخ أحادي الجرعة من أهم المشكلات، إلا أن هناك بعض الأخطاء الجوهرية التي يمكن أن يقوم بها المريض عند استعمال البخاخ كما موضح في جدول (٢٠)، حيث أن الإخفاق في رج البخاخ أحادي الجرعة قبل الاستعمال يمكن أن يعوق خروج الجرعة الدوائية بطريقة سليمة؛ إضافة إلى ذلك، نرى بعض المشكلات التي تسبب انزعاج للمرضى مثل عدم وجود بخاخ مجهز بعدد يبين عدد الجرعات حتى يساعدهم في معرفة إذا ما كان قد فرغ البخاخ وانتهى أم ما زال به جرعات. يتوفر عداد يبين الجرعات في السوق تجاريا مما يجعل المريض قد يضطر إلى شراء جهاز إضافي، وفي إحدى الاستطلاعات، ذكر حوالي ٧٢٪ من المرضى أنهم يستخدمون البخاخ أحادي الجرعة لحين عدم سماع صوت عند تشغيله وهذه طريقة غير صحيحة، فالبخاخ أحادي الجرعة يستمر في إخراج رذاذ بدون دواء إذا تم تشغيله بعد الكمية المحددة له سواء كان ذلك ١٢٠ أو ٢٠٠ بخة، لذا على المعالجين إرشاد مرضاهم بأهمية تعقب عدد الجرعات الباقية في البخاخ أحادي الجرعة صفحة (55).

الأخطاء الشائعة للمرضى عند استعمال التوصيلة المساعدة للبخاخ

لقد تم تدوين الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تحدث مع استعمال التوصيلة المساعدة للبخاخ في جدول (٢٠)، كما يعتبر التركيب غير السليم للتوصيلة المساعدة مشكلة أخرى، حيث يعتقد الكثير من المرضى بشكل خاطئ أن التوقف قبل الاستنشاق من التوصيلة بعد تشغيل البخاخ أحادي الجرعة لم يكن له تأثير على الجرعة المراد توصيلها

أو إذا تم إطلاق عدة بخات من البخاخ في التوصيلة ثم يليها استنشاق لمرة واحدة، كلاً الأسلوبين خاطئ و يعمل على تقليل الجرعة الدوائية المراد توصيلها إلى الرئة؛ ومع ذلك، نجد الأسلوب التقني المثالي هو أن تضع توصيلة الفم بين الشفاه ثم تأخذ نفس عميق ببطئ عند تشغيل البخاخ أحادي الجرعة.

أما تواجد الشحنة الكهروستاتية على جدران الغرفة للتوصيلة المساعدة فيمكن إزالتها بالغسيل المسبق بمنظف الايونات أو من خلال إطلاق ١٠ إلى ٢٠ بخة من البخاخ أحادي الجرعة في غرفه التوصيلة المساعدة، وبدلاً من ذلك يمكن شراء توصيلة مساعدة غير كهروستاتية أو خالية من الشحنات ذاتها.

الأخطاء الشائعة للمرضى عند استعمال بخاخ البودرة الجافة

لقد تم التعرف على بعض المشكلات عند استعمال المرضى لبخاخ البودرة جدول (٢٠)، كما تم عرض معدلات الأخطاء المعروفة بالإخفاق في القيام بالخطوات السليمة حيث أنها مشابهة لتلك المذكورة مع البخاخ أحادي الجرعة وبخاخ البودرة الجافة (Aerolizer) والتربيني والبخاخ القرصي)، علماً بأن من أهم المشكلات الظاهرة لبخاخات البودرة الجافة هي أن جميع الموديلات المتوفرة حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية تتميز بتصاميم وموديلات مختلفة، كما أن هناك فروقاً في خطوات عملية الاستخدام عند الاستنشاق وتحميل الجرعة لبخاخ البودرة، ومن أكثر معدلات الخطأ مع هذا النوع من البخاخات هو الإخفاق في مسك الجهاز بطريقة سليمة.

الأخطاء الشائعة للمرضى عند استعمال أجهزة البخار صغيرة الحجم

المشكلات المعتاد عليها مع أجهزة البخار صغيرة الحجم لا تكون نتيجة لاستعمال المريض وإنما هي عيوب لهذا النوع من أجهزة الرذاذ جدول (٢٠) وتشتمل هذه العيوب على حجم الجهاز والحاجة لوحدة إمداد خارجية (غاز مضغوط أو كهرباء) والمدة الزمنية الطويلة للجرعة الدوائية للمرضى؛ ومع ذلك، وتعد أجهزة البخار من أبسط الأنواع استعمالاً من قبل المريض.

ولقد تم تطوير أجهزة أجهزة البخار الجديدة من الناحية التقنية حيث تم تصغير حجمها والاستغناء عن وحدة إمداد القوى الخارجية، مع تقليل الفترة الزمنية المطلوب للعلاج والسيطرة على فقدان الجرعة الدوائية أثناء الزفير.

تعليم المرضى وتقييمهم من حيث مدى إتقانهم لاستعمال البخاخات

يوجد هناك تنوع كبير من أجهزة الرذاذ وطرق تشغيلها مثل (بخاخات البودرة الجافة)، مما يؤدي إلى الحيرة وارتكاب الأخطاء عند الاستخدام من قبل المريض، لذا يوصى باتباع الخطوات العامة التالية من قبل الأخصائيين لضمان اتباع المريض للطرق الصحيحة لاستخدام البخاخات:

1. مراجعة تعليمات البخاخ بإتقان ثم تجريب عينة زائفة على جهاز على أنفسهم قبل تعليم المرضى.
2. تدريب المريض على تركيب و طريقة استخدام البخاخ مع التأكد من فهم المريض لجميع الخطوات.
3. تزويد المريض بالتعليمات الكتابية الخاصة باستخدام البخاخ ومنها خطة كتابية لاستعمال الأدوية.
4. اجعل المريض يتمرّن أمامك على كيفية استعمال البخاخ مع أهمية مراقبة الخطوات معاً.
5. مراجعة طريقة استعمال المريض للبخاخ في كل زيارة.
6. مراجعة فهم المريض لاستخدام البخاخات في كل زيارة له (كموعد الاستعمال والغرض من الدواء وعدد الوصفات).
7. ضع احتمالية شك عالية على ان المريض لم يستخدم البخاخ بالصورة الصحيحة وعدم التزامه بالخطة العلاجية في حالة سوء الحالة الصحية أو تدهورها للمريض.

المراجع العلمية

1. Hess DR, Myers TR, Rau JL. A guide to aerosol delivery devices for respiratory therapists. American Association for Respiratory Care, Dallas, Texas 2005.
2. Rau JL Jr. Respiratory care pharmacology. St. Louis: Mosby;2002.
3. Newman S, Hollingworth A, AR C. Effect of different modes of inhalation on drug delivery from a dry powder inhaler. Int J Pharm 1994; 102:127-132.
4. Newman SP, Pavia D, Moren F, et al. Deposition of pressurised aerosols in the human respiratory tract. Thorax 1981;36(1):52-55.
5. Newman SP, Woodman G, Clarke SW, Sackner MA. Effect of InspirEase on the deposition of metered-dose aerosols in the human respiratory tract. Chest 1986; 89(4):551-556.
6. Lewis RA, Fleming JS. Fractional deposition from a jet nebulizer: how it differs from a metered-dose inhaler. Br J Dis Chest 1985; 79(4):361-367.
7. Fink JB. Humidity and aerosol therapy. In: Mosby's respiratory care equipment. St. Louis MO: Mosby-Elsevier Inc;2010:91-140.
8. Dolovich MB, Ahrens RC, Hess DR, et al. Device selection and outcomes of aerosol therapy: evidence-based guidelines: American College of Chest Physicians/ American College of Asthma, Allergy, and Immunology. Chest 2005; 127(1):335-371.
9. Leach CL, Davidson PJ, Hasselquist BE, Boudreau RJ. Influence of particle size and patient dosing technique on lung deposition of HFA-beclomethasone from a metered dose inhaler. J Aerosol Med 2005; 18(4):379-385.
10. Geller DE. New liquid aerosol generation devices: systems that force pressurized liquids through nozzles. Respir Care 2002; 47(12):1392-1404.
11. Dulfano MJ, Glass P. The bronchodilator effects of terbutaline: route of administration and patterns of response. Ann Allergy 1976; 37(5):357-366.
12. Gardenhire DS. Airway pharmacology. In: Egan's fundamentals of respiratory care. St Louis MO: Mosby Elsevier; 2009:667-692.
13. Fink JB. Aerosol drug therapy. In: Egan's fundamentals of respiratory care. St Louis MO: Mosby Elsevier; 2009:801-842.
14. Babu KS, Marshall BG. Drug-induced airway diseases. Clin Chest Med 2004; 25(1):113-122.
15. Leuppi JD, Schnyder P, Hartmann K, et al. Drug-induced bronchospasm: analysis of 187 spontaneously reported cases. Respiration 2001; 68(4):345-351.
16. Steckel H, Eskandar F. Factors affecting aerosol performance during nebulization with jet and ultrasonic nebulizers. Eur J Pharm Sci 2003; 19(5):443-455.
17. O'Callaghan C, Barry PW. The science of nebulised drug delivery. Thorax 1997; 52(Suppl 2):S31-S44.

18. Hess DR. Aerosol delivery devices in the treatment of asthma. *Respir Care* 2008; 53(6):699-723.
19. Ip AY, Niven RW. Prediction and experimental determination of solute output from a Collison nebulizer. *J Pharm Sci* 1994; 83(7):1047-1051.
20. Pitchford K, Corey M, Highsmith A, et al. Pseudomonas species contamination of cystic fibrosis patients' home inhalation equipment. *J Pediatr* 1987; 111(2):212-216.
21. Rosenfeld M, Emerson J, Astley S, et al. Home nebulizer use among patients with cystic fibrosis. *J Pediatr* 1998; 132(1):125-131.
22. Vassal S, Taamma R, Marty N, et al. Microbiologic contamination study of nebulizers after aerosol therapy in patients with cystic fibrosis. *Am J Infect Control* 2000; 28(5):347-351.
23. Barnes KL, Clifford R, Holgate ST, et al. Bacterial contamination of home nebuliser. *Br Med J (Clin Res Ed)* 1987; 295(6602):812.
24. Wexler MR, Rhame FS, Blumenthal MN, et al. Transmission of gram-negative bacilli to asthmatic children via home nebulizers. *Ann Allergy* 1991; 66(3):267-271.
25. Jakobsson BM, Onnered AB, Hjelte L, Nystrom B. Low bacterial contamination of nebulizers in home treatment of cystic fibrosis patients. *J Hosp Infect* 1997; 36(3):201-207.
26. Carnathan B, Martin B, Colice G. Second hand (S)-albuterol: RT exposure risk following racemic albuterol (Abstract). *Respir Care* 2001; 46(10):1084.
27. Dimich-Ward H, Wymer ML, Chan-Yeung M. Respiratory health survey of respiratory therapists. *Chest* 2004; 126(4):1048-1053.
28. Christiani DC, Kern DG. Asthma risk and occupation as a respiratory therapist. *Am Rev Respir Dis* 1993; 148(3):671-674.
29. Kern DG, Frumkin H. Asthma in respiratory therapists. *Ann Intern Med* 1989; 110(10):767-773.
30. Rhinehart E, Friedman MM. Personal protective equipment and staff supplies. In: *Infection control in home care (An official APIC publication)*. Gaithersburg MD: Aspen Publishers, Inc.; 2006:61-69.
31. Gamage B, Moore D, Copes R, et al. Protecting health care workers from SARS and other respiratory pathogens: a review of the infection control literature. *Am J Infect Control* 2005; 33(2):114-121.
32. Segal-Maurer S, Kalkut G. Environmental control of tuberculosis: continuing controversy. *Clin Infect Dis* 1994; 19(2):299-308.
33. Dennis JH. Standardization issues: in vitro assessment of nebulizer performance. *Respir Care* 2002; 47(12):1445-1458.
34. Hess D, Fisher D, Williams P, et al. Medication nebulizer performance. Effects of diluent volume, nebulizer flow, and nebulizer brand. *Chest* 1996; 110(2):498-505.
35. Dennis JH. A review of issues relating to nebulizer standards. *J Aerosol Med* 1998; 11(Suppl 1):S73-S79.
36. Welch MJ. Nebulization therapy for asthma: a practical guide for the busy pediatrician. *Clin Pediatr (Phila)* 2008; 47(8):744-756.

37. Rau JL, Ari A, Restrepo RD. Performance comparison of nebulizer designs: constant-output, breath-enhanced, and dosimetric. *Respir Care* 2004; 49(2):174-179.
38. Alvine GF, Rodgers P, Fitzsimmons KM, Ahrens RC. Disposable jet nebulizers. How reliable are they? *Chest* 1992; 101(2):316-319.
39. Camargo CA Jr, Spooner CH, Rowe BH. Continuous versus intermittent beta-agonists in the treatment of acute asthma. *Cochrane Database Syst Rev* 2003; (4):CD001115.
40. Everard ML, Evans M, Milner AD. Is tapping jet nebulisers worthwhile? *Arch Dis Child* 1994; 70(6):538-539.
41. Malone RA, Hollie MC, Glynn-Barnhart A, Nelson HS. Optimal duration of nebulized albuterol therapy. *Chest* 1993; 104(4):1114-1118.
42. Newman SP. Principles of metered-dose inhaler design. *Respir Care* 2005; 50(9):1177-1190.
43. Gross G, Cohen RM, Guy H. Efficacy response of inhaled HFA-albuterol delivered via the breath-actuated Autohaler inhalation device is comparable to dose in patients with asthma. *J Asthma* 2003; 40(5):487-495.
44. Newman SP, Weisz AW, Talaee N, Clarke SW. Improvement of drug delivery with a breath actuated pressurised aerosol for patients with poor inhaler technique. *Thorax* 1991; 46(10):712-716.
45. Everard ML, Devadason SG, Summers QA, Le Souef PN. Factors affecting total and "respirable" dose delivered by a salbutamol metered dose inhaler. *Thorax* 1995; 50(7):746-749.
46. Niven RW, Kacmarek RM, Brain JD, Peterfreund RA. Small bore nozzle extensions to improve the delivery efficiency of drugs from metered dose inhalers: laboratory evaluation. *Am Rev Respir Dis* 1993; 147(6 Pt 1):1590-1594.
47. Pedersen S. The importance of a pause between the inhalation of two puffs of terbutaline from a pressurized aerosol with a tube spacer. *J Allergy Clin Immunol* 1986; 77(3):505-509.
48. Pedersen S, Steffensen G. Simplification of inhalation therapy in asthmatic children. A comparison of two regimes. *Allergy* 1986; 41(4):296-301.
49. Dolovich M, Ruffin RE, Roberts R, Newhouse MT. Optimal delivery of aerosols from metered dose inhalers. *Chest* 1981; 80(6 Suppl):911-915.
50. Lawford P, McKenzie. Pressurized bronchodilator aerosol technique: influence of breath-holding time and relationship of inhaler to the mouth. *Br J Dis Chest* 1982; 76(3):229-233.
51. Thomas P, Williams T, Reilly PA, Bradley D. Modifying delivery technique of fenoterol from a metered dose inhaler. *Ann Allergy* 1984; 52(4):279-281.
52. Unzeitig JC, Richards W, Church JA. Administration of metered-dose inhalers: comparison of open- and closed-mouth techniques in childhood asthmatics. *Ann Allergy* 1983; 51(6):571-573.
53. Chhabra SK. A comparison of "closed" and "open" mouth techniques of inhalation of a salbutamol metered-dose inhaler. *J Asthma* 1994; 31(2):123-125.
54. Newman S, Clark A. Inhalation techniques with aerosol bronchodilators. Does it matter? *Pract Cardiol* 1983; 9:157-164.

55. Holt S, Holt A, Weatherall M, et al. Metered dose inhalers: a need for dose counters. *Respirology* 2005; 10(1):105-106.
56. Ogren R, Baldwin J, Simon R. How patients determine when to replace their metered dose inhalers. *Ann Allergy Asthma Immunol* 1995; 75(6 Pt 1):485-489.
57. Rubin BK, Durotoye L. How do patients determine that their metered-dose inhaler is empty? *Chest* 2004; 126(4):1134-1137.
58. Schultz RK. Drug delivery characteristics of metered-dose inhalers. *J Allergy Clin Immunol* 1995; 96(2):284-287.
59. Cain WT, Oppenheimer JJ. The misconception of using floating patterns as an accurate means of measuring the contents of metered-dose inhaler devices. *Ann Allergy Asthma Immunol* 2001; 87(5):417-419.
60. Brock TP, Wessell AM, Williams DM, Donohue JF. Accuracy of float testing for metered-dose inhaler canisters. *J Am Pharm Assoc (Wash)* 2002; 42(4):582-586.
61. U.S. Department of Health and Human Services, U.S. Food and Drug Administration. Guidance for industry: integration of dose-counting mechanisms into MDI drug products. Rockville MD, 2003.
62. Sheth K, Wasserman RL, Lincourt WR, et al. Fluticasone propionate/salmeterol hydrofluoroalkane via metered-dose inhaler with integrated dose counter: Performance and patient satisfaction. *Int J Clin Pract* 2006; 60(10):1218-1224.
63. Simmons MS, Nides MA, Kleerup EC, et al. Validation of the Doser, a new device for monitoring metered-dose inhaler use. *J Allergy Clin Immunol* 1998; 102(3):409-413.
64. Julius SM, Sherman JM, Hendeles L. Accuracy of three electronic monitors for metered-dose inhalers. *Chest* 2002; 121(3):871-876.
65. Williams DM, Wessell A, Brock TP. The Doser external counting device. *Chest* 1999; 116(5):1499.
66. American College of Chest Physicians. Patient instructions for inhaled devices in English and Spanish. Northbrook IL, 2006.
67. Rau JL. The inhalation of drugs: advantages and problems. *Respir Care* 2005; 50(3):367-382.
68. Fink JB, Rubin BK. Aerosol and medication administration. In: Czerviske MP, Barnhart SL, editors. *Perinatal and pediatric respiratory care*. St Louis MO: Elsevier Science; 2003.
69. Everard ML. Aerosol delivery to children. *Pediatr Ann* 2006; 35(9):630-636.
70. Everard ML. Inhalation therapy for infants. *Adv Drug Deliv Rev* 2003; 55(7):869-878.
71. Ahrens RC. The role of the MDI and DPI in pediatric patients: "Children are not just miniature adults". *RespirCare* 2005; 50(10):1323-1328.
72. Pongracic JA. Asthma delivery devices: age-appropriate use. *Pediatr Ann* 2003; 32(1):50-54.
73. Boe J, Dennis JH, O'Driscoll BR, et al. European Respiratory Society Guidelines on the use of nebulizers. *EurRespir J* 2001; 18(1):228-242.
74. Rubin BK, Fink JB. Optimizing aerosol delivery by pressurized metered-dose inhalers. *Respir Care* 2005; 50(9):1191-1200.

75. Rau JL. Practical problems with aerosol therapy in COPD. *Respir Care* 2006; 51(2):158-172.
76. Rubin BK. Nebulizer therapy for children: the device-patient interface. *Respir Care* 2002; 47(11):1314-1319.
77. Geller DE. Comparing clinical features of the nebulizer, metered-dose inhaler, and dry powder inhaler. *Respir Care* 2005; 50(10):1313-1321.
78. Gray SL, Williams DM, Pulliam CC, et al. Characteristics predicting incorrect metered-dose inhaler technique in older subjects. *Arch Intern Med* 1996; 156(9):984-988.
79. Allen SC, Ragab S. Ability to learn inhaler technique in relation to cognitive scores and tests of praxis in old age. *Postgrad Med J* 2002; 78(915):37-39.
80. McFadden ER Jr. Improper patient techniques with metered-dose inhalers: clinical consequences and solutions to misuse. *J Allergy Clin Immunol* 1995; 96(2):278-283.
81. Atkins PJ. Dry powder inhalers: an overview. *Respir Care* 2005; 50(10):1304-1312.
82. Fink JB, Rubin BK. Problems with inhaler use: a call for improved clinician and patient education. *Respir Care* 2005; 50(10):1360-1375.
83. Lewis RM, Fink JB. Promoting adherence to inhaled therapy: building partnerships through patient education. *Respir Care Clin N Am* 2001; 7(2):277-301, vi.
84. Fink JB. Inhalers in asthma management: is demonstration the key to compliance? *Respir Care* 2005; 50(5):598-600.
85. van der Palen J, Klein JJ, van Herwaarden CL, et al. Multiple inhalers confuse asthma patients. *Eur Respir J* 1999; 14(5):1034-1037.
86. Castro-Rodriguez JA, Rodrigo GJ. Beta-agonists through metered-dose inhaler with valved holding chamber versus nebulizer for acute exacerbation of wheezing or asthma in children under 5 years of age: a systematic review with meta-analysis. *J Pediatr* 2004; 145(2):172-177.
87. Meadows-Oliver M, Banasiak NC. Asthma medication delivery devices. *J Pediatr Health Care* 2005; 19(2):121-123.
88. Chan PW, DeBruyne JA. Parental concern towards the use of inhaled therapy in children with chronic asthma. *Pediatr Int* 2000; 42(5):547-551.
89. Apter AJ, Reisine ST, Affleck G, et al. Adherence with twice-daily dosing of inhaled steroids. Socioeconomic and health-belief differences. *Am J Respir Crit Care Med* 1998; 157(6 Pt 1):1810-1817.
90. Rubin BK. What does it mean when a patient says, "my asthma medication is not working?" *Chest* 2004; 126(3):972-981.
91. Everard ML. Inhaler devices in infants and children: challenges and solutions. *J Aerosol Med* 2004; 17(2):186-195.
92. Tal A, Golan H, Grauer N, et al. Deposition pattern of radiolabeled salbutamol inhaled from a metered-dose inhaler by means of a spacer with mask in young children with airway obstruction. *J Pediatr* 1996; 128(4):479-484.
93. Everard ML, Clark AR, Milner AD. Drug delivery from holding chambers with attached facemask. *Arch Dis Child* 1992; 67(5):580-585.

94. Nikander K, Berg E, Smaldone GC. Jet nebulizers versus pressurized metered dose inhalers with valved holding chambers: effects of the facemask on aerosol delivery. *J Aerosol Med* 2007; 20(Suppl 1):S46-S55.
95. Bower L, Barnhart S, Betit P, et al. American Association for Respiratory Care. AARC Clinical Practice Guideline: selection of an aerosol delivery device for neonatal and pediatric patients. *Respir Care* 1995; 4(12):1325-1335.
96. National Asthma Education and Prevention Program. Expert Panel Report III: guidelines for the diagnosis and management of asthma. Bethesda MD: National Institutes of Health; 2007.
97. Everard ML. Guidelines for devices and choices. *J Aerosol Med* 2001; 14(Suppl 1):S59-S64.
98. Ritson S JD, Everard ML. Aerosol delivery systems acceptable to young children improve drug delivery. *Thorax* 1998; 53:A55.
99. Fink JB. Aerosol delivery to ventilated infants and pediatric patients. *Respir Care* 2004; 49(6):653-665.
100. Nikander K, Agertoft L, Pedersen S. Breath-synchronized nebulization diminishes the impact of patient-device interfaces (face mask or mouthpiece) on the inhaled mass of nebulized budesonide. *J Asthma* 2000; 37(5):451-459.
101. Iles R, Lister P, Edmunds AT. Crying significantly reduces absorption of aerosolised drug in infants. *Arch Dis Child* 1999; 81(2):163-165.
102. Everard ML. Trying to deliver aerosols to upset children is a thankless task. *Arch Dis Child* 2000; 82(5):428.
103. Murakami G, Igarashi T, Adachi Y, et al. Measurement of bronchial hyperreactivity in infants and preschool children using a new method. *Ann Allergy* 1990; 64(4):383-387.
104. Janssens HM, van der Wiel EC, Verbraak AF, et al. Aerosol therapy and the fighting toddler: is administration during sleep an alternative? *J Aerosol Med* 2003; 16(4):395-400.
105. Esposito-Festen J, Ijsselstijn H, Hop W, et al. Aerosol therapy by pressured metered-dose inhaler-spacer in sleeping young children: to do or not to do? *Chest* 2006; 130(2):487-492.
106. Restrepo RD, Dickson SK, Rau JL, Gardenhire DS. An investigation of nebulized bronchodilator delivery using a pediatric lung model of spontaneous breathing. *Respiratory Care* 2006; 51(1):56-61.
107. Kishida M, Suzuki I, Kabayama H, et al. Mouthpiece versus facemask for delivery of nebulized salbutamol in exacerbated childhood asthma. *J Asthma* 2002; 39(4):337-339.
108. Lowenthal D, Kattan M. Facemasks versus mouthpieces for aerosol treatment of asthmatic children. *Pediatr Pulmonol* 1992; 14(3):192-196.
109. Smaldone GC, Berg E, Nikander K. Variation in pediatric aerosol delivery: importance of facemask. *J Aerosol Med* 2005; 18(3):354-363.
110. Amirav I, Newhouse MT. Aerosol therapy with valved holding chambers in young children: importance of the facemask seal. *Pediatrics* 2001; 108(2):389-394.
111. Janssens HM, Tiddens HA. Facemasks and aerosol delivery by metered-dose inhaler valved holding chamber in young children: a tight seal makes the difference. *J Aerosol Med* 2007; 20(Suppl 1):S59-S65.

112. Everard ML, Clark AR, Milner AD. Drug delivery from jet nebulisers. *Arch Dis Child* 1992; 67(5):586-591.
113. Esposito-Festen JE, Ates B, van Vliet FJ, et al. Effect of a face-mask leak on aerosol delivery from a pMDI-spacer system. *J Aerosol Med* 2004; 17(1):1-6.
114. Kesser B, Geller D, Amirav I, Fink J. Baby don't cry: in vitro comparisons of "baby's breath" aerosol delivery hood vs. face mask or blow-by using the "Saint" infant upper airway model and "Aeroneb Go" vs. T-piece nebulizer (Abstract). *Respir Care* 2003; 48(11):1079.
115. Rubin BK. Bye-bye, Blow-by. *Respir Care* 2007; 52(8):981.
116. Everard ML. Aerosol therapy: regimen and device compliance in daily practice. *Paediatr Respir Rev* 2006; 7(Suppl 1):S80-S82
117. Everard ML. Regimen and device compliance: key factors in determining therapeutic outcomes. *J Aerosol Med* 2006; 19(1):67-73.
118. Craven DE, Lichtenberg DA, Goularte TA, et al. Contaminated medication nebulizers in mechanical ventilator circuits. Source of bacterial aerosols. *Am J Med* 1984; 77(5):834-838.
119. Hutchinson GR, Parker S, Pryor JA, et al. Home-use nebulizers: a potential primary source of *Burkholderia cepacia* and other colistin-resistant, gram-negative bacteria in patients with cystic fibrosis. *J Clin Microbiol* 1996; 34(3):584-587.
120. Saiman L, Siegel J. Infection control recommendations for patients with cystic fibrosis: microbiology, important pathogens, and infection control practices to prevent patient-to-patient transmission. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2003; 24(5 Suppl):S6-S52.
121. Cohen HA, Kahan E, Cohen Z, et al. Microbial colonization of nebulizers used by asthmatic children. *Pediatr Int* 2006; 48(5):454-458.
122. Blau H, Mussaffi H, Mei Zahav M, et al. Microbial contamination of nebulizers in the home treatment of cystic fibrosis. *Child Care Health Dev* 2007; 33(4):491-495.
123. Saiman L, Siegel J. Infection control in cystic fibrosis. *Clin Microbiol Rev* 2004; 17(1):57-71.
124. Lester MK, Flume PA, Gray SL, et al. Nebulizer use and maintenance by cystic fibrosis patients: A survey study. *Respir Care* 2004; 49(12):1504-1508.
125. Rau JL. Determinants of patient adherence to an aerosol regimen. *Respir Care* 2005; 50(10):1346-1359.
126. Chew NY, Reddel HK, Bosnic-Anticevich SZ, Chan HK. Effect of mouthpiece washing on aerosol performance of CFC-free Ventolin. *J Asthma* 2004; 41(7):721-727.
127. American College of Chest Physicians. Priming and cleaning your MDI and spacer, 2006.
128. The Cystic Fibrosis Foundation. Stopping the spread of germs, 2009.
129. Chatburn RL, Kallstrom TJ, Bajaksouzian S. A comparison of acetic acid with a quaternary ammonium compound for disinfection of hand-held nebulizers. *Respir Care* 1988; 33(3):179-187.
130. Le Brun PP, de Boer AH, Heijerman HG, Frijlink HW. A review of the technical aspects of drug nebulization. *Pharm World Sci* 2000; 22(3):75-81.

131. Griebble HG, Colton FR, Bird TJ, et al. Fine-particle humidifiers. Source of *Pseudomonas aeruginosa* infections in a respiratory-disease unit. *N Engl J Med* 1970; 282(10):531-535.
132. Mertz JJ, Scharer L, McClement JH. A hospital outbreak of *Klebsiella pneumoniae* from inhalation therapy with contaminated aerosol solutions. *Am Rev Respir Dis* 1967; 95(3):454-460.
133. Tablan OC, Anderson LJ, Besser R, et al. Guidelines for preventing health care-associated pneumonia, 2003: recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. *MMWR Recomm Rep* 2004; 53(RR-3):1-36.
134. O'Malley CA, VandenBranden SL, Zheng XT, et al. A day in the life of a nebulizer: surveillance for bacterial growth in nebulizer equipment of children with cystic fibrosis in the hospital setting. *Respir Care* 2007; 52(3):258-262.
135. American Association for Respiratory Care. AARC Clinical Practice Guideline: selection of an aerosol delivery device. *Respir Care* 1992; 37(8):891-897 (retired August 2006).
136. Estivariz CF, Bhatti LI, Pati R, et al. An outbreak of *Burkholderia cepacia* associated with contamination of albuterol and nasal spray. *Chest* 2006; 130(5):1346-1353.
137. Hamill RJ, Houston ED, Georgiou P, et al. An outbreak of *Burkholderia* (formerly *Pseudomonas*) *cepacia* respiratory tract colonization and infection associated with nebulized albuterol therapy. *Ann Intern Med* 1995; 122(10):762-766.
138. Rau JL, Restrepo RD. Nebulized bronchodilator formulations: unit-dose or multi-dose? *Respir Care* 2003; 48(10):926-939.
139. U.S. Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research. Public health advisory: contamination of multi-dose bottles of Albuterol Sulfate Solution for Inhalation (0.5%), 2002.
140. Center for Disease Control and Prevention. Clean hands save lives, 2008.
141. Center for Disease Control and Prevention. Guideline for hand hygiene in healthcare settings, 2008.
142. Larson EL. APIC guideline for handwashing and hand antisepsis in health care settings. *Am J Infect Control* 1995; 23(4):251-269.
143. Paes BA. Current strategies in the prevention of respiratory syncytial virus disease. *Pediatr Respir Rev* 2003; 4(1):21-27.
144. Purssell E. Preventing nosocomial infection in paediatric wards. *J Clin Nurs* 1996; 5(5):313-318.
145. Hall CB. Nosocomial respiratory syncytial virus infections: the "Cold War" has not ended. *Clin Infect Dis* 2000; 31(2):590-596.
146. Milgrom H, Bender B, Ackerson L, et al. Noncompliance and treatment failure in children with asthma. *J Allergy Clin Immunol* 1996; 98(6 Pt 1):1051-1057.
147. Melani AS, Zanchetta D, Barbato N, et al. Inhalation technique and variables associated with misuse of conventional metered-dose inhalers and newer dry powder inhalers in experienced adults. *Ann Allergy Asthma Immunol* 2004; 93(5):439-446.
148. McFadden ER Jr. Improper patient techniques with metered-dose inhalers: clinical consequences and solutions to misuse. *J Allergy Clin Immunol* 1995; 96(2):278-283.

149. Wildhaber JH, Devadason SG, Eber E, et al. Effect of electro-static charge, flow, delay and multiple actuations on the in vitro delivery of salbutamol from different small volume spacers for infants. *Thorax* 1996; 51(10):985-988.